



Essayez les différentes tailles après une tétée ou après avoir tiré votre lait. Si vous mesurez votre mamelon au repos, comptez 2 mm en plus.

Votre mamelon ne doit pas être trop serré ni trop libre.

N'hésitez pas à prendre conseil auprès d'une sage-femme ou consultante en lactation : www.ordre-sages-femmes.fr, www.consultantenlactation.com, www.consultants-lactation.fr



Small :
76 mm



Large :
90 mm

DISPONIBLE POUR SIMPLE POMPAGE (tailles S, L)
OU DOUBLE POMPAGE (tailles SD, LD)

KOLORAMA - PRISE DE MESURE



kitett kolor

Diffusion Technique Française 19, rue de la Presse - CS 60132
42003 Saint-Etienne Cedex 1 - France

DTF
medical