

Guide professionnel de matériel médical



RETROUVEZ TOUTES NOS SÉLECTIONS
CONFORT ET LOCATION SUR :

 mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr

 **Handipharm**



4/5 DES
FRANÇAIS
SOUHAITENT
VIEILLIR CHEZ EUX

PHARMACIENS : **DEVENEZ LE RÉFÉRENT PRIVILÉGIÉ**
DU MAINTIEN À DOMICILE.

HANDIPHARM LA SOLUTION SANTÉ À DOMICILE



QUELLE EST LA MISSION D'HANDIPHARM ?

Le pharmacien détient un rôle primordial et légitime dans la santé à domicile. Son rôle de proximité est à défendre et renforcer. Notre mission est de l'accompagner dans son expertise du maintien à domicile, avec les bons produits, les bons conseils et la prise en charge efficace de son patient. Nous l'accompagnons dans le développement de son activité et dans la montée en compétences de ses équipes (techniques, commerciales, management, communication & marketing)...

COMMENT HANDIPHARM SÉLECTIONNE SES PRODUITS ?

Nous ne limitons pas nos référencements à des produits standards. Nous nous attachons à trouver les produits les plus adaptés aux besoins chez des fournisseurs sélectionnés rigoureusement. Nous avons à cœur d'améliorer le quotidien de celles et ceux qui utilisent nos produits à domicile. Œuvrer avec audace et pédagogie.

UN MOT POUR VOS PHARMACIENS PARTENAIRES ?

Notre promesse : prise en charge d'excellence, disponibilité, réactivité, stabilité de la relation. Travailler en équipe avec un objectif commun : la satisfaction de nos clients. Être tournés vers ses clients : écouter, s'améliorer, inventer, penser à long terme... C'est toujours le 1^{er} jour !

Interview avec Sébastien Bousseau
Président d'Handipharm

Ce guide professionnel,



VOUS ACCOMPAGNE

DANS LE MAINTIEN
À DOMICILE

UNE SÉLECTION

INSPIRANTE

de **PRODUITS DE QUALITÉ**
à présenter à vos patients.

VOS NOUVEAUTÉS

EN UN COUP D'ŒIL

pour faire bénéficier vos patients
d'une **OFFRE RENOUVELÉE**.

DES CONSEILS

POUR VOUS GUIDER

dans la **PRISE EN CHARGE GLOBALE**
de votre patient à domicile.

DES TÉMOIGNAGES

DE PROFESSIONNELS

pour des **RETOURS D'EXPÉRIENCES**
formateurs et sécurisants.



20
ANS

À VOS CÔTÉS
MERCI !

UN MODÈLE DE
DISTRIBUTION
100% PHARMACIEN



La prestation à domicile main dans la main
avec le pharmacien

Handipharm, c'est



**ÊTRE ACCOMPAGNÉ
ET SÉCURISÉ**

dans l'activité maintien
à domicile,



**OPTER POUR
L'EFFICACITÉ**

en toute simplicité,



**BÉNÉFICIER D'UN
SERVICE DE PROXIMITÉ**

et de qualité,



INNOVER

et être au cœur
des tendances.

Valorisez votre activité de prestations à domicile dans votre officine et rendez-la visible auprès de vos patients.

1 LABEL
PHARMACIEN

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE

PHARMA
confort

1 MARQUE
PHARMACONFORT

Proposez des produits
bien-être au plus près
de vos patients.



LE CHOIX
ET LE CONSEIL

LA QUALITÉ
NORME ISO



LA RÉACTIVITÉ
ET LA DISPONIBILITÉ

NOS TECHNICIENS CONSEIL

Réalisent pour vous les **ESSAIS PRODUITS** et les **BILANS À DOMICILE** afin de vous orienter vers le produit adapté au patient.

À VOS CÔTÉS

Des **COMMERCIAUX PRÈS DE VOUS ET ENGAGÉS** dans le développement de votre activité officielle.

MAIN DANS LA MAIN

Un PSAD à vos côtés qui **valorise le rôle du pharmacien** auprès des autres professionnels de santé.

+200 COLLABORATEURS
EXPERTS



COUVERTURE
SUR + DE 50
DÉPARTEMENTS



3000 PHARMACIES
PARTENAIRES NOUS
FONT CONFIANCE

...et un **CENTRE DE FORMATION** agréé.

UN CONSEIL ET UN SUIVI TOUJOURS PLUS EXPERTS

Nous accueillons nos pharmacies partenaires dans notre centre de formation agréé. Handipharm apporte des outils et méthodes pratiques pour accompagner le développement de votre activité maintien à domicile, conseiller vos patients de façon cohérente et optimiser vos

investissements. Nos formateurs professionnels exercent le savoir-faire qu'ils vous transmettent. A l'issue de la formation, ils restent en lien avec votre équipe pour vous accompagner quotidiennement.



Me former me permet
d'être **plus à l'aise**
au comptoir pour
conseiller sur le
matériel médical.



PROXIMITÉ, ACCESSIBILITÉ, DÉONTOLOGIE

Acteurs au coeur du parcours de soin,
pharmaciens, renforcez votre rôle dans la santé à domicile.


CONNAÎTRE VOTRE PATIENT DE FAÇON GLOBALE PEUT FACILITER LE LIEN ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LOCAUX.

Ainsi, le partenariat quotidien avec Handipharm assure une prise en charge immédiate et efficiente du patient à son domicile, avec le matériel médical adapté et en coordination avec l'entourage et les professionnels de santé.




SUIVI RESPIRATOIRE

- Oxygénothérapie
- Ventilation non invasive
- Aspiration trachéale
- Apnée du sommeil
- Aérosolthérapie



SUIVI PERFUSION

- Antibiotique
- Chimiothérapie
- Immunoglobuline



SUIVI NUTRITION

- Entérale
- Parentérale



Organisation et coordination

de la prise en charge globale en lien avec le service prescripteur.

Visite du patient à l'hôpital, évaluation des besoins et préparation en amont de la prestation à domicile. Intervention dès le 1^{er} jour de sortie, voire dans la demi-journée pour certaines prestations.

Conseil et aide au choix

du matériel en adéquation avec les besoins du patient et la configuration de son domicile.

Installation à domicile et formation

sur le matériel et les techniques d'hygiène.

Livraison des consommables en lien avec les contraintes du patient.

Livraison du stock d'une semaine pour ne pas encombrer le domicile. Intervention à la demi-journée si besoin.

Reprise des consommables non utilisés.

Assistance technique

24h/24, 7j/7 avec une ligne dédiée aux professionnels.

Suivi du patient par les spécialistes Handipharm :

pharmaciens, diététiciens, infirmiers, techniciens handicap, à travers des visites à domicile ou des échanges téléphoniques.

Gestion administrative

du dossier médical et aide à la facturation.

Au service de
**LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
DÈS LA SORTIE D'UNE HOSPITALISATION.**

**ORGANISER
UN RETOUR**

À DOMICILE DANS
DE BONNES CONDITIONS

Visite au domicile par nos experts
et le pharmacien.



**DU
MATÉRIEL**

ADAPTÉ ET INNOVANT

En réponse à l'évolution
d'une situation au domicile.

**PARTAGER LES
COMPTES-RENDUS**

DE VISITES

avec les professionnels de santé
en charge du patient.
Une bonne coordination des soins.



**UNE LIGNE SANTÉ
DÉDIÉE AUX
PHARMACIENS**

TÉL. 02 72 78 54 78

FAX : 02 34 88 52 58

sante@handi-pharm.com

VOS GAMMES PRODUITS À RETROUVER SUR :

www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr



Parce que chaque patient est différent, bien l'accompagner
C'EST COMPRENDRE SON PROJET DE VIE

- ~ Qu'attend-il du fauteuil ?
- ~ Comment va-t-il l'utiliser ?
- ~ Quelle est sa pathologie ?
- ~ Quel est son mode de vie ?

Un accompagnement expert sur l'équipement d'un fauteuil manuel ou électrique

Handipharm



ET SON ÉQUIPE PLURI-PROFESSIONNELLE VOUS APPORTE LA SOLUTION

BILAN PATIENT

À DOMICILE

Nos techniciens conseil se déplacent au centre de rééducation fonctionnelle ainsi qu'au domicile de votre patient pour établir avec lui ses envies et ses besoins.

Ils réalisent les **ESSAIS À DOMICILE** ainsi que la **prise de mesure** pour les fauteuils personnalisés.



UNE ÉVALUATION GLOBALE DU DOMICILE EST EFFECTUÉE AUTOUR DE LA MOBILITÉ DE VOTRE PATIENT.

ANALYSE DU BESOIN

DE A À Z

SUIVI ADMINISTRATIF

GÉRÉ PAR HANDIPHARM

Demande d'entente préalable (obligatoire uniquement pour les fauteuils roulants électriques), dossiers mutuelle, maison de l'autonomie et banques pour financement **peuvent être réalisés par Handipharm après essais des produits.**



Fauteuil actif sur mesure
 À retrouver page 86



Fauteuil roulant électrique
QUICKIE Q500 M
À retrouver page 95



Fauteuil de transfert
À retrouver page 82



Roue motorisée E-PILOT
À retrouver page 91

ENTRETIEN

ET SERVICE APRÈS-VENTE

Parce que l'entretien du fauteuil doit se faire aussi **simple**ment que possible, les équipes spécialistes Handipharm mettent à votre disposition un **service après-vente de qualité avec prêt de matériel**.



PENSEZ À :
PROPOSER À VOTRE PATIENT L'ENTRETIEN DE SON FAUTEUIL. NOS ÉQUIPES S'OCCUPENT DE TOUT.

RENOUVELLEMENT ET ADAPTABILITÉ

Du matériel selon l'évolution de la pathologie et/ou morphologie du patient.



FAIRE LE BON CHOIX

Un fauteuil sur mesure pour plus de **LIBERTÉ**



LE FAUTEUIL ROULANT : UNE AIDE AU DÉPLACEMENT PERSONNALISÉE EN LIEN AVEC LE PROJET DE VIE DU PATIENT.

Fauteuil roulant manuel, électrique, avec un dossier inclinable ou fixe ? De nombreuses options existent ce qui rend le choix complexe. Un fauteuil roulant doit **s'adapter aux besoins de la personne**, et non l'inverse. Son principal objectif doit être de garantir au patient un **confort et une mobilité optimale**. Pour bien choisir son fauteuil roulant, il faut tenir compte de plusieurs critères et notamment du **niveau d'indépendance**, mais pas seulement. En effet, il faut également prendre en compte la **morphologie de la personne, ses habitudes de vie, ses envies** mais aussi **son environnement** (domicile, aménagements extérieurs...). Pour cela, il est essentiel d'évaluer les capacités de la personne dans son quotidien avec l'accompagnement de professionnels tel qu'un ergothérapeute et un prestataire de santé à domicile. Le **patient doit être au centre de cette démarche** qui se doit d'être pluridisciplinaire.

Interview avec Agathe
Ergothérapeute

PRESCRIPTION

La prescription d'un fauteuil roulant est délivrée sur une ordonnance qui mentionne :

- ~ Achat ou location
- ~ Mode de propulsion : manuel ou électrique
- ~ Caractéristiques du fauteuil : dossier fixe / pliant, inclinable...
- ~ Options éventuelles : repose-jambes, appui-tête...

PRISE EN CHARGE

Conseillez votre patient sur les **prises en charge complémentaires** : mutuelle, MDPH, APA, CCAS, CARSAT.



PENSEZ À :
PROPOSER UNE FACTURE POUR LA MUTUELLE DE VOTRE PATIENT

Mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr UN LABEL 100% PHARMACIEN

AMIS À
DOMICILE
UN MARCHÉ
EN DEVENIR

12
millions de
personnes auront +
de 75 ans d'ici 2050.

8 français sur 10
déclarent ne pas être
assez informés de
ce que sont/ont les
prestataires de santé à
domicile.

68%
des patients
trouveraient intéressant
d'avoir un entretien de
15 minutes avec son
pharmacien pour préparer
leur retour à domicile.

66%
des français se
sentent plus proches
d'une enseigne qui
communique de façon
créative.



Pharmacie Matthieu
GRANDHOMME

" NOUS AVONS
GAGNÉ EN
COHÉRENCE
DANS LA
RELATION
CLIENT. "

Comment l'adhésion au label a accompagné votre développement ?

Avec l'arrivée d'une consœur plus dynamique dans le voisinage, nous devons assurer la bonne **visibilité** de notre offre sur le matériel médical qui a toujours constitué une de nos forces.

Animer la pharmacie ou théâtraliser la vitrine avec de la PLV professionnelle et des produits innovants, renforce notre image et nos patients nous repèrent. Le **site internet** nous a fait gagner en cohérence dans la relation client. Très apprécié de l'équipe, il permet d'avoir une approche plus **moderne** de l'offre : le patient peut s'informer à domicile et valider ses choix. Nous parlons désormais d'une même voix au comptoir où l'appui des vidéos disponibles sur le site est un vrai plus pour le conseil et la vente. Nous avons aussi gagné en fluidité avec l'interface de prise de commande.

L'abonnement ? Le coût de l'adhésion est cohérent, il doit être perçu comme un investissement pour valoriser notre savoir-faire. C'est gagnant - gagnant !

Et demain ? Les fonctionnalités du site pourraient encore évoluer, pouvoir appliquer des coefficients différents par famille et par modèle serait idéal pour affiner la rentabilité.



* Sources : Insee - 2017, Etude Harris Interactive - 2016, Etude Avenir Pharmacie - 2017, Enquête d'Harris Interactive pour Popal France - 2016

4 leviers pour booster votre activité maintien à domicile et devenir un expert !



1. JE TRAVAILLE MON IMAGE AUPRÈS DES PATIENTS

- Un **suivi commercial** personnalisé pour développer mon activité à mon rythme.
- Des outils **digitaux** sur-mesure.



2. JE ME FORME POUR ÊTRE UN EXPERT DU MAINTIEN À DOMICILE

- Un accès **prioritaire** au centre de formation.
- Des **événements** réseaux pour s'informer, partager et progresser ensemble.



3. J'OFFRE UNE GAMME DE PRODUITS DIFFÉRENCIANT

- Une gamme de produits **innovante et exclusive** réservée aux adhérents du label.



4. JE RENDS VISIBLE MON SAVOIR FAIRE

- Une animation **permanente** de votre officine.
- Des **formations en officine** avec vos équipes.

DES CHIFFRES QUI COMPTENT

**20% DE
CROISSANCE**
sur le matériel médical
suite à une formation

JUSQU'À **2** FOIS
PLUS DE VOLUME
DE VENTE suite à
une animation.

mon-matériel- medical-en- pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE





Des produits
bien-être
au plus près de
vos patients

PHARMA
confort
se modernise !



Croissance

ADDITIONNELLE
AVEC DES PRODUITS
COUP DE CŒUR.

Coup de cœur



Fidélisez

VOTRE CLIENTÈLE
AVEC DES COLLECTIONS
SAISONNIÈRES TENDANCES.

Animez

VOTRE OFFICINE GRÂCE
À DES OUTILS MARKETING
PERFORMANTS.



Les professionnels PharmaConfort
conçoivent des **produits de qualité
et tendances**, à l'écoute des besoins
de vos patients.

Naturellement, PharmaConfort apporte
un soin particulier à la sélection des matières
et à la recherche de solutions innovantes
pour offrir des **collections au confort
absolu et aux lignes stylisées**.

Plus d'informations auprès de votre délégué commercial.



À retrouver page 41 et 160

www.pharmaconfort.com



Un guide de tailles



La visibilité de nos stocks



Un délai de livraison assuré

Des visuels inspirants pour votre patient

Des conseils pour bien choisir



LES NOUVEAUTÉS EN BREF



LE DIAGNOSTIC À LA MODE

À retrouver page 234-235

SOINS



PUÉRICULTURE



candide®
tout est bien qui commence bien

NOUVELLE GAMME PUÉRICULTURE

À retrouver page 170-173


LA SEULE, L'UNIQUE CUP PLIABLE FRANÇAISE

À retrouver page 175



UNE BRAXIÈRE PAS COMME LES AUTRES!

À retrouver page 171



YPSOMED
COMPLÈTE
L'OFFRE
DIABÈTE

À retrouver page 206



NOUVEAU !



RESPIREZ **UN AIR PUR**
MESUREUR DE CO2

À retrouver page 153

UN **FAUTEUIL REPOS**
AU GOÛT DU JOUR !

À retrouver page 140




CONFORT



NOUVEAU SITE !
**NOUVELLE
GAMME**

À retrouver page 160-161



www.pharmaconfort.com



LES NOUVEAUTÉS EN BREF

HYGIÈNE



LE DESIGN S'INVITE
DANS LA SALLE DE BAIN

À retrouver page 113-115



GAMME ÉLITE

À retrouver page 111

ET D'AUTRES PRODUITS MALINS POUR VOS PATIENTS !



PANSEMENT
ÉTANCHE
POUR OREILLE

À retrouver page 118



À retrouver
page 129



À retrouver
page 108



À retrouver
page 143



À retrouver
page 168



À retrouver page 193

À retrouver page 137

LA GAMME DE VOS PRODUITS À MARQUE

À retrouver page 146



À retrouver page 146-156

À retrouver page 55



À retrouver page 119



À retrouver page 151

MOBILITÉ

DES NOUVEAUTÉS POUR SORTIR AVEC STYLE CET ÉTÉ !

À retrouver page 50



Cadre de marche Omega page 66 - BiKube page 70 - Rollator page 68 et scooter page 74

BIEN VIVRE CHEZ SOI

≈ **USAGE D'UN LIT MÉDICALISÉ ?**

≈ **UNE INFIRMIÈRE PRODIGUE
DES SOINS MÉDICALISÉS ?**

Tables de nuit page 45.
Solutions nutrition page 208.

≈ **Y A-T-IL UN AIDANT À DOMICILE ?**

Solutions de transfert page 77.
Fauteuils roulants confort page 88.

≈ **DIFFICULTÉS POUR
SE REDRESSER
OU SE PENCHER ?**

Fauteuils releveurs page 136.
Aides techniques page 146.

≈ **AMÉLIORER SON CONFORT
DE VISION ET D'AUDITION ?**

Solutions page 156.


≈ **DIFFICULTÉS
DE PRÉHENSION ?**

≈ **AIDES POUR CUISINER ?**

À retrouver page 148.


≈ **PERTES D'APPÉTIT ?**

Des compléments nutritionnels page 210.



**UTILISEZ VOTRE
DOSSIER PATIENT :
DISTRIBUÉ EN FORMATION
ACCUEIL PATIENT**

Renseignez-vous auprès
de votre délégué commercial



**LE
UNE ÉVALUATION
GLOBALE DU DOMICILE
EST EFFECTUÉE**

≈ **MAL DE DOS ?**

≈ **DES DIFFICULTÉS À S'HABILLER ?**

Aides techniques page 145.

≈ **EN RECHERCHE DE CONFORT ET BIEN-ÊTRE ?**

Gamme oreillers page 159.

Chaleur douce page 143.

≈ **Y A-T-IL UN ÉTAGE
DANS LA MAISON ?**

Monte-escalier page 59.

≈ **EST-CE FACILE
DE SE DÉPLACER ?**

Cannes page 52.

Barres d'appui page 97.

Chemin lumineux page 156.

≈ **COMMENT SE PASSE
LA TOILETTE ?**

≈ **DES AMÉNAGEMENTS DE
LA SALLE DE BAIN PEUVENT
FACILITER SON USAGE
ET LIMITER LES CHUTES**

Solutions hygiène page 106.

Réhausse WC page 123.

≈ **RESTER MOBILE
POUR PRÉSERVER SA VIE SOCIALE**

Toutes les solutions page 107.

Rollators page 67.



DES PARTENARIATS SOLIDES AVEC SES FOURNISSEURS.

POUR TOUJOURS OFFRIR LES MEILLEURES
SOLUTIONS DU MARCHÉ AUX PHARMACIENS
ET AUX PATIENTS !



Handipharm

**REMERCE
SES PARTENAIRES**
qui l'accompagnent
au quotidien pour
mieux vous servir !

DES FABRICANTS EXPERTS

POUR DES PRODUITS
INNOVANTS
& DE QUALITÉ



LA GARANTIE DE LA SOLUTION ADAPTÉE !

À RETROUVEZ DANS VOTRE GUIDE PROFESSIONNEL

LA SÉLECTION DE PRODUITS À VOTRE MARQUE

Les produits de la gamme **mon-matériel-medical-en-pharmacie.fr** sont signalés du logo près de la référence du produit concerné. Gamme exclusivement réservée aux pharmaciens membres du Label.

Renseignez-vous auprès de votre délégué commercial.

DEMANDEZ L'ESSAI DE NOS FAUTEUILS

Les produits signalés de ce logo seront préalablement **testés à domicile** ou en centre de rééducation.

UNE LARGE GAMME DE PRODUITS À LA LOCATION

Pour chaque domaine d'activité, nous proposons une solution de location adaptée aux besoins des patients.

DU MATÉRIEL ADAPTÉ À CHAQUE PATIENT

 Matériel adapté aux personnes de forte corpulence

 Matériel adapté aux enfants

 Large gamme de couleurs

 Fabrication Française

INDEX

Retrouvez tous nos produits listés par ordre alphabétique.

INDEX GÉNÉRIQUE

INDEX BARIATRIQUE

COUCHAGE

LIT & MATELAS

POSITIONNEMENT

AUTOUR DU LIT

TRANSFERT & MOBILITÉ

MOBILITÉ

TRANSFERT

FAUTEUILS

POSITIONNEMENT

HYGIÈNE

SALLE DE BAIN

ANTI-CHUTE

TOILETTE

BIEN-ÊTRE & CONFORT

FAUTEUILS

CONFORT & AIDES TECHNIQUES

AIDES AUX REPAS

BIEN-ÊTRE

PUÉRICULTURE

ALLAITEMENT

CONFORT BÉBÉ

SOINS

RESPIRATOIRE

BIEN-ÊTRE & RÉÉDUCATION

SOINS À DOMICILE

AUTOUR DU SOIN



Pharma Radio

GOOD MORNING PHARMACIES

Tout les jours du lundi au vendredi

FRANCK ESTEVE & DAPHANÈLE HARTT & DAVID PARTRAUD

5-10H



Pharmaradio.fr

Google Play

App Store

INDEX GÉNÉRAL

A

Abaisse-langue bois.....	231
Accessoires - Cadre de marche.....	65
Accessoires - Canne.....	64
Accroche canne.....	55/64
Accroche cœur.....	171
Adaptateur stérile.....	221
Aérosol humidificateur.....	187 
Aérosol manosonique.....	187 
Aérosol pneumatique ou sonique.....	184 
Aérosol pneumatique sonique.....	186 
Aide verseur de gouttes.....	192
Aiguille de Huber.....	217
Aiguille de prélèvement.....	221
Aiguille hypodermique.....	221
Aiguille pour stylo insuline.....	205/206
Alber Viamobil.....	92
Alèse de lit absorbante.....	42
Alèse de lit Viva.....	127
Aniosgel.....	228
Appareil pipi-stop.....	199 
Arceau de lit.....	44 
Armoire à pharmacie.....	236
Arthromoteur.....	144 
Aspirateur de muscosités.....	224 
Aspirateur trachéal.....	224 
Assiette.....	150
Assiette isotherme.....	150
Assise Better back.....	142
Assise rotative.....	142
Assise stop glisse.....	142
Autotensio.....	197

B

Baby phone.....	175
Bac à shampoing.....	116
Balle de massage.....	204
Bande de fixation canule trachéo.....	225
Bande en flanelle.....	118
Bandelettes antidérapantes.....	120
Barre d'accès au lit.....	43
Barre d'appui.....	121
Barre d'appui pour extérieur.....	97
Barre d'appui pour lit.....	43
Barre d'appui pour toilette.....	121
Barrière de lit.....	29
Bassin de lit.....	128
Bâton de marche.....	57
Bâtonnet de soin bois.....	231
Bâtonnet de soin de bouche.....	231
Bâtonnet mousse manche bois.....	231
Bâtonnet ouaté imprégné.....	231
Bavoir.....	149
Béquille d'aisselle.....	63
Berceau bébé.....	172 

Biberon.....	168
Bidet.....	128
Bikini.....	171
Bistouri pré-monté.....	230
Blouse visiteur.....	232
Boîte à dentier.....	119
Boîte de séchage amplificateur d'écoute...157	
Boite Fisio Bib.....	168
Bol isotherme.....	150
Bombe de froid.....	202
Bouchon Autoflush.....	217/220
Bouchon bionecteur.....	220
Bouchon Luer Lock®.....	217
Bout de sein Contact.....	169
Bouteille d'oxygène.....	189 
Bouton de gastrostomie.....	211
Bracelet métacarpien.....	146
Brassard d'allaitement.....	170
Brassard tensiomètre.....	196
Brassière allaitement.....	171
Brassière pour fauteuil roulant.....	103
Brosse pour le corps.....	118
Broyeur de comprimé.....	192

C

Cadre de marche.....	66 
Cadre de toilette.....	124
Cale bébé ergonomique Air +.....	173
Câle de position.....	37/38
Câle-tête pour fauteuil releveur.....	142
Canne anatomique.....	52
Canne anglaise.....	60/61/62
Canne arthritique.....	63
Canne blanche.....	57
Canne bois.....	58
Canne métal.....	52/57
Canne palmaire.....	52
Canne quadripode.....	63
Canne siège trépied.....	58
Canne T Fantaisie.....	52
Canne T pliante.....	52/55/56
Canne tripode.....	63
Canne Les Intrépides.....	53
Canule trachéotomie.....	225
Capnographie.....	180
Capteur d'activité.....	157
Capuchon de transfert.....	221
Carré de toilette.....	127
Casque d'écoute.....	156
Casque de protection Ergo.....	103
Casque d'écoute sans fil avec amplificateur...156	
Cathéter hystérosonographie.....	227
Cathéter sécurisé.....	216
Ceintures pour fauteuil roulant.....	103
Chaise de douche.....	112/113
Chaise de douche à roues.....	115
Chaise de douche/toilette.....	114
Chaise de toilette.....	130
Chaise de toilette à roues.....	131
Chaise haute de cuisine.....	149
Chaise/cadre de toilette.....	124
Chambre inhalation.....	181
Champ stérile.....	223
Chancelière chauffante.....	143
Change complet.....	127
Chariot de marché trio 6 roues.....	65
Chariot économique.....	236
Charlotte Ronde.....	232
Chauffe-matelas connecté.....	143
Chausse-pied.....	145
Chaussures Pharma-Confort.....	154
Chaussures professionnelles.....	232
Circulation Booster Revitive.....	144
Ciseaux mousses.....	231
Ciseaux stériles.....	230
Combinaison stop chute.....	43
Compresse de Gaze.....	230
Compresse hydrogel.....	169
Compresse medicomp fendu.....	225
Compresse métalline.....	225
Compresse non-tissée.....	230
Compresse alcool.....	241
Compresseur O2.....	189 
Compression veineuse médicale.....	144
Concentrateur fixe O2.....	189 
Concentrateur portable O2.....	189 
Concentrateur transportable.....	189 
Cones vaginaux.....	199
Connecteur de sonde.....	211
Connecteur Enfit.....	211
Coton hydrophile.....	231
Coupe-comprimé.....	192
Coupelle menstruelle.....	129
Coupelle recueil-lait.....	169
Coussin / Dossieret Visco fauteuil roulant...103	
Coussin bouée.....	142
Coussin chauffant électrique.....	143
Coussin d'abduction bébé.....	172
Coussin de décharge.....	37/39
Coussin de positionnement.....	37/38
Coussin et dossieret.....	103
Coussin galbé.....	99
Coussin gel percé.....	99
Coussin Gel Top.....	99
Coussin graines de lin.....	143
Coussin hémostatique.....	241
Coussin mousse et gel.....	99
Coussin noyaux de cerise.....	143
Coussin Polyair®.....	99/101
Coussin Viscoflex.....	99/100
Coussin Viscoflex +.....	99/100
Coussinet à usage unique.....	169
Coussinet lavable.....	169
Couteau.....	149
Couteau fourchette.....	149
Couverts.....	149
Couverture chauffante.....	143
Couverture de survie.....	241
Crachoir.....	225

Crème de soin mamelons	169
Crochet pour poche à urine	227
Cuillère.....	149
Culotte absorbante	127
Culotte pour fauteuil roulant.....	103
Curette dermatologique.....	238
Cuvette lave-tête.....	116

D

Débitmètre de pointe	197
Décapsuleur de médicaments.....	192
Désadaptateur d'aiguille.....	206
Désinfectant spray	228
Détachant toutes surfaces.....	229
Détergent	229
Diffuseur portable	214
Dispositif de positionnement.....	37/38
Disque tournant.....	77
Distributeur de médicaments	193
Doigtiers roulés en latex.....	233
Doppler foetal EasyDop.....	174
Dosseret Visco fauteuil roulant	103
Dossier de lit gonflable.....	44
Douche à l'italienne.....	117
Douche au lit.....	116
Douille à détection automatique	156
Dragonne.....	55/64
Draisienne adulte	70
Drap.....	41
Drap de bain pour douche au lit.....	116
Drap de Glisse	77
Drap housse	42

E

Electrode	197
Electrostimulateur	196
Electrostimulateur Urogynécologique.....	199
Embout Biberon Calma.....	168
Embout canne.....	55/64
Embout déambulateur	65
Embout rollators et cadre de marche.....	65
Enfile-bas.....	145
Enfile-bouton.....	145
Enfile-chaussettes	145
Enfile-collant.....	145
Epaississeurs Gripoballs®.....	146
Epingle de sûreté	230
Epluche légumes.....	148
Eponges de bain	118
Essoreuse automatique.....	148

F

Facili'cube	147
Fast Ice sachet de glace	202
Fauteuil coquille.....	141
Fauteuil de pesée	237
Fauteuil de repos	140
Fauteuil de transfert.....	77/82

Fauteuil releveur.....	136/139
Fauteuil roulant de loisirs.....	96
Fauteuil roulant électrique.....	94/95
Fauteuil roulant manuel	83
Fauteuil roulant manuel - Actif	86/87
Fauteuil roulant manuel - Confort.....	88
Fauteuil roulant manuel - Junior.....	84
Fauteuil roulant manuel - Médium actifs..	84
Fauteuil verticalisateur.....	90
Filet pour pansement	239
Filet pour cadre de marche	65
Filtre respiratoire pour trachéo.....	225
Fosset obturateur pour sonde	227
Fourchette.....	149

G

Gant coton.....	233
Gant d'examen.....	233
Gant de toilette.....	116
Gant fauteuil roulant	97
Garrot adulte.....	231
Gel hydroalcoolique	228
Gel ultrasons pour électrode	197
Gobelet.....	150
Gobelet isotherme.....	150
Goupillon de nettoyage biberon.....	168
Goupillon de nettoyage Trachéo	225
Gouttière bras fauteuil.....	103
Grenouillère.....	42
Gripmaster.....	204
Guidon transfert	78

H

Haricot cellulose	231
Harnais de positionnement assis.....	103
Hippocampe.....	96
Horloge	47
Housse anti-acarien	42
Housse de protection bras / jambe.....	118
Housse intégrale clinique	42
Humidificateur Aérosol.....	187
Humidificateur O ₂	191

I

Impédancemètre connecté.....	157
Incontinence Hartmann	125
Incontinence Viva.....	126
Inhalateur	181
Insufflateur manuel.....	241

J

Jeu 54 cartes gros caractères.....	147
------------------------------------	-----

K

Kit de décontamination	229
Kit de motorisation Alber.....	92/93

Kit humidificateur LS2000	187
Kit membre sectionné.....	241
Kit tétérelle Kitett kolor.....	167
Kit tire-lait	167
Kit starter d'allaitement.....	167

L

Lacet élastique	145
Lame bistouri	230
Lampe à lumière du jour.....	143
Lampe Silverlux	65
Lancette lecteur de glycémie.....	206
Lanières de fixation jambe pour poche de recueil.....	227
Lecteur de glycémie.....	205/206
Lecteur de glycémie connecté.....	157
Lève-drap.....	44
Lève-personne.....	80
Lève-personne de pesée.....	237
Lingette désinfectante	229
Lingette hygiène intime.....	127
Lit 120.....	29
Lit 140.....	29
Lit 80.....	29
Lit 90.....	29
Lit 90 ultra-bas.....	29
Loupe.....	156
Lunettes de protection.....	233
Lunettes de WC jetables	129
Lunettes O ₂	191

M

Maillot pour corset.....	204
Mallette médicale.....	236
Mandoline automatique	148
Marche de baignoire.....	120
Marchepied.....	120
Marchepied toilettes position naturelle....	129
Masque à oxygène.....	191
Masque bec de canard	233
Masque bouche à bouche	241
Masque de soins	233

**BON À SAVOIR**

LA LISTE DES ARTICLES
PROPOSÉS DANS
CE CATALOGUE N'EST PAS
EXHAUSTIVE.

De nouveaux articles
en complément ou en
remplacement peuvent être
proposés par nos fournisseurs.

Un produit similaire peut vous être
fourni. Document et photos non
contractuels. Informations sous
réserve d'erreurs typographiques.

INDEX

Masque pour insufflateur.....	241
Masque UNSI.....	233
Matelas à air complet.....	33/35 <small>LEC</small>
Matelas bébé.....	172
Matelas clinique.....	33
Matelas gauffrier.....	33
Matelas incliné pour bébé avec culotte.....	172
Matelas morphologique bébé.....	173
Matelas pour berceau bébé.....	172
Matelas Visco Pharm.....	33/34
Matelas viscoélastique.....	33/34
Mediset perfusion.....	222
Mediset sondage urinaire.....	227
Mesureur de CO ₂	153
Microperfuseur à ailettes.....	221
Mini bouillotte de massage bébé.....	173
Mini pedaling.....	204
Moniteur de surveillance vidéo.....	175
Monte escalier.....	59
Montre digitale parlante.....	156
Mouche bébé électrique.....	174
Mousse désinfectante.....	228
N	
Nébuliseur manosonique.....	187
Nébuliseur pneumatique.....	184
Nébuliseur pour trachéotomie.....	184
Nébuliseur Sidestream.....	184
Nébuliseur sonore.....	186
Nez artificiel hydroflux trachéo.....	225
Nutrition entérale.....	211
Nutrition orale.....	209/210
O	
Obturateur.....	216
Oeuf de rééducation.....	204
Oreiller bébé P'tit Panda.....	173
Oreiller cervical de voyage.....	160
Oreiller médical apnée PPC.....	179
Oreiller Pharma Confort.....	40/159
Oreiller postural nourrisson.....	173
Orthopédie.....	203
Otoscope.....	236
Ouvre tout.....	148
Ouvre-boîte.....	148
Ouvre-bouteille.....	148
Oxymètre de pouls.....	191
Oxymètre de pouls connecté.....	157
P	
Pack Draps de Lit.....	42
Pansement absorbant.....	238
Pansement Dermafilm®.....	220
Pansement Griplock®.....	218
Pansement oreilles imperméable.....	242
Pansement Post-opérateur.....	239
Pansement Statlock®.....	218
Pansement traditionnel.....	239
Pâte à malaxer.....	204
Perfuseur.....	214
Pèse-bébé électronique.....	174 <small>LEC</small>
Pèse-personne.....	194
Pèse-personne professionnel.....	237
Pharmaconfort gamme.....	41/154/159
Pied à sérum.....	214
Pieds élévateur.....	44
Pilulier électronique.....	193
Pilulier hebdomadaire.....	193
Pilulier semainier.....	193
Pince à écharde.....	231
Pince Kocher.....	231
Pince ôte agrafes.....	231
Pince de préhension.....	146
Pipi debout.....	129
Planche de bain.....	108
Planche de transfert.....	77
Poche à urine.....	227
Poche aspirateur trachéal.....	224
Poignée anatomique rollator.....	65
Poignée appui lit.....	43
Poignée de sortie de baignoire.....	120
Poire de lavement.....	129
Pompe à nutrition.....	211 <small>LEC</small>
Pompe à perfusion.....	215 <small>LEC</small>
Pompe PPC.....	179 <small>LEC</small>
Porte gobelet double anse.....	151
Porte-seau.....	124
Potence lit.....	43
Potence sur pied.....	43 <small>LEC</small>
Pousse seringue Agilia.....	215 <small>LEC</small>
Poussette Buggy Major Elite.....	172
Présentoir de cannes.....	54/55
Presse-tube.....	148
Préssothérapie.....	144
Produits connectés.....	157
Prolongateur perfusion.....	220
Protection anatomique.....	127
Protection barrière de lit.....	43
Protection lavable pour incontinence.....	127
Protection lit pour douche au lit.....	116
Protège seau.....	128
Protège-mamelon.....	169
Purificateur air.....	152/153
R	
Raccord tubulure O ₂	191
Rampe robinet Luer Lock®.....	220
Rampes pour fauteuil roulant.....	97
Rebord d'assiette incurvé.....	150
Réhausse WC.....	123
Réhausse WC Clipper.....	123
Réhausseur de prise.....	146
Réhausseurs de lit.....	44
Relève-dossier.....	44
Resposorb.....	238
Réveil.....	47
Réveil parlant.....	156
Revitive medic pharma.....	144
Robinet 3 voies.....	220
Rollator 2 roues.....	67 <small>LEC</small>
Rollator 3 roues.....	70
Rollator 4 roues.....	68
Rollator mains libres.....	70
Roue (3 ^e roue) pour fauteuil roulant.....	91
Roues d'amortissement pour fauteuil.....	85
Rouleau antidérapant.....	148
Rouleau table examen.....	236
S	
Sac à dos bouteille O₂.....	189 <small>LEC</small>
Sac de cannes pliantes.....	55
Sac isotherme doigt/main/jambe.....	241
Sac pour cadre de marche.....	65
Sac pour fauteuil roulant.....	97
Sac vomitoire.....	241
Sachet pour lait maternel.....	168
Sachet réfrigérant Fizio Cool.....	168
Sacoche d'allaitement City Style.....	168
Sacoche Fizio Fresh.....	168
Sacoche pour fauteuil roulant.....	97
SAM.....	29 <small>LEC</small>
Sangle lève-malade.....	81 <small>LEC</small>
Savon.....	228
Scooter électrique.....	74/75
Scooter pliable.....	74
Seau garde-robe.....	128
Seau hygiénique.....	128
Seringue de gavage.....	211
Seringue Luer Lock®.....	221
Seringue pré-remplie.....	221
Serviette de table.....	149
Set couverts.....	149
Set de naissance thermomètres.....	174
Set de perfusion.....	222
Set de pose voie veineuse.....	222
Set de remplissage.....	223
Set de rinçage.....	223
Set de saignée.....	223
Set de soin gastrostomie.....	211
Set de suture.....	238
Set pansement.....	238
Set Picc Line®.....	218
Siège coquille électrique.....	141
Siège coquille manuel.....	141
Siège de bain fixe.....	109
Siège de bain pivotant.....	110
Siège de douche mural.....	112
Siège pliant 4 pieds.....	58
Siège releveur réglable.....	142
Slip de maintien.....	127
Sonde anale.....	199
Sonde d'aspiration trachéale.....	225
Sonde de gastronomie.....	211
Sonde naso-gastrique.....	211

Sonde urinaire.....	226
Sonde vaginale.....	198
Sonde vésicale.....	226
Sous-vêtements pour la grossesse.....	171
Spéculum auriculaire jetable.....	236
Spiromètre d'entraînement.....	197
Spray désinfectant.....	229
Station de désinfection.....	228
Station de remplissage O ₂	189 
Stéthoscope.....	234
Styilet plastique pour méchage.....	238
Stylo autopiqueur.....	205/206
Support de carte à jouer.....	147
Support de sommeil Morpho One Air +.....	173
Surchaussure.....	233
Surmatelas à air automatique.....	33/35 
Surpoignée confort mousse canne anglaise.....	62
Suspensoir.....	199
Système audio vidéo sans fil.....	175
Système d'alarme SOS Portable.....	47
Système d'aide motorisée Alber.....	92/93
Système de nutrition spécial bébé.....	170
T	
Table d'examen.....	236
Table de lit.....	45 
Table pour fauteuil.....	45
Tabouret de bain.....	108
Tabouret de douche.....	112/113
Taie oreiller.....	41
Talonnaire.....	37/39
Tampon d'alcool.....	241
Tapis d'amortissement.....	43
Tapis de douche.....	120
Tasse anti renversement.....	150
Téléassistance.....	46
Télécommande universelle.....	156
Téléphone.....	47
Tensiomètre.....	196/197
Tensiomètre à bras connecté.....	157
Téterelles Kitett®.....	167
Téterelles Personnalfit.....	167
Tetines.....	168
Thalasso pieds multifonction.....	144
Thermogel.....	202
Thermomètre.....	195
Tire-lait automatique.....	166/167 
Tire-lait électrique Swing.....	166
Tire-lait Fisiso.....	166/167 
Tire-lait Freestyle.....	166
Tire-lait manuel Kolor Play.....	166
Tire-lait Symphony.....	166
Top d'allaitement.....	171
Tricycle.....	72/73
Trotinette d'intérieur.....	70
Trousse diabétique.....	207
Trousse pompe à venin Venipump.....	241
Trousse premiers secours.....	242
Tubulure d'irrigation.....	226
Tuyau bulle oxygène.....	191
U	
Urinal.....	128
V, X	
Veilleuse.....	156
Vélo de rééducation.....	204 
Verre à découpe nasale.....	151
Verre à malade.....	150
Verre anti-projection.....	151
Verticalisateur.....	79 
Xulotte.....	171


INDEX BARIATRIQUE

Réf.	Désignation produit	Poids maxi (kg)	Page	Réf.	Désignation produit	Poids maxi (kg)	Page
	Alber Viamobil	160	92		Lit 120	270	29
2324	Cadre de marche fixe	150	66		Matelas à air complet domus auto	200	35
2365	Cadre de marche pliant	227	66	22764	Pèse-personne électronique parlant	180	194
22728	Cadre de toilette bariatrique	190	124	22765	Pèse-personne électronique	230	194
2318	Canne anglaise	150	62	28635	Pèse-personne impédancemètre	180	194
2626	Canne anglaise fortissimo	180	62	29514	Potence sur pied Xtra	150	43
35704	Chaise de douche à pousser	160	115		Réhausse WC Clipper	150/185	123
22720	Chaise de douche Makémo	158	113	2613	Rollator 2 roues Xtra	227	67
6817	Chaise de douche/toilette Pico	160	114		Rollator 4 roues Léger Carbon	150	69
6871	Chaise de douche/toilette Xtra	250	114	2616	Rollator 4 roues aluminium Xtra	180	68
4053	Chaise toilette fixe XL 65	160	130		Sangles Hamac Toilette XL	250	81
4481	Chaise toilette fixe	150	130		Sangles Toilette XL	250	81
4484	Chaise toilette roues	160	131		Sangles U Confort	320	81
	Coussin Polyair	160	99/101		Scooter Bogey	160	74/75
	Coussin Viscoflex +	160/270	99/100		Scooter Orion Pro	160	74/75
	Fauteuil de repos Normandie version Xtra	350	140		Siège coquille Altitude Xtra	150	141
	Fauteuil releveur Cocoon Xtra	220	138		Siège de bain pivotant accoudoirs escamotables	130	110
18000	Fauteuil releveur Optimum Xtra	180	136	6875	Siège de douche mural	130	112
	Fauteuil roulant manuel		85	21454	Tabouret de douche réglable Sherwood Plus Xtra	255	112
	Fauteuil roulant électrique		85		Vertic Blue Way Up	150	79
	Forfait de pesée à domicile		239				
14848	Guidon de transfert Vertic'Easy	150	96				
	Lève-malade classic	200	98				



CONFORT & SÉCURITÉ

CHACUN SA CHAMBRE
BIEN AMÉNAGÉE



UNE SORTIE D'HOSPITALISATION RÉUSSIE

Bien choisir son lit médicalisé	p. 28
Et autour du lit	p. 31
Prévention escarres en position allongée	p. 32
Choix du dispositif de positionnement	p. 36

APPORTER CONFORT & SÉCURITÉ

Linge de lit	p. 41
Accès au lit et accessoires	p. 43
Tables de lit	p. 45
Téléassistance	p. 46
Horloge et téléphonie	p. 47



RASSUREZ LE PATIENT sur sa prise en charge à domicile
~ Quel est le contexte de la mise en place du lit ?
~ Dans quel environnement va être installé le lit ?
~ Comment va-t-il se déplacer ?
~ Va-t-il avoir des soins ?

Bien accompagner mon patient pour adapter son lit médicalisé

Handipharm

! AU SERVICE DE LA **PRISE EN CHARGE** DES PATIENTS
DÈS LA **SORTIE D'UNE HOSPITALISATION**

ORGANISER

UN RETOUR À DOMICILE
DANS DE BONNES CONDITIONS

Visite au domicile par nos experts
et le pharmacien

DU MATERIEL

ADAPTÉ ET INNOVANT

Réponse à l'évolution d'une situation
au domicile



PENSEZ À :

EXPLIQUER LE FORFAIT
D'INSTALLATION
NETTOYAGE,
DÉSINFECTION.

Si vous ne pouvez pas vous
déplacer pour l'installation,
**informez votre patient que
votre partenaire Handipharm
se déplace en votre nom.**



UNE ÉVALUATION
GLOBALE
DU DOMICILE
DE VOTRE PATIENT

BIEN CHOISIR SON LIT MÉDICALISÉ

LES DIFFÉRENTS LITS

LIT BAMBINO - 80 CM

pour enfants 3-12 ans
3 fonctions électriques



LIT MÉDICAL - 90 CM

pour patient < 135 kg
2 fonctions électriques avec
possibilité 3 fonctions électriques

LIT POUR PERSONNE DÉSORIENTÉE - 90 CM

Peut être descendu près du sol (20 cm)
pour limiter les risques de chute



LIT BARIATRIQUE - 120 CM

pour personne
à forte corpulence
(> 135 kg, jusqu'à 270 kg)



LIT - 140 CM

Pour conserver sa vie de couple
(location sans jupe)



OPTIONS

DISPONIBLES

- ~ Barrière de lit uniquement sur prescription (non compatible avec les longs pans).
- ~ Système d'aide à la mobilité (S.A.M.), poignée de lit, potence, bip d'appel d'urgence et veilleuse, disponibles à la location.
- ~ Proposer une rallonge de lit pour les personnes de grande taille.

BARRIÈRE SAM



AUTRES MODÈLES
DE LITS ET OPTIONS
DISPONIBLES
À LA VENTE

Demandez conseil



LES FONCTIONS

- ~ **2 fonctions :**
Hauteur variable avec relève-buste électrique et relève-jambes manuel.
- ~ **3 fonctions :**
En plus de la version 2 fonctions : relève-jambes électrique avec ou sans plicature des genoux.

ZOOM SUR LE LIT DUO DIVISYS



WINCARE
France



Vivre à deux le plus longtemps possible
en respectant les envies de chacun,
se reposer, lire, manger ou dormir

POUR UN
COUPLE



LA
SOLUTION MÉDICALE

IDÉALE POUR UN COUPLE

Deux sommiers indépendants pour plus de confort – Largeur 140 ou 160 cm.

UN
STYLE ADAPTÉ

À CHAQUE INTÉRIEUR

Différentes finitions et options disponibles. Existe en version 2 ou 3 fonctions.

CONFORT DE VIE PERSONNALISÉ

Position transat, semi-assis ou à plat. Hauteur variable.



ET AUTOUR DU LIT ?



LA FORMATION ACCUEIL/PATIENT

Renseignez-vous auprès de
votre délégué commercial.



UNE AIDE POUR LA SORTIE DE LIT ?

Pensez aux différentes solutions de
mobilité et aux aides au quotidien

à retrouver pages 68 et 156



COMMENT VA SE PASSER LA TOILETTE ?

Vos solutions hygiène

à retrouver page 123,

vos solutions salles de bain

à retrouver page 108,

et vos solutions incontinence

à retrouver page 126.



DES SOINS INFIRMIERS ?

Faciliter la prise de repas ?
Avoir le nécessaire à portée de main ?

Vos tables de nuit

à retrouver page 45,

vos solutions nutrition

à retrouver page 208,

et vos aides aux repas

à retrouver page 148.



UN AIDANT À DOMICILE ?

Pensez aux solutions de transfert

à retrouver page 76

et aux fauteuils roulants confort

à retrouver page 88.



PENSEZ À :
PROPOSER
LES DRAPS
PHARMACONFORT
à retrouver page 41



PRÉVENTION D'ESCARRES EN POSITION ALLONGÉE



QU'EST CE QUE L'ESCARRE ?

Une lésion cutanée due à une mauvaise irrigation des tissus causée par une pression forte et de longue durée.

TEMPS D'APPARITION D'UNE ESCARRE :

72 heures.

TEMPS DE CICATRISATION :

3 À 6 MOIS

avec des soins infirmiers.

Utilisez **l'échelle de Norton** pour situer le risque encouru par le patient.

+6


Particulièrement adaptée aux sujets âgés (+ de 65 ans), le niveau de risque guide dans le choix du matériel le plus adapté au patient. Une échelle même validée a ses limites, il est important de tenir compte du jugement humain.

Le taux de mortalité d'un patient atteint d'une escarre est multiplié par 6.

CONDITION PHYSIQUE		ÉTAT MENTAL		ACTIVITÉ		MOBILITÉ		INCONTINENCE		SCORE TOTAL
Bonne	4	Bon	4	Ambulatoire	4	Totale	4	Aucune	4	
Moyenne	3	Apathique	3	Marche avec une aide	3	Diminuée	3	Occasionnelle	3	
Pauvre	2	Confus	2	Assis	2	Très limitée	2	Urinaire	2	
Très mauvaise	1	Inconscient	1	Totalement aidé	1	Immobile	1	Urinaire et fécale	1	
Résultat	Résultat	Résultat	Résultat	Résultat

ANALYSE DES RÉSULTATS

- ~ Score entre **20 et 16** : Risque **NUL**
- ~ Score entre **16 et 14** : Risque **FAIBLE**
- ~ Score entre **14 et 12** : Risque **MOYEN**
- ~ Score entre **12 et 5** : Risque **ÉLEVÉ**



**UTILISEZ VOTRE DOSSIER PATIENT :
DISTRIBUÉ EN FORMATION
ACCUEIL PATIENT**

Renseignez-vous auprès de votre délégué commercial



PRÉVENTION D'ESCARRES EN POSITION ALLONGÉE

Les solutions Handipharm


USAGE TRANSITOIRE

0 - RISQUE NUL À FAIBLE

Pas de facteur d'altération de l'état général, situation d'alitement de quelques jours, le patient se mobilise seul sans problème.

MATELAS CLINIQUE

Poids maxi patient 80 kg.
Largeur 90 cm.



PATIENT ALITÉ DE 10 À 15H

1 - RISQUE FAIBLE À MOYEN

Se mobilise seul ou avec difficulté, sans trouble neurologique important, sans artériopathie, état général bon à moyen.

MATELAS GAUFRIER

Classe 1A
Renouvelable tous les ans
Mousse monobloc
densité 40 kg/m³.
Poids maxi patient 130 kg
pour une largeur 90 cm.



PATIENT ALITÉ PLUS DE 15H

2 - RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ

Levé dans la journée.

MATELAS VISCO MONOBLOC ET MULTIPORTANCE

Classe II
Renouvelable tous les 3 ans
Mousse viscoélastique 80 kg/m³
et insert de mousse haute résilience
densité 40 kg/m³. Versions largeur
70-80-90-120-140 cm et enfant.
Poids maxi utilisateur jusqu'à 270 kg.



PATIENT ALITÉ EN CONTINU

3 - RISQUE ÉLEVÉ

Patient non levé dans la journée, en mauvais état général et/ou ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent.

MATELAS VISCO AIR OU AIR + AIR

Classe II
Renouvelable tous les 3 ans
Recommandé en cas de diabète.
Poids maxi patient 130 kg
pour une version 90 cm.



MATELAS À AIR

Système autorégulé qui permet
une répartition harmonieuse
des pressions sur l'ensemble
de la surface corporelle.
Poids maxi patient 160 kg
pour une version 90 cm.



DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT

Pages 37 & 38.



PENSEZ À :

LA COHÉRENCE DU CHOIX MATELAS
ET DE L'ASSISE POUR FAUTEUIL

page 98



PROPOSEZ LES DRAPS PHARMACONFORT

à retrouver
page 41



ZOOM SUR LE MATELAS VISCOPHARM MULTIORTANCE

PERFORMANCE MONOBLOC

MOUSSE VISCOÉLASTIQUE POUR UN CONFORT ACCRU ET UNE PRÉVENTION D'ESCARRES RENFORCÉE.




PERFORMANCE MULTIORTANCE

Meilleure répartition des pressions par transfert d'appuis.




DISPOSITIF PRÉVENTIF



PENSEZ AU : COUSSIN VISCO

page 100
Demandez conseil



ZONE BLANCHE


Zone de faible portance
(mousse plus souple) garantissant une prévention accrue des parties à risques (talons).

ZONE BLEUE


Zone de portance élevée
(mousse plus ferme) pour les parties du corps présentant un risque moindre.

Report des appuis

Répartition des pressions sur la zone talonnière avec un MATELAS VISCOÉLASTIQUE CLASSIQUE



Répartition des pressions sur la zone talonnière avec un MATELAS MULTIORTANCE VISCOPHARM



ÉCHELLE DE NORTON





ZOOM SUR

LE MATELAS ET SURMATELAS À AIR

IMMERSION

"NATURELLE" DU PATIENT

Maximise la surface de portance pour répartir les pressions.

RÉGLAGE AUTOMATIQUE

DU POIDS PATIENT

Permet d'ajuster la pression aux besoins du patient pour une sécurité de traitement.


DIFFÉRENTS MODES DE SOINS

Dynamique, surgonflage, statique.



PRÉVENTION D'ESCARRES

POUR LES PATIENTS PRÉSENTANT DES RISQUES ÉLEVÉS



VOTRE COUSSIN À AIR

page 101
Demandez conseil

VOS COMPRESSEURS EN DÉTAIL



ÉCHELLE DE NORTON





- ≈ RAPIDES à mettre en place
- ≈ SIMPLES d'utilisation
- ≈ Véritable SERVICE MÉDICAL rendu

Les dispositifs de positionnement, compléments incontournables du matelas

PRÉVENTION

PERFORMANTE

Décharge totale ou partielle d'une zone à risque.

RÉDUCTION DES EFFETS DE

FRICIONS ET DE CISAILLEMENT

Maintien du positionnement.

CORRECTION DES

ATTITUDES POSTURALES

VICIEUSES


souvent en cause dans le processus de constitution de l'escarre.



CHOIX DU DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT : PRÉCONISATIONS

	OBSERVANCE DU POSITIONNEMENT	CONFORT DU DISPOSITIF	AIDE À LA PRÉVENTION ET AU TRAITEMENT DE L'ESCARRE	
 Dispositif en MOUSSE VISCOÉLASTIQUE 	+++	+++	+++	PRÉVENTION ESCARRE
 Dispositif en MICROBILLES 	++	+	++	CORRECTION DES POSTURES Appui < 3h Usage en fauteuil
 Dispositif en FIBRES 	+	++	+	SOUTIEN ET ABSORPTION DES APPUIS

POSITIONNEMENT AU LIT	
Aide à la posture	DISPOSITIFS D'AIDE À LA POSTURE 
Protection de l'occiput	OREILLER OCCIPITAL 
Décharge de l'omoplate au sacrum	CALE DE POSITIONNEMENT SEMI-LATÉRAL À 30° 
DÉCHARGE DE L'APPUI DES TALONS	
Mobilisation normale (le patient bouge et s'assoit)	TALONNIÈRE ENVELOPPANTE 
Mobilisation faible	TALONNIÈRE FONDS DE LIT Option plot d'abduction qui évite le contact entre les genoux 
Immobilisation	BOTTE ANTI-ÉQUIN 



PRÉVENTION CONSEIL

COUSSINS POSITIONNEMENT UNIVERSEL



COUSSIN UNIVERSEL


C'est le support universel par excellence : utilisé seul ou en association



Base universelle

- Fibre 35 x 25 cm ●
- Fibre 55 x 40 cm ●
- Fibre 40 x 15 cm ●
- Billes 35 x 26 cm ●
- Billes 56 x 40 cm ●
- Visco 60 x 40 x 13 cm ●

COUSSINS BOUÉE ET DEMI-BOUÉE



DEMI-BOUÉE D'ABDUCTION

Soulage la pression d'appui au niveau des coudes, à placer sous les genoux pour positionner les membres inférieurs en semi fowler

BOUÉE

Assure un maintien confortable de la tête



Demi-bouée

- Fibre 105 x 22 cm ●
- Billes 62 x 32 cm ●

Bouée

- Fibre 135 x 20 cm ●
- Billes 50 x 50 cm ●

COUSSINS CYLINDRIQUES ET TRIANGULAIRES



COUSSIN CYLINDRIQUE

Assure le maintien, le calage du tronc et du bassin du patient en position décubitus dorsal et semi fowler



Cylindre

- Fibre 75 x 18 cm ●
- Billes 60 x 20 cm ●

Triangle

- Fibre 56 x 35 x 28 cm ●

COUSSINS LONGS ET CALE DE POSITION



DÉCUBITUS SEMI-LATÉRAL 30°

Positionnement des genoux, du bassin et du tronc en décubitus **semi-latéral 30°**



Demi-lune

Fibre 200 x 30 cm ●

Billes 135 x 85 cm ●


Décubitus semi-latéral 30°

Fibre 185 x 35 cm ●

Billes 180 x 55 cm ●

Visco 99 x 55 x 15 cm ●

COUSSINS DÉCHARGE DU TALON



COUSSIN DE DÉCHARGE DES TALONS

Assure le positionnement des hanches et des genoux ainsi que la **décharge totale des talons**



Sangle pour un meilleur maintien

Décharge 1 talon

Fibre 48 x 30 cm

Réf. 8198 ●

Décharge 2 talons

Fibre 185 x 25 cm

Réf. 8196 ●

Visco 73 x 64 x 10,5/25,5 cm

Fond de lit seul - Réf. 8203 ●

Avec plot abduction - Réf. 22839 ●

COUSSINS DÉCHARGE DU TALON



Talonnère

Fibre (bleu)

Réf. 3104 ●

Visco

Réf. 3179 ●

Talonnère Botte

Visco 63,5 x 22 x 31 cm

Réf. 3328 ●

OREILLER OCCIPITAL



Visco 50 x 43 x 9,5 cm

Réf. 1342 ●

Gamme
BLANC



Pour un
Sommeil
de rêve

À retrouver page 159

PHARMA
confort

 UNIQUEMENT
EN PHARMACIE

Les Expressions

Gamme BLANC

Imperméable
&
Respirant

Pensez à :
proposer du linge
de lit pour toute
location de lit

COUCHAGE

PHARMA
confort

Tissu en fibres 50% coton, 50% jersey polyester anti-bactérien, hypoallergénique.
Jersey extensible pour un ajustement parfait. Coloris blanc.

Améliore la qualité du sommeil
Capacité de ventilation et de thermorégulation
Anti-bactérien et hypoallergénique

Drop housse

Drap & Protège-matelas

S'adapte parfaitement à votre literie
avec ses coins élastiques.

Existe en largeur :

90 x 200 cm 
Réf. 31288

120 x 200 cm 
Réf. 31289

140 x 200 cm 
Réf. 31290

On aime
le toucher doux
et sa technologie
respirante pour un
confort absolu.

1 FACE CONFORT COTON

1 FACE IMPERMÉABLE

Membrane 100% Polyuréthane PERLAM®

Taie oreiller

Taie & Protège oreiller

Sa forme rectangle s'adapte parfaitement
aux oreillers PharmaConfort.

Taie d'oreiller 60 x 40 cm 
Réf. 31291

Coup de cœur 



Agit comme la peau



- 1 Tissu
- 2 Adhésif thermique PERLAM®
Système de laminage mille points
- 3 Membrane PERLAM®
- 4 Surface

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Imperméable



Thermorégulant



Respirant



Température
MAXI 60°C



Eau de javel
INTERDITE



Nettoyage à sec
INTERDIT



Repassage
EXCLU



Séchage en tambour
en programme modéré.
Température
MAXI 45°C

LINGE DE LIT



PACK DRAPS LIT 90 BLANC

- ~ Recommandé pour les lits médicalisés
- ~ Lavable à 60°C
- ~ 2 draps housses : très extensibles et élastiques tout autour avec de larges coins rabattables
- ~ 1 drap de dessus : houssé au pied du lit pour rester toujours en place
- ~ Composition : 50 % coton, 50 % polyester

Réf. 21175



GRENOUILLÈRE LONGUE COTON

- ~ Pour habiller sans risque la nuit ou le jour les personnes dépendantes
- ~ Fermeture à glissière dans le dos pour empêcher les déshabillages inopportuns
- ~ 100 % coton, lavable à 40°C
- ~ Tailles 38/40 à 58/60

Différents modèles disponibles
Nous consulter



RETROUVEZ
LES SOLUTIONS
INCONTINENCE
ET LES VIVA PADS

page 127



ALÈSE DE LIT ABSORBANTE

- ~ 3 épaisseurs de tissu
- ~ Surface : tissu de contact matelassé
- ~ Intermédiaire : tissu à haute capacité absorbante
- ~ Dessous : barrière anti-humidité
- ~ Alèse de lit lavable (60 à 90°C) et réutilisable plus de 250 fois

85 x 90 cm
Réf. 3317

120 x 90 cm
Réf. 3126

Avec 2 rabats de 43 x 90 cm chacun :

85 x 90 cm
Réf. 3378

120 x 90 cm
Réf. 3316



DRAP HOUSSE PVC BOUCLETTE ÉPONGE 90

- ~ Finitions élastiquées pour un maintien emboîtant sur le matelas
- ~ Fabrication en bouclette éponge enduite PVC avec pourtour en maille jersey (bonnet de 25 cm)

90 x 200 cm
Réf. 3150

DRAP HOUSSE MOLLETON

140 x 190 cm
Réf. M0 006

90 x 190 cm
Réf. M0 002



HOUSSE ANTI-ACARIEN OREILLER

- ~ Une gamme complète de housses anti-acarien
- ~ Coloris blanc

Oreiller
60 x 60 cm
Réf. 3156

65 x 65 cm
Réf. 3158

Couette
200 x 200 cm
Réf. 3160

Drap housse
90 x 200 cm
Réf. 3149

140 x 200 cm
Réf. 3148

Housse intégrale
90 x 200 x 15 cm
Réf. 3154

140 x 200 x 15 cm
Réf. 3152

ALÈSE DE LIT POLYURÉTHANE POLYFILM

- ~ Matériau imperméable, respirant, souple et élastique
- ~ Ne provoque pas d'échauffement

90 x 200 cm
Réf. 3320

DRAP HOUSSE POLYURÉTHANE STANDARD

- ~ Imperméable, respirant, souple et élastique
- ~ Ne provoque pas d'échauffement

90 x 200 cm
Réf. 3151

HOUSSE INTÉGRALE CLINICARE

- ~ Zippée, 6 faces
- ~ Tissu jersey : enduction polyuréthane, micro-aéré et anti-acarien 180 g/m²
- ~ Résistance au feu M1
- ~ Lavable à 60°C
- ~ Pour matelas largeur 90 cm
- ~ Coloris blanc

90 x 200 x 15/17 cm
Réf. 3155




ACCÈS AU LIT ET ANTI-CHUTE



BARRE D'APPUI POUR LIT

- ~ **Parfaite stabilité à l'entrée et à la sortie du lit**
- ~ Armature en acier réglable en hauteur
- ~ Adaptable à tous les types de lits
- ~ 2 pieds du rail posés au sol
- ~ Cadre tenu solidement en place par 3 sangles
- ~ Poids maxi utilisateur 127 kg
- ~ Dim. armature sous le matelas (L x l) 62 x 32,5 cm
- ~ Hauteur poignée 85 à 95 cm

Réf. 1133



BARRE D'ACCÈS AU LIT

- ~ **Adaptable aux lits 1 ou 2 places**
- ~ 2 utilisations : protège de tout risque de chute et aide à se relever du lit
- ~ Aucune fixation nécessaire, se fixe sous le matelas
- ~ Dim. hors tout (H x P x l) 43 x 36 x 99/160 cm

Epoxy blanc
Réf. 6994



POIGNÉE DE LIT

- ~ Compatible avec barrière
- ~ Dim. (L x H) 29 x 35 cm

Réf. 1379



POTENCE SUR PIED PLIANTE

- ~ Encombrement optimum
- ~ Montage simple à l'aide de deux molettes
- ~ Ensemble dépliant
- ~ Facilement transportable
- ~ Charge maxi 130 kg
- ~ Dim. hors tout (l x L x H) 179 x 76 x 66,5 cm

Réf. 17998



POTENCE SUR PIED XXL

- ~ Démontable et adaptable sur lit
- ~ Potence sur pied amovible
- ~ Charge maxi 150 kg
- ~ Dim. hors tout (H x P x l) 185 x 71 x 85 cm

Réf. 29514



PROTECTION POUR BARRIÈRE DE LIT

- ~ Pour éviter le contact avec la barrière
- ~ S'ajuste sur tout type de lit
- ~ Déhoussable
- ~ Dim. hors tout (l x L x ép.) 31,5 x 133,5 x 3,5 cm

Réf. 22665



TAPIS D'AMORTISSEMENT

- ~ **Prévient les blessures liées aux chutes** du lit tout en maintenant l'accessibilité de l'aidant (60% de l'impact amorti)
- ~ Grande zone de couverture au sol
- ~ Excellente stabilité en position debout grâce à un dessous antiglis
- ~ Lanières de liaison avec le lit pour garantir le bon positionnement
- ~ Déhoussable et lavable en machine

Réf. 29665




COMBINAISON ANTI-CHUTE

- ~ Confort absolu pour les patients qui peuvent se mouvoir en toute **liberté et sécurité**
- ~ Fixation par sangles sous le lit
- ~ Fermeture de haut en bas
- ~ Taille unique (interdit pour patients en dessous de la taille 34/36)
- ~ Lavage 90° C
- ~ Tissu 50% coton / 50% polyester

Réf. 20835

BARRES APPUI ET ACCESSOIRES




ARCEAU DE LIT

- ~ Pratique pour éviter le contact du drap avec les parties endolories du patient
- ~ Finition époxy
- ~ Dim. hors tout (L x l x h) :
Moyen 66 x 34 x 33 cm
Grand 60 x 40 x 39 cm

Moyen

Réf. 16501 Uniquement à l'achat



LÈVE-DRAP

- ~ Pratique pour éviter le contact du drap avec les parties endolories du patient
- ~ Se glisse sous le matelas pour plus de stabilité
- ~ Finition époxy
- ~ Dim. hors tout 51 x 58 x 72 x 42 cm

Réf. 889



RELÈVE-JAMBES ET BUSTE GONFLABLE

- ~ Soulage les jambes lourdes, grâce à une position légèrement surélevée
- ~ Utilisation en relève-buste possible
- ~ Revêtement doux
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 60 x 60 x 20 cm

Réf. 18001



RELÈVE-DOSSIER

- ~ 4 positions de réglage d'inclinaison
- ~ Appui-tête de 25° à 75°
- ~ Toile polyamide souple
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 62 x 46 x 58 cm

Réf. 1015



PENSEZ AU :
CHEMIN LUMINEUX
POUR SÉCURISER
LES DÉPLACEMENTS

page 156



PIED ÉLÉVATEUR

- ~ Très pratique et facile à installer pour surélever un lit, une chaise ou un meuble
- ~ Hauteur 16 cm
- ~ Diamètre base 16,5cm - supérieur 8 cm

Lot de 4
Réf. 29441



LOT DE 4 PIEDS REHAUSSEURS DE LIT

- ~ S'adapte à tout type de sommier
- ~ Hauteur ajustable jusqu'à 30 cm
- ~ 5 niveaux de réglage
- ~ Fixation par visserie
- ~ Lot de 4
- ~ Très résistant : jusqu'à 600 kg / pied
- ~ Fabrication française

Lot de 4
Réf. 31331



TABLES DE LIT



TABLE PLIANTE MULTI-FONCTIONS

- ~ Piétement et plateau inclinables (de 0° à 90° par palier de 15°)
- ~ Réglable en hauteur
- ~ Pieds pliants pour faciliter le rangement
- ~ 2 coloris de plateau
- ~ Plateau bordé d'un jonc antichoc, repose-livre et anti-poussière
- ~ 4 roulettes dont 2 à frein
- ~ Installation sans outil
- ~ Poids maxi supporté 10 kg



	COLORIS	RÉF.
Petit plateau 60 x 40 cm		
Sans tablette	Cérusé	29531
Sans tablette	Ronce de Noyer	1040
Avec tablette latérale	Ronce de Noyer	1563
Grand plateau 80 x 40 cm		
Sans tablette	Cérusé	29532
Sans tablette	Ronce de Noyer	1174
Avec tablette latérale	Ronce de Noyer	1599
Version fauteuil releveur 80 x 40 cm		
Sans tablette	Cérusé	29533
Avec piétement en U 60 x 40 cm		
Plateau	Blanc	1566



TABLE SIMPLE DOUBLE RÉGLAGE

- ~ Réglable latéralement et en hauteur
- ~ Acier époxy et plateau mélaminé
- ~ Livrée en kit
- ~ Poids maxi supporté 10 kg
- ~ Dim. hors tout (H x P x l) 70/105 x 60 x 40 cm

Bois
Réf. 16645

TABLE DE LIT ASSISTÉE

- ~ Réglable en hauteur (de 71 à 114 cm) par ressort interne
- ~ Plateau fixe
- ~ Poids maxi supporté 15 kg
- ~ Dim. plateau (L x l) 77 x 39 cm

Plateau gris
Réf. 1029

 **PENSEZ À :**
RECOMMANDER
UNE TABLE DE LIT
POUR TOUTE
LOCATION DE LIT




TABLE DE LIT EVIENCE 2 PLATEAUX

- ~ 2 plateaux indépendants :
1 grand inclinable et 1 petit fixe
- ~ Réglable de lecture
- ~ Roues Ø 5 cm sans frein
- ~ Poids maxi supporté 15 kg
- ~ Dim. petit plateau (L x l) 29 x 46 cm
- ~ Dim. grand plateau (L x l) 64 x 46 cm

Plateau hêtre clair
Réf. 1429

RÉGLAGE FACILE
PAR VERIN



TABLE PONT

- ~ Réglable en hauteur (de 70 à 90 cm) et largeur avec ses 3 plateaux
- ~ Rebord repose livre
- ~ 4 roues avec frein
- ~ Poids maxi supporté 15 kg
- ~ Dim. plateau central (L x l) 65 x 40 cm
- ~ Dim. plateaux latéraux (L x l) 18 x 40 cm

Plateau hêtre
Réf. 22661

TÉLÉASSISTANCE SANS ENGAGEMENT

Handipharm



ET NOTRE

PARTENAIRE ARKÉA



UN SEUL APPUI
SUFFIT POUR
LANCER L'ALERTE



SÉCURISANT

APPEL D'URGENCE VERS LE SERVICE D'ASSISTANCE 24 H/24

Nos opérateurs de téléassistance dialoguent avec l'abonné et si besoin organisent les secours (appel des proches ou mobilisation des pompiers).

SIMPLE

LE BOÎTIER DE TÉLÉASSISTANCE EST SIMPLEMENT BRANCHÉ SUR LE COURANT

Il est entièrement autonome et n'a pas besoin de ligne téléphonique ou internet. Son installation prend quelques minutes seulement !
En plus, le service client est à votre disposition pour toute question et gratuitement.

ÉCONOMIQUE

AVEC LA TÉLÉASSISTANCE, VOUS BÉNÉFICIEZ D'UN CRÉDIT D'IMPÔTS DE 50%

La moitié des sommes versées sont déduites de vos impôts.

HORLOGES ET TÉLÉPHONIE

TOUS NOS TÉLÉPHONES
SONT COMPATIBLES AVEC
LES APPAREILS AUDITIFS

TÉLÉPHONE SANS FIL AMPLIDECT 295 SOS

- ~ Pendentif SOS waterproof : possibilité de répondre aux appels entrants, fonction appel d'urgence vers 5 numéros pré-enregistrés
- ~ Avec répondeur, mains libres
- ~ Grosses touches
- ~ Bip d'alerte lorsque le boîtier est hors de portée de sa base
- ~ Portée jusqu'à 50 m en intérieur, jusqu'à 300 m en champ libre
- ~ Dim. combiné (l x L x ép.) 55 x 172 x 25 mm et base (l x L x H) 91 x 136 x 105 mm

Réf. **29536**



Alarme pendentif étanche

TÉLÉPHONE FILAIRE SECURE 347



- ~ Appel en boucle sur 4 numéros de secours
- ~ Message d'assistance personnalisable
- ~ Appel d'urgence et prise d'appel à distance par télécommande
- ~ 4 touches mémoire avec photos
- ~ 2 télécommandes fournies (dont 1 étanche)

Réf. **5182**

COUCHAGE



TÉLÉPHONE FILAIRE PHOTOPHONE 100

- ~ **8 touches d'appel avec photos + 3 touches mémoire d'urgence**
- ~ Sans répondeur, mains libres
- ~ Grosses touches
- ~ Dim. hors tout (H x P x l) 20 x 16 x 7 cm

Réf. **29293**



TÉLÉPHONE SANS FIL AMPLIDECT 295 PHOTO

- ~ Téléphone sans fil amplifié + 30 db avec 10 mémoires photos
- ~ Avec répondeur, mains libres, alarme
- ~ Grosses touches
- ~ Dim. combiné (l x L x ép.) 55 x 172 x 25 mm et base (l x L x H) 91 x 136 x 105 mm

Réf. **29535**



HORLOGE CALENDRIER MEMENTO

- ~ Horloge digitale multifonctions : calendrier, heure, alarme, température
- ~ Affichage du calendrier en toutes lettres
- ~ Réglage facile
- ~ Se fixe au mur ou se pose comme un réveil
- ~ Dim. hors tout (L x H x ép.) 22,9 x 16,2 x 2,7 cm
- ~ Alimentation 2 piles LR 6 (non fournies)
- ~ Garantie 3 ans

Réf. **31332**



HORLOGE SIMPLE CONTRASTE SILENCIEUSE

- ~ Excellente lisibilité
- ~ Grand diamètre : convient dans de grandes pièces
- ~ Cadran plastique résistant
- ~ Mouvement silencieux
- ~ Garantie 3 ans
- ~ Alimentation 2 piles LR6
- ~ Dim. hors tout (Ø x ép.) 40 x 4,5 cm

Réf. **35406**



"Il est
9h15"


RÉVEIL PARLANT AFFICHAGE TEMPÉRATURE

- ~ Excellente lisibilité pour les personnes mal-voyantes
- ~ Rétro-éclairage du cadran en vert
- ~ Facile à utiliser
- ~ Fonction alarme
- ~ Alimentation 2 piles LR6 (non fournies)
- ~ Dim. hors tout (l x H) 13 x 8 cm

Réf. **18004**



**SE DÉPLACER
FACILEMENT**
POUR GAGNER EN LIBERTÉ



SE DÉPLACER LIBREMENT

Quelle solution conseiller ?	p. 51
Cannes	p. 52
Cannes anglaises	p. 61
Accessoires de cannes	p. 64
Cadres de marche	p. 66
Rollators	p. 67
Tricycles et scooters	p. 72

SOLUTIONS DE TRANSFERT

Choisir la solution adaptée	p. 76
Aides au transfert	p. 77
Guidons et verticalisateurs	p. 78
Lève-personne et sangles	p. 80

UN FAUTEUIL SUR-MESURE

Bien orienter son patient	p. 82
Fauteuils manuels	p. 83
Motorisations	p. 91
Fauteuils électriques	p. 94
Équipement sport et loisirs	p. 96
Accessoires	p. 97
Prévention et positionnement	p. 98

MOBILITÉ : PASSEZ À L'ACTION

LE
SAVIEZ-VOUS ?

44 %

DES PLUS DE 75 ANS
déclarent être gênés pour se déplacer.

POUR

57 %

DES 55-85 ANS,
leur dernier accident au cours des
12 derniers mois était dû à une chute.

83 %

DES SENIORS
préfèrent pratiquer des activités
qui les amènent à sortir.



Un accompagnement personnalisé pour se déplacer et rester autonome

Handipharm



CERNE AVEC VOUS **LES BESOINS ET LES ENVIES**
DES PATIENTS

CONSERVER
UNE VIE SOCIALE

PROFITER
DE CHAQUE MOMENT
PARTAGÉ AVEC SES PROCHES



ET SE SENTIR BIEN

TROUVER LA SOLUTION
DE MOBILITÉ
QUI FACILITE LE QUOTIDIEN
DU PATIENT

LES SOLUTIONS MOBILITÉ

PRODUITS	CARACTÉRISTIQUES	EXEMPLES
CANNE	Troubles légers de l'équilibre. Pour se promener en restant stable. Appui supplémentaire pour gagner en équilibre et soulager des douleurs.	 À retrouver page 52
CADRE DE MARCHÉ	Une aide pour la rééducation ou pour retrouver de la stabilité en intérieur.	 À retrouver page 66
ROLLATOR 2 ROUES	Plus aisé à déplacer que le cadre de marche. Offre une possibilité de s'asseoir en cas de fatigue (sur modèles avec siège).	 À retrouver page 67
ROLLATOR 3 À 4 ROUES	Maniable et rassurant. Recommandé pour les personnes se fatiguant rapidement ou recherchant de la stabilité lors de sorties en extérieur. Existe en version pliante.	 À retrouver page 69
2 EN 1 ROLLATOR ET FAUTEUIL DE TRANSFERT	En cas de fatigabilité importante à la marche. Compact et léger. Besoin d'un aidant pour pousser le fauteuil.	 À retrouver page 71
MONTE-ESCALIER	Pour profiter de son escalier sans effort et rester plus longtemps à son domicile. Pensez au crédit d'impôt !	 À retrouver page 59
SCOOTER	Pour aller plus loin et prendre l'air. Apporte fiabilité, confort et autonomie.	 À retrouver page 74
TRICYCLE	Pour conserver une activité sportive en toute sécurité. Facilitateur de rééducation.	 À retrouver page 72
FAUTEUIL ROULANT	Quand le patient ne peut marcher seul. Comprendre le projet de vie du patient permettra de sélectionner son modèle sur mesure.	 À retrouver page 83
TRANSFERT	Pour faciliter les déplacements entre 2 points de façon autonome ou avec l'aide d'un aidant.	  À retrouver page 77

CANNES MÉTAL

CANNE T FANTAISIE

- ~ Canne fantaisie imprimée réglable en hauteur
- ~ Bague anti-bruit
- ~ Poignée anti-dérapante
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Canne pliante (H) 86 à 93 cm
- ~ Canne fixe (H) 72 à 94 cm
- ~ Poids maxi utilisateur 110 kg



Cashmere fantaisie



Cashmere pastel



Black and white



Indira



RÉF.

Version **FIXE**

2620

2621

17994

17996

Version **PLIANTE**

2623

2624

17995

17997

Girafe



Flower



Butterfly



Flore



RÉF.

Version **FIXE**

22442

22441

22443

2622

Version **PLIANTE**

22445

22444

22446

2625



CANNE PALMAIRE PLIANTE

- ~ Canne fantaisie imprimée
- ~ Poignée ergonomique pour une parfaite préhension
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Dim. (H) 70 à 94 cm

Flower Droitier
Réf. 29597

Flower Gaucher
Réf. 29598




CANNE ANATOMIQUE

- ~ Poignée anatomique avec appui palmaire pour support parfait de la main
- ~ Réglable en hauteur
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Poids maxi utilisateur 110 kg

Noir version classique

~ Dim. (H) 75 à 95 cm

Gaucher Réf. 2344

Droitier Réf. 2342

Noir version petit adulte

~ Dim. (H) 70 à 92,7 cm

Gaucher Réf. 25517

Droitier Réf. 25516




Poignée anatomique



CANNE TWIST AND LIGHT ZEN

- ~ Poignée ergonomique et antidérapante avec 8 pastilles magnétiques favorisant la circulation sanguine
- ~ Éclairage LED intégré à la poignée
- ~ Embase articulée et système antibascule avec 4 points d'appui
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Poids maxi utilisateur 90 kg
- ~ Long. poignée 13,5 cm
- ~ Dim. (H) 74,5 à 97,5 cm

Noir
Réf. 29594



LES INTRÉPIDES

Les Intrépides

**DÉCOUVREZ
LA NOUVELLE
COLLECTION
DE CANNES***

*Élegante
Tendance
Personnalisable*

*Colorée
fun*

**mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr**

**VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE**

*Une exclusivité réservée aux membres du réseau [mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr](https://www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr) - Renseignez-vous auprès de votre délégué commercial

LES INTRÉPIDES



Des cannes personnalisées pour vos patients, grâce aux **embouts et dragonnes colorés de la gamme !**

DÉMARQUEZ-VOUS !

DU STYLE POUR VOS PATIENTS

VALORISEZ VOTRE OFFRE

AVEC DES OUTILS
D'AIDE À LA VENTE SUR MESURE

UNE SÉLECTION EXCLUSIVE

POUR LES ADHÉRENTS DU RÉSEAU

CANNE FIXE

- ~ Canne TENDANCE avec imprimé coloré
- ~ Réglable en hauteur
- ~ Bague anti-bruit
- ~ Livrée avec dragonne noire et embout noir (marron pour la réf. Lilie)
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Poids maxi utilisateur 110 kg
- ~ Dim. (H) 70 à 92,5 cm
- ~ Embout (Ø) 16 mm

Éléonore



Marie



Ophélie



Dominique



RÉF.

Version **FIXE**

31108

31111

31113

31115

Lilie



Camille



Charlie



RÉF.

Version **FIXE**

31116

31118

31119



PRÉSENTOIR CANNES FIXES

- ~ Présentoir discret pour mettre en valeur les cannes
- ~ Peut contenir 10 cannes
- ~ En plexiglas

Présentoir cannes fixes
Réf. **31287**



LES INTRÉPIDES

CANNE PLIANTE

- ~ Canne TENDANCE avec imprimé coloré
- ~ Livrée avec dragonne noire et bague de maintien pour maintenir la canne repliée
- ~ Réglable en hauteur
- ~ Bague anti-bruit
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Dim. (H) 81 à 93 cm
- ~ Embout (Ø) 17 mm

SAC DE TRANSPORT OFFERT !
Réf. 31133



Éléonore
Réf. 31110



Ophélie
Réf. 31114



Marie
Réf. 31112



INNOVANT

PRÉSENTOIR CANNES PLIANTES

- ~ Présentoir de comptoir discret
- ~ Peut contenir 8 cannes
- ~ En plexiglas

Présentoir cannes pliantes
Réf. 31286



ACCESSOIRES

PRÉSENTOIR

- ~ En carton avec tiges en plastique

Présentoir accessoires
Réf. 31278



ACCROCHE-CANNE

Noir métal
Réf. 31127



EMBOUT / DRAGONNE



	CANNE FIXE RÉF. EMBOUT 16 MM	CANNE PLIANTE RÉF. EMBOUT 17 MM
Noir	31120	31225
Noir texturé	31125	31229
Chocolat	31121	31226
Chocolat texturé	31126	-
Gris	31123	31227
Lila	31122	31230
Rose	31124	31228

Noir
Réf. 31128



Chocolat
Réf. 31129



Gris
Réf. 31131



Lila
Réf. 31130



Rose
Réf. 31132



CANNES MÉTAL

CANNE DE MARCHÉ SOFT STEP

- ~ Légère et ajustable en hauteur
- ~ Embase interchangeable amortissante et antidérapante
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Dim. (H) 78 à 107 cm

Noir
Réf. 29601



REVÊTEMENT DOUX
& ERGONOMIQUE

CANNE T ADVANCE BI-MATIÈRE

- ~ Poignée soft bi-matière polypropylène et élastomère pour un confort exclusif
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Poids maxi utilisateur 110 kg
- ~ Dim. (H) 74,5 à 97,5 cm

Gris
Réf. 2618



CANNE T RÉGLABLE SILENCE

- ~ Bague anti-bruit
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Dim. (H) 79 à 101,5 cm

Noir
Réf. 2347



CANNE T RÉGLABLE

- ~ Réglable en hauteur par clip
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Dim. (H) 72 à 94 cm

Gris acier
Réf. 2266



CANNE T RÉGLABLE PLIANTE

- ~ Facilité de rangement et de transport grâce à sa pochette transparente
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Poids canne 355 g
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Dim. (H) 83 à 94 cm

Noir
Réf. 2195



CANNE T POIGNÉE GRIP PLIANTE

- ~ Poignée grip antidérapante
- ~ Réglable en hauteur avec 5 trous
- ~ Bague anti-bruit à visser
- ~ Cordon élastique pour tenir les 4 tubes une fois pliés
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Poids maxi utilisateur 105 kg
- ~ Dim. (H) 81,5 à 91,5 cm

Noir/Rouge
Réf. 25515



CANNES MÉTAL

CANNE BLANCHE COURBE

- ~ Poignée courbe en métal
- ~ Embout laiton
- ~ Poids maxi utilisateur 90 kg
- ~ Dim. (H) 90 cm

Blanc
Réf. 2346 



CANNE BLANCHE T PLIANTE

- ~ Poignée en plastique
- ~ Pliante en 3
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Dim. (H) 93 cm

Blanc
Réf. 2319 



CANNE BLANCHE PLIANTE

- ~ Canne en métal
- ~ Poignée en plastique avec dragonne
- ~ Livrée avec housse de transport
- ~ Poids canne 210 g
- ~ Poids maxi utilisateur 110 kg
- ~ Dim. (H) 120 cm

Blanc
Réf. 2012 



BÂTON DE MARCHÉ BUTTERFLY

- ~ Bâton imprimé fantaisie
- ~ Ajustable en hauteur par rotation
- ~ Dragonne rembourrée réglable
- ~ Livré à l'unité
- ~ Poids maxi utilisateur 110 kg
- ~ Dim. (H) 81,5 à 139 cm

Butterfly
Réf. 29596

EMBOUT MIXTE

(pic et caoutchouc)
pour marcher sur tout type de surface



PENSEZ À :
PROPOSER
UN EMBOUT
DE RECHANGE
PAR SÉCURITÉ.

Le témoin d'usure
des embouts doit
régulièrement
être contrôlé.

CANNES BOIS ET CANNES SIÈGE

CANNE BOIS COURBE CLASSIQUE

~ Poids maxi utilisateur 120 kg
~ Dim. (H) 102 cm

Châtaignier
Réf. 2014



CANNE BOIS

T

~ Poids maxi utilisateur 120 kg
~ Dim. (H) 90 cm




Châtaignier
Réf. 2017



Poignée plastique
Réf. 2150



Tout bois
Réf. 2189



CANNE SIÈGE PLIANT 4 PIEDS

~ Peut être utilisée comme appui pendant la marche
~ Très légère (1,1 kg)
~ Aluminium et nylon
~ Poids maxi utilisateur 90 kg
~ Dim. fermée (H) 88 cm
~ Dim. assise (l x P) 35 x 15 cm
~ Dim. hors tout dépliée (H x l x P) 74 x 54 x 27 cm

Bronze et Noir
Réf. 26690



CANNE SIÈGE PLIANT TRÉPIED

~ 3 pieds pour une base d'appui large et stable
~ Structure en aluminium (1,1 kg)
~ Assise en polypropylène
~ Poids maxi utilisateur 80 kg
~ Dim. fermée (H) 84 cm
~ Dim. assise (H) 50 cm
~ Dim. hors tout dépliée (H x l x P) 72 x 28 x 35 cm

Noir
Réf. 2021





LES MONTE-ESCALIERS PAR INDÉPENDANCE ROYALE

Profitez de votre escalier sans effort !

Crédit d'impôt **25 %**



Une conception sur-mesure

À la pointe de la technologie, les monte-escaliers Indépendance Royale s'intègrent idéalement dans tous les types d'architecture. Escalier droit, courbe, avec palier, ancien ou moderne, tout est envisageable. Sans compter une multitude de possibilités de personnalisation pour répondre parfaitement à vos attentes : large gamme de textiles, de cuirs et aussi de teintes de laque. Prévoyez une journée de pose seulement, sans gros travaux.

Un confort inégalé, c'est royal

Les monte-escaliers Indépendance Royale s'utilisent facilement du bout des doigts et tiennent compte de votre morphologie, de vos contraintes physiques, d'autonomie et de déplacement. Parfaitement installé dans votre siège spécialement conçu pour votre confort, vous montez et descendez votre escalier tranquillement, sans à-coups. Tout pour être vraiment bien chez vous.

Une sécurité d'utilisation totale

Ceinture de sécurité, interrupteur marche/arrêt, capteurs d'obstacles, démarrage et arrivée doux et progressifs, vitesse de montée et de descente spécialement étudiée, tout pour vous permettre d'être en parfaite sécurité et sérénité.



"Chez nous, les escaliers sont droits mais très étroits et je craignais qu'un monte-escalier ne prenne trop de place. Mais non, finalement, avec le monte-escalier que vous nous avez conseillé et installé, ma femme n'est plus du tout gênée pour monter. Quant à moi, ça m'a changé la vie. Formidable !"

GILBERT F. - SAINT-LEU-LA-FORÊT (95)

DEMANDEZ CONSEIL dans votre pharmacie **HANDI-PHARM** contactez-nous au :

05 87 19 37 21

CODE HAP10



IRSH • 11 rue Philippe Lebon • BP 51605 • 87023 LIMOGES Cedex 9

www.independanceroyale.com

E-mail : partenaires@independanceroyale.com



Indépendance Royale est une société française

ZOOM SUR LA CANNE ANGLAISE OPTICONFORT PREMIUM



CANNE OPTICONFORT

- ~ 14 positions pour une hauteur d'appui de 67,5 à 97 cm
- ~ Poignées lavables et interchangeables
- ~ Aucune présence de latex
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Livrée par paire


Noir
Réf. 21203



Poignée brevetée avec revêtement en polypropylène antidérapant et perforé **pour améliorer la circulation de l'air entre la paume de la main et la poignée**



Encoches pour **poser la canne contre le bord d'un meuble**



PENSEZ À :
RÉGLER LA CANNE
DE VOTRE PATIENT
AVEC SON COUDE
LÉGÈREMENT
FLÉCHI



CANNES ANGLAISES

CANNE ANGLAISE ERGODYNAMIC

- ~ Les avantages de l'Opticonfort avec un amortisseur intégré
- ~ Livrée par paire
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Dim. (H) 73 à 99 cm

Blanc
Réf. 2636

Noir
Réf. 2637




**AMORTISSEUR
INTÉGRÉ**

Soulagement des articulations
mains, poignets et épaules

CANNE ANGLAISE PLIANTE

- ~ Appui brachial ergonomique et confortable avec caoutchouc antidérapant
- ~ Réglable en hauteur et par bouton presseur
- ~ Livrée par paire
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Dim. (H) 74 à 97 cm

Gris marbré
Réf. 22682



**PRATIQUE
& ORIGINALE**



PENSEZ À :
PROPOSER
UN EMBOUT
DE RECHANGE
PAR SÉCURITÉ.

Le témoin d'usure des embouts **doit**
régulièrement
être contrôlé.

EMBASE FLEXIBLE

- ~ Antidérapante, articulée pour une adhérence optimisée quelque soit l'angle de fonctionnement, avec effet amortissant
- ~ Livrée à l'unité

Gris
Réf. 2640



EMBOUT TRIPODE

- ~ Dispositif breveté permettant à la canne de se maintenir seule verticalement
- ~ Poids embout 110 g
- ~ Livré par paire

Blanc
Réf. 2639



COMPATIBLES AVEC LES
CANNES OPTICONFORT ET ERGODYNAMIC

CANNES ANGLAISES

CANNE ANGLAISE PETIT ADULTE

- ~ Réglable en hauteur
- ~ Appui bras fixe
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Poids maxi utilisateur 70 kg
- ~ Dim. (H) poignée/sol 48,5 à 76 cm

Bleu
Réf. 22681



CANNE ANGLAISE CLASSIQUE

- ~ Ergonomie optimale pour une parfaite préhension
- ~ Livrée par paire
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Dim. (H) poignée/sol 72 à 96 cm


Bleu
Réf. 2134

Turquoise
Réf. 2137

Gris
Réf. 2079

Vert anis
Réf. 29182

Orange
Réf. 2136



CANNE ANGLAISE ENFANT

- ~ Réglable en hauteur
- ~ Appui brachial de 11 à 21 cm
- ~ Livrée par paire
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Dim. (H) poignée/sol 55 à 75 cm

Bleu Orange Réf. 2004

Violet Turquoise Réf. 2002



CANNE ANGLAISE AVANCE BI-MATIÈRE

- ~ Poignée anatomique souple et confortable
- ~ Livrée par paire
- ~ Poids maxi utilisateur 140 kg
- ~ Dim poignée/sol (H) 77 à 98 cm

Bleu
Réf. 21196

Orange
Réf. 21198

Violet
Réf. 21197

Turquoise
Réf. 21199



Embout articulé
~ (Ø) 19 mm
Réf. 2063



SURPOIGNÉE CONFORT MOUSSE

- ~ Une face adhésive et une face tissu sur mousse comprimée
- ~ Pour poignée de canne anglaise (Ø) 30 à 35 mm
- ~ Livrée par paire
- ~ Dim. (L x l x ép.) 110 x 75 x 6 mm

Noir
Réf. 22758



CANNE ANGLAISE FORTISSIMO

- ~ **Croissant fermé articulé réglable**
- ~ Poignée mousse
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Poids maxi utilisateur 180 kg
- ~ Dim. (H) poignée/sol 76 à 106 cm

Bleu
Réf. 2626



CANNE ANGLAISE 150 KG

- ~ **Système de réglage permettant d'ajuster la crosse supérieure**
- ~ 4 trous de réglage
- ~ Livrée par paire
- ~ Poids maxi utilisateur 150 kg
- ~ Dim. (H) poignée/sol 72 à 96 cm

Gris clair
Réf. 2318



CANNES SPÉCIFIQUES

CANNE TRIPODE



- ~ Offre un bon appui et permet de plus facilement se relever d'un fauteuil
- ~ Poignée orthopédique T
- ~ 3 embouts antidérapants
- ~ Poids maxi utilisateur 105 kg
- ~ Dim. (H) poignée/sol 70 à 90 cm

Gris Adulte 
Réf. 2326


Existe en version enfant (Bleu)

- ~ Dim. (H) poignée/sol 54 à 71 cm

Réf. 4161 



TIENT DEBOUT SEULE À CÔTÉ DU LIT OU DU FAUTEUIL



CANNE QUADRIPODE

- ~ Aide à la marche manipulée avec un bras
- ~ Poids canne 1,10 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 90 kg
- ~ Base 32 x 28 cm
- ~ Embout (Ø) 19 mm/base 40 mm
- ~ Dim. (H) poignée/sol 67 à 92 cm

Bleu 
Réf. 18054

Existe en version canne anglaise
Réf. 22689

CANNE ARTHRITIQUE

- ~ Poignée gouttière garnie de mousse
- ~ Appui brachial réglable de 22 à 30 cm
- ~ Livrée à l'unité
- ~ Poids maxi utilisateur 90 kg
- ~ Dim. appui bras (L x l) 21 x 10 cm
- ~ Dim. (H) poignée/sol 92 à 120 cm

Acier 
Réf. 2037



BÉQUILLE D'AISELLE

- ~ Réglable en 8 positions
- ~ Livrée par paire
- ~ Poids maxi utilisateur 90 kg



H AISSELLE/POIGNÉE RÉF.

PM 105/120 mm	H 38 cm / 2317
MM 125/140 mm	H 44,5 cm / 2316
GM 140/155 mm	H 48,5 cm / 2340



 POUR LES PERSONNES SOUFFRANT D'ARTHRITE, DE BLESSURES OU DE MAINS DOULOUREUSES

ACCESSOIRES



ACCROCHE-CANNE CLASSIQUE

~ Se clipse sur la canne pour la faire tenir contre une table ou autre

Bois
Réf. **2001**



ACCROCHE-CANNE CANEO

~ Se glisse le long de la canne et en butée sur une table ou autre support

Noir
Réf. **2201**



DRAGONNE

~ Permet une grande mobilité de la main, sans poser ou faire tomber sa canne

Noir
Réf. **16507**



EMBOUT TRIADE

~ Pour faire tenir la canne toute seule
~ Empattement au sol 8 x 8 x 8 cm
~ Livré à l'unité
~ Dim. (Ø) 19 mm

Réf. **21729**



EMBOUT STABICANE

~ Embout large et souple qui permet à la canne de tenir debout toute seule
~ S'adapte aux cannes de diamètre de 16 à 21 mm
~ Livré à l'unité

Diam. 16-18 mm
Réf. **23997**

Diam. 19-21 mm
Réf. **23998**



EMBOUT SPÉCIAL VERGLAS

~ Très pratique pour marcher en sécurité sur la neige ou le verglas
~ S'adapte aux cannes (Ø) 19 à 22 mm
~ Repliable vers le haut
~ Livré à l'unité
~ Options :
- Diam. ajustable 1,6 à 2,5 mm
- Dim. (H) ajustable 10 à 12,5 cm

Métal
Réf. **PI-4184**

EMBOUT POUR CANNE BOIS

~ Livré à l'unité



	DIAM.	RÉF.
1. Noir	12 mm	910100
1. Noir	14 mm	2348
2. Gris	15 mm	2140
3. Noir	16 mm	2062
4. Noir	18/20 mm	2208

EMBOUT POUR CANNE ANGLAISE

~ Livré à l'unité



	DIAM.	RÉF.
1. Gris	17 mm (gros)	2166
2. Noir	17 mm (universel)	2164
3. Gris	19 mm	2027
Noir	19 mm	2027.1
4. Articulé	19 mm	2063
Gris canne T métal	16/35 mm	920414
Noir canne T métal	19 mm	SA1001200

ACCESSOIRES

CHARIOT DE MARCHÉ

- ~ Léger (3 kg), il se plie et déplie facilement
- ~ Système de blocage des roues
- ~ Pochette latérale pour ranger canne, parapluie...
- ~ Poids maxi transporté 40 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 45 x 40,5 x 100 cm

Gris à pois
Réf. 29592

Gravit trottoir et escalier sans effort



RETROUVEZ LES ACCESSOIRES "LES INTRÉPIDES" page 55

mon-matériel-medical-en-pharmacie.fr

VOUS PRÉFÉREZ VOS COULEURS ?



EMBOÛT POUR ROLLATOR ET CADRE DE MARCHÉ

~ Livré à l'unité

	DIAM.	RÉF.
1. Gris	20 mm	2210
2. Gris	22 mm	18521
3. Gris	25 mm	2196
4. Noir	27 mm	2039
5. Gris	27 mm	2070



POIGNÉE ANATOMIQUE ROLLATOR

- ~ Compatible avec tout type de rollator
- ~ Livrée par paire

Noir diam. 19 mm
Réf. 2610

Noir diam. 22 mm
Réf. 2058

LAMPE SILVERLUX

- ~ Pour sécuriser les déplacements la nuit
- ~ Adaptable sans outil sur tube de 18 à 25 mm (cane, déambulateur...)
- ~ 2 leds
- ~ Alimentation 2 piles LR03 (fournies)
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 3,9 x 5,9 x 8,5 cm

Noir
Réf. 22651



FILET POUR CADRE DE MARCHÉ

- ~ En nylon crocheté
- ~ Adaptable sur tout type de cadre de marche

Noir
Réf. 2240



SAC POUR CADRE DE MARCHÉ

- ~ Sac étanche avec une poche frontale et deux latérales
- ~ Adaptable sur tout type de cadre de marche non pliable

Noir
Réf. 2250



CADRES DE MARCHÉ

CADRE DE MARCHÉ OMEGA

- ~ Réglable en hauteur
- ~ Poids du cadre de marche 1,8 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 65 x 51,5 x 81/91 cm

Bleu
Réf. 11848

Existe en plusieurs coloris
Demandez conseil



CINTRÉ POUR PASSAGE WC



CADRE DE MARCHÉ PLIANT ESCALIER VIENNE

- ~ Pratique et sécurisant
- ~ Deux niveaux de main courante pour sécuriser lors du relevage
- ~ Pliant
- ~ Hauteur réglable sur 6 niveaux
- ~ Poids 2,6 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 60 x 53 x 80/92,5 cm

Aluminium
Réf. 2262



POUR SE RELEVER PLUS FACILEMENT



CADRE DE MARCHÉ PLIANT

- ~ Pliage facile grâce à l'ergot central
- ~ Barre renforcée en acier
- ~ Embouts souples antibruit et antidérapants
- ~ Hauteur réglable en 8 positions
- ~ Poids maxi utilisateur 110 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 58 x 50 x 74/93 cm



Version classique
Réf. 22680

Version bariatrique
~ Poids maxi utilisateur 227 kg
Réf. 2365



CADRE DE MARCHÉ FIXE RÉGLABLE

- ~ Légèreté, maniabilité
- ~ Deux poignées confortables et anti-rotation pour une parfaite prise en main
- ~ Hauteur réglable en 5 positions
- ~ Poids 1,7 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 61 x 42 x 76/86 cm



Version butterfly
Réf. 23671



Version anodisé
Réf. 16503

Version grande taille
~ Dim. hors tout (l x P x H) 65 x 50 x 97/110 cm
Réf. 2324



ROLLATORS

Freinage par appui pour une grande stabilité

ROLLATOR 2 + 2 ROUES AIR ON PLUS

- ~ Stabilité et sécurité lors des déplacements
- ~ Idéal en intérieur comme en extérieur
- ~ Avec siège, dossier et sac amovible
- ~ Poids 3 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Assise (H) 56 cm
- ~ Poignées (H) 85 à 91 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 62 x 74 x 80/100 cm

Emeraude
Réf. 21148



**POIGNÉES
ERGONOMIQUES**

**FREINAGE PAR APPUI POUR
UNE GRANDE STABILITÉ**

**LE PLUS LÉGER DE
TOUS LES ROLLATORS !**

ROLLATOR 2 ROUES ACTIO 2

- ~ Format compact pour faciliter le passage des portes et accéder aux endroits exigus
- ~ Poignées réglables en hauteur
- ~ Poids 5 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Dim. assise (l x P x H) 40 x 12 x 55 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 55 x 63 x 74/100 cm

Noir/Amande
Réf. 2306



Facile à manœuvrer



Assise
rembourrée

ROLLATOR 2 ROUES ÉCO AVEC SIÈGE

- ~ Poignées anatomiques
- ~ Pliable
- ~ Poids 5 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Dim. assise (l x P) 36 x 20 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 60 x 53,5 x 78,5/94,5 cm

Gris métal
Réf. 22675

Version bariatrique (rouge)
~ Poids maxi utilisateur 227 kg
Réf. 2613

Version enfant (gris métal)
Réf. 2335



ROLLATOR 2 ROUES ALUSTYLE

- ~ Pliable et léger (3 kg)
- ~ Verrouillage hauteur à vis pour plus de sécurité
- ~ Poignées ergonomiques
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 52 x 65 x 81/94 cm
- ~ Assise (H) 55 cm

Alustyle
Réf. 26687



ROLLATOR 2 ROUES ARA-D

- ~ Double roues avant directionnelles
- ~ Double patins arrière
- ~ Structure pliable
- ~ Poignées anatomiques
- ~ Poids 3,2 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Dim. assise (l x P x H) 40 x 26 x 53 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 57 x 66 x 83/95 cm

Emeraude
Réf. 22679

Roues
directionnelles



ROLLATORS 4 ROUES

ROLLATOR ULTRA LIGHT

- ~ Assise large et confortable
- ~ Sangle dorsale
- ~ Sac de transport et porte-canne
- ~ Pliable et compact
- ~ Freins de parking
- ~ Poids 5,2 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 136 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H)
64 x 72 x 83/93 cm

Bleu
Réf. 35243



LÉGER & MANIABLE



TOUS LES
ROLLATORS
SONT
PLIANTS
ET
RÉGLABLES
EN HAUTEUR

ROLLATOR ALU PLIANT

- ~ Compact et léger
- ~ Freinage efficace par pression des poignées ergonomiques
- ~ Assise confortable avec sangle d'appui lombaire
- ~ Porte-canne
- ~ Sacoche de rangement
- ~ Poids maxi utilisateur 136 kg
- ~ Dim. assise (l x P x H) 45 x 25 x 54 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H)
63 x 73 x 80/92 cm

Aluminium gris
Réf. 25511



FACILE À PLIER



PENSEZ À :
MONTER ET RÉGLER
LE ROLLATOR
POUR VOTRE PATIENT.
LUI MONTRER
COMMENT FREINER
ET ENLEVER
LE PANIER.

ROLLATOR AVEC PANIER

- ~ 2 roues avant directionnelles
- ~ Panier amovible
- ~ Porte-canne
- ~ Tablette plexi amovible
- ~ Freins parking
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Dim. assise (l x P) 39 x 25 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H)
57 x 74 x 80/95 cm

Métal Epoxy gris
Réf. 16653



ROLLATOR ALUSTYLE

- ~ Usage intérieur et extérieur
- ~ Assise escamotable
- ~ Panier amovible
- ~ Freins parking
- ~ Barre d'appui dos
- ~ Poids 6 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 110 kg
- ~ Dim. assise (l x P x H) 31 x 34 x 58 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 60 x 40 x 75/85 cm

Rouge
Réf. 2333

Version bariatrique (rouge)
~ Poids maxi utilisateur 180 kg
Réf. 2616



ROLLATORS 4 ROUES

ROLLATOR QUAVA

- ~ Frein multifonction
- ~ Grand panier
- ~ Poids 7,7 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 136 kg
- ~ Assise (l x P x H) 45 x 22,5 x 54 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 66,5 x 75 x 83/95,5 cm

Rouge

Réf. 29835



Design épuré



Grandes roues pour l'extérieur



Pliage aisé et compact

ROLLATOR LÉGER CARBON

- ~ Assise confortable rembourrée
- ~ Sangle de dossier escamotable
- ~ Poignées ergonomiques de poussée et de freinage
- ~ Franchissement d'obstacles facilité par ses grandes roues avant
- ~ Repose-canne
- ~ Panier en tissu tressé amovible
- ~ Options : sac de transport, parasol/parapluie, porte-boissons
- ~ Poids 5 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 150 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 60 x 70 x 84/96 cm



Différentes tailles, options et couleurs possibles
Demandez conseil



**POIDS PLUME
ROBUSTESSE
PERSONNALISATION**



ROLLATOR NITRO

- ~ Grandes roues pour une utilisation sur tout type de terrain
- ~ Système de freinage souple avec câbles intégrés dans le cadre.
- ~ Sangle dorsale souple et ajustable en hauteur
- ~ Poignées de freins ergonomiques
- ~ Assise rembourrée
- ~ Poids 7,2 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 61 x 70,5 x 84/94 cm

Blanc Taille M
Réf. 35780

Blanc Taille L
Réf. 35781



ROLLATORS SPÉCIFIQUES

ROLLATOR MAINS LIBRES BIKUBE

- ~ Ultra léger (8,6 kg)
- ~ Facile à manœuvrer
- ~ Roues à 360°
- ~ Selle hydraulique confort, en gel
- ~ Pliage facile en un seul geste
- ~ Poids maxi utilisateur 115 kg
- ~ Dim. hors tout
(l x P x H) 62 x 73,5 x 79,5 cm



Réf. 35768

**FONCTIONNALITÉS
INNOVANTES
& DESIGN ELEGANT**



DÉCOUVREZ
LE BIKUBE

EN VIDÉO :



MODELITO WP HOME 500

- ~ Trottinette d'intérieur
- ~ Assise ergonomique et réglable en hauteur par vérins
- ~ 2 roues avec frein et protections antichoc sur les angles
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Dim. hors tout
(l x P x H) 43 x 59 x 88 cm



Réf. 30307

**STABLE &
SÉCURISANT**



DÉCOUVREZ
LE MODELITO

EN VIDÉO :



**UNE QUESTION ?
DEMANDEZ CONSEIL
À NOS EXPERTS**

ROLLATOR 4 ROUES SHOPIROLL

- ~ Grande maniabilité
- ~ Véritable assise
- ~ Pliable
- ~ Barre à pousser Caddie®
- ~ Freins parking
- ~ Pochette de rangement de plus de 20 L
- ~ Poids 8,5 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Dim. assise (H) 58 cm
- ~ Dim. hors tout
(l x P x H) 59 x 72 x 89 cm

Gris
Réf. 2615



**À LA FOIS
ROLLATOR
& CADDIE®**



ROLLATOR 3 ROUES

- ~ Poignées anatomiques
- ~ Freins à câbles
- ~ Panier avec plateau
- ~ Dim. hors tout (l x P x H)
61 x 60 x 84,5/94,5 cm



Version AVEC sacoché

- ~ Sacoché amovible
 - ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- Réf. 34502

Version SANS sacoché

- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- Réf. 34503

ROLLATORS SPÉCIFIQUES

ROLLATOR FAUTEUIL DE TRANSFERT SPRING VARIO (NOUVEAU)

- ~ Repose-pieds dépliables et sangle du dossier réversible
- ~ Ultra-léger et confortable
- ~ Freins parking
- ~ Sac de rangement
- ~ Poids maxi utilisateur 136 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 46 x 70,5 x 90/102 cm
- ~ Options : sac de transport, parasol/parapluie, porte-boissons

**Différentes tailles, couleurs
et options possibles**
Demandez conseil



CONFORT &
FLEXIBILITÉ



PENSEZ À :
MONTER ET RÉGLER
LE ROLLATOR
POUR VOTRE PATIENT.
LUI MONTRER
COMMENT FREINER,
ENLEVER LE PANIER
ET AJOUTER LES
REPOSE JAMBES.

ROLLATOR 4 ROUES FAUTEUIL DE TRANSFERT

- ~ Structure légère et très résistante
- ~ Transformation en fauteuil de transfert avec ajout de 2 repose-pieds
- ~ Frein parking
- ~ Système de franchissement de trottoir limitant les efforts
- ~ Poids maxi utilisateur 136 kg
- ~ Dim. assise (l x P x H) 46 x 30 x 55 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 60 x 80 x 85/98 cm

Gris
Réf. 25518



ROLLATOR 4 ROUES ARTHRIQUE

- ~ Poignées anatomiques
- ~ Appui anté-brachial
- ~ Siège et dossier avec coussin mousse
- ~ Pliable
- ~ Freins progressifs et position parking
- ~ Panier amovible
- ~ Plateau tiroir plexi
- ~ Poids 8,8 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Dim. assise (l x P) 44 x 25 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 59 x 76x 81/96 cm

Gris
Réf. 18137



TRICYCLES ENFANTS ET ADULTES

TRICYCLE ENFANT SPORTY

- ~ À partir de 8 ans
- ~ Look branché
- ~ Guidon réglable
- ~ Frein avec position parking
- ~ Selle réglable
- ~ Panier arrière
- ~ Poids 16,5 kg
- ~ Selle (H) 64/84 cm
- ~ Guidon (H) 85 cm
- ~ Entrejambe 50/70 cm
- ~ Roues 16 pouces
- ~ Dim. hors tout (L x l) 125 x 59,5 cm

Noir/Rouge
Réf. 21426



NOMBREUSES
OPTIONS
DISPONIBLES :
DEMANDEZ CONSEIL



NOS TRICYCLES
SONT **DISPONIBLES**
À L'ESSAI

Demandez conseil



TRICYCLE ADULTE FREEDOM

- ~ Look attractif et design épuré
- ~ Confort et facilité de conduite
- ~ Parfait pour les balades
- ~ Grand panier métallique de transport à l'arrière
- ~ Poids 25,5 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Selle (H) 74/100 cm
- ~ Guidon (H) 109 cm
- ~ Roues 20 pouces
- ~ Dim. hors tout (L x l) 160 x 84 cm

Blanc/Rouge
Réf. 21427

Noir/Vert
Réf. 2658



NOMBREUSES
OPTIONS
DISPONIBLES :
DEMANDEZ CONSEIL



IDÉAL POUR LES ADOS
ET LES ADULTES
DE PETITE TAILLE

TRICYCLES ENFANTS ET ADULTES

TRICYCLE ADULTE LAGOON

- ~ Guidon et selle réglables en hauteur et en inclinaison
- ~ Frein avec position parking
- ~ Grand panier métallique de transport à l'arrière
- ~ Panier à l'avant
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Dim. hors tout (L x l) 182 x 77 cm

Gris
Réf. 15696



TRICYCLE ADULTE VINTAGE

- ~ Élégant et raffiné, mixte et intemporel
- ~ Confort et facilité de conduite
- ~ Guidon et selle réglables en hauteur et en inclinaison
- ~ Frein avec position parking
- ~ Grand panier métallique de transport à l'arrière
- ~ Malle en option
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Dim. hors tout (L x l) 182 x 77 cm

Brun/Beige
Réf. 21422



PROPOSEZ L'ÉLECTRIQUE !

- ~ Assistance électrique sur la roue avant
- ~ Fonctionnement très simple
- ~ Vitesse 17 km/h
- ~ Bloc de batterie à l'arrière du tricycle

Convient aux tricycles
Lagoon et Vintage

DEMANDEZ CONSEIL



SCOOTERS

SCOOTER ERCO SL

- ~ Ultra léger avec un poids de 24 kg (sans batterie)
- ~ Pliable automatiquement (télécommande)
- ~ Compact : adapté au coffre d'une petite voiture
- ~ Autonomie jusqu'à 15 kilomètres
- ~ Ultra maniable
- ~ Poids maxi utilisateur 125 kg
- ~ Vitesse maxi 6 km/h
- ~ Dim. plié 26 x 64 x 46 cm



SCOOTER ORION PRO

- ~ Suspensions améliorées pour une conduite plus douce
- ~ Réduction automatique de la vitesse
- ~ Réglage de la colonne de direction
- ~ Poignées de direction ergonomiques
- ~ Frein à main et feux stop
- ~ Poids avec batterie 136 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 160 kg
- ~ Vitesse maxi 10-15 km/h
- ~ Autonomie 54 km



Couleur à personnaliser



SCOOTERS

Handipharm
VOUS PROPOSE
**L'ESSAI
GRATUIT
DES SCOOTERS**

Essai

**D'AUTRES
MODÈLES,
COLORIS
ET OPTIONS
SONT ÉGALEMENT
DISPONIBLES.**

**NOS EXPERTS
RÉPONDENT
À VOS
QUESTIONS.
DEMANDEZ
CONSEIL !**

SCOOTER LÉO

- ≈ Existe en 3 roues ou 4 roues
- ≈ Compact, démontable en 5 parties sans outil, simple, rapide et fiable
- ≈ Système d'éclairage intelligent avec un feu stop qui s'allume automatiquement à chaque ralentissement du scooter
- ≈ Poids 27,8 kg
- ≈ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ≈ Vitesse maxi 8 km/h
- ≈ Autonomie 38 km
- ≈ Dim. hors tout (L x l) 182 x 77 cm



Siège pivotant sur 360°



2 rétroviseurs



SCOOTER BOGEY

- ≈ Siège confort, pivotant et amovible
- ≈ Appui-tête et accoudoirs relevables
- ≈ Base roulante puissante et solide
- ≈ Colonne de direction réglable
- ≈ Roulettes anti-bascule
- ≈ Poids avec batterie 93 kg
- ≈ Poids maxi utilisateur 160 kg
- ≈ Vitesse maxi 10 km/h
- ≈ Autonomie 30 km

SCOOTER VÉNUS 4 SPORT

- ≈ Confortable, très pratique
- ≈ Facilement démontable et transportable
- ≈ Équipement électronique programmable
- ≈ Guidon réglable, siège pivotant
- ≈ Éclairage avant, panier
- ≈ Poids avec batterie 52 kg
- ≈ Poids maxi utilisateur 115 kg
- ≈ Vitesse maxi 6 km/h
- ≈ Autonomie 16 km





~ POURQUOI un transfert ?
 ~ QUI intervient dans le transfert ?
 ~ Quel est l'ENVIRONNEMENT ?
 (taille des pièces, accessibilité...)

Une solution de transfert adaptée pour faciliter le quotidien de votre patient et de son aidant

LE + **UNE ÉVALUATION GLOBALE DU DOMICILE**
 EST EFFECTUÉE AUTOUR DE LA MOBILITÉ
 DE VOTRE PATIENT.

<p>Le patient peut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Prendre appui sur ses jambes ~ S'asseoir au bord du lit ~ S'aider de ses bras 	<p>Guidon de transfert Disque de transfert</p>	 <p>À retrouver page 78</p>
<p>Le patient peut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ S'asseoir ~ Ne peut pas se relever à l'aide de ses bras 	<p>Verticalisateur</p>	 <p>À retrouver page 79</p>
<p>Le patient ne peut pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Se tenir assis 	<p>Soulève-personne</p>	 <p>À retrouver page 80</p>

ATTENTION

IL EST PRIMORDIAL QUE L'AIDANT QUI MANIPULE LE LÈVE-PERSONNE OU LE VERTICALISATEUR SOIT FORMÉ POUR UTILISER L'APPAREIL

AIDES AU TRANSFERT (AVEC L'AIDE D'UN AIDANT)


DISQUE TOURNANT

- ~ Facilite le transfert des personnes capables de se tenir debout mais ayant des difficultés à se (re)tourner
- ~ Léger et résistant, il apporte confort et sérénité pour une rotation de 360°
- ~ S'utilise sur des surfaces planes
- ~ Poids maxi utilisateur 125 kg
- ~ Dim. (Ø x ép) 40,5 x 2 cm

Réf. 5027



PENSEZ À :
LE PROPOSER
POUR LES AIDANTS



DRAP DE GLISSE AVEC/SANS POIGNÉES

- ~ Transfert pour changer de position allongée
- ~ Facilite la translation latérale et verticale
- ~ Lavable à 70°C
- ~ Tube en polyester de tissu synthétique en enduction de polyuréthane



	DIM.	RÉF.
Sans poignées	140 x 110 cm	20248
	130 x 70 cm	20187
Avec poignées	140 x 110 cm	18560
	130 x 70 cm	22671



PLANCHE DE TRANSFERT DUO

- ~ Transfert assis entre deux points de même hauteur
- ~ Sert de passerelle
- ~ Poignées à chaque extrémité pour s'aider à glisser
- ~ Poids maxi utilisateur 150 kg
- ~ Dim. hors tout (L x l) centre 75 x 22 cm

Modèle Deluxe avec poignées
Réf. 15749



RETROUVEZ
NOS FAUTEUILS
DE TRANSFERT

page 82

GUIDONS DE TRANSFERT




**LES SANGLES
DE GUIDON
SUR DEMANDE**

LA SANGLE DE LEVAGE

PEUT ACCOMPAGNER
OU ASSISTER LA PERSONNE
PENDANT LE PROCESSUS DE
LEVAGE. ELLE SE POSITIONNE
SOUS LES AISSELLES OU
SUR LES LOMBAIRES.


NOUS CONSULTER



GUIDON TRANSFERT ROULETTES VERTIC'HOME

- ≈ Repose-pieds antidérapant pour une grande stabilité
- ≈ Poignées ergonomiques et réglables en hauteur
- ≈ Appui-jambes orientables et réglables en hauteur
- ≈ Béquille stabilisatrice escamotable permettant l'accès aux toilettes
- ≈ Poids 18 kg
- ≈ Poids maxi utilisateur 135 kg
- ≈ Empiètement 49 x 78 cm
- ≈ Dim. hors tout (l x L x H) 49 x 57,5 x 135,5 cm

Réf. **15985**



GUIDON TRANSFERT VERTIC'EASY

- ≈ Repose-pieds antidérapant pour une grande stabilité
- ≈ Poignées ergonomiques et réglables en hauteur
- ≈ Appui-jambes orientables et réglables en hauteur
- ≈ Roulette de manutention
- ≈ Poids 16 kg
- ≈ Poids maxi utilisateur 150 kg
- ≈ Ø embase 45 cm
- ≈ Dim. hors tout (l x P x H) 47 x 51 x 130 cm

Réf. **14848**



VERTICALISATEURS

POUR UNE PERSONNE AYANT UN BON TONUS

- ~ Transfert dans une position semi-debout.
- ~ Transfert assis/assis.
- ~ Prend en charge le manque de tonicité du bas du corps et permet au patient d'atteindre la position debout (totale ou partielle) en activant sa tonicité de buste.

ERGONOMIE

POUR LE CONFORT DU PATIENT

COMPACT

POUR UN ACCÈS FACILE DU SOIGNANT

Libère le bas du corps du patient pour réaliser facilement un change.
Appareil très pratique adapté aux espaces confinés.




PLUSIEURS MODÈLES
DISPONIBLES
À LA LOCATION

NOUS CONSULTER



VERTIC
BLUE WAY UP

Réf. 22167



PENSEZ À :

METTRE À CHARGER
VOTRE APPAREIL
LA NUIT
ET LE DÉBRANCHER
LA JOURNÉE
POUR SON
UTILISATION

LÈVE-PERSONNE

POUR UNE PERSONNE TOTALEMENT

DÉPENDANTE

Transfert d'un point A vers B.

Position assise ou allongée.

Facilite la manipulation et limite les efforts de la personne effectuant le transfert.

HANDIPHARM VOUS PROPOSE

**PLUSIEURS MODÈLES
DE LÈVE-PERSONNE**

DISPONIBLES À LA LOCATION

Existe en version bariatrique jusqu'à 250 kg.

Demandez conseil !



PENSEZ À :

CHARGER
VOTRE APPAREIL
LA NUIT ET

**LE DÉBRANCHER
LA JOURNÉE
POUR
SON UTILISATION**

LÈVE-PERSONNE CLASSIC


- ~ Facilité d'emploi et robustesse
- ~ Pliant pour un stockage minimum
- ~ Encombrement réduit au sol
- ~ Fléau écarteur 2 ou 4 points
- ~ Poignée de conduite ergonomique
- ~ Piètement à écartement variable
- ~ Poids maxi utilisateur 200 kg

Nous consulter



**DISPONIBLE
À LA LOCATION**

NOUS CONSULTER



SANGLES

LE CHOIX D'UNE SANGLE

permet d'adapter le transfert au degré de mobilité du patient, à sa pathologie et aux soins nécessaires (toilette, bain...) et à sa sécurité.

Il faut prendre en compte :

- ~ Les capacités fonctionnelles du patient, sa stabilité en position assise
- ~ Le confort du patient
- ~ Les douleurs, les dispositifs (sonde, perfusion,...)
- ~ Le type de lève-personnes et fléau utilisés pour cette sangle



HANDIPHARM MET À DISPOSITION PLUSIEURS TYPES DE SANGLES EN LOCATION :

Nos sangles sont compatibles avec tous les lève-personnes comportant un système d'accrochage par fléau 2 ou 4 points.

LAVAGE :

Toutes nos sangles sont lavables à 70°C.

TISSUS :

2 types de tissu en polyester

Jersey solide : très facile à manipuler, procure un maintien optimisé et confortable.


Maille filet : idéal pour le bain et la toilette, évite la macération et facile à sécher.



Tissu maille




Jersey



LES TYPES DE SANGLES

DE NOMBREUSES TAILLES DISPONIBLES



SANGLE TOILETTES

- ~ Transfert assis/assis pour **se rendre aux toilettes ou sur une garde-robe**
- ~ Pour les patients avec bon maintien de la tête
- ~ Large ceinture dorsale rembourrée pour un bon maintien et plus de confort sous-axillaire


Jersey solide
Nous consulter



SANGLE HAMAC HYGIÈNE

- ~ Transfert allongé/assis pour **faire la toilette du patient**
- ~ Pour les patients avec un très faible tonus de la tête et du tronc ou souffrant de douleurs chroniques
- ~ Réglages multiples
- ~ Peut-être utilisé pour les personnes amputées
- ~ Large support de jambes rembourré, multipositionnable

Maille filet
Nous consulter



SANGLE U CONFORT

- ~ Transfert assis/assis pour se rendre **du lit au fauteuil** et inversement
- ~ Pour les patients avec un bon maintien de la tête
- ~ Un maximum de maintien et de confort
- ~ Forme en U évitant le placement de la sangle sous les fesses
- ~ Mousse confort dans les jambières

Jersey solide
Nous consulter



FAUTEUILS TRANSFERTS

AIDES AU TRANSFERT



Disque pivotant



Planche de transfert



Lève-personne



PENSEZ AUX :
SOLUTIONS
DE TRANSFERT
POUR LES AIDANTS
à retrouver page 77

FAUTEUIL DE TRANSFERT

- ~ Hauteur assise/petite personne et podal
- ~ Freins manuels et de parking
- ~ Ceinture de sécurité
- ~ Dossier pliant avec pochette de rangement
- ~ Poids maxi utilisateur 115 kg
- ~ Poids 10 kg
- ~ Dim. assise (H) 45 ou 50 cm
- ~ Dim. hors tout (l) 59 cm/64 cm



Pliable pour un transport facile



Parfaitement maniable pour ressortir de chez soi

Repose-pied amovible (possibilité de faire du podal)



PLUSIEURS VERSIONS
DISPONIBLES.
**DEMANDEZ L'ESSAI
DU PRODUIT !**





CAHIER DES CHARGES POUR LE CHOIX DU FAUTEUIL :

PATHOLOGIE :
type d'handicap

MORPHOLOGIE :
taille et poids

PSYCHOLOGIE :
avoir ses capacités cognitives

ENVIRONNEMENT HUMAIN ET MATÉRIEL :

intérieur et/ou extérieur, lieu de vie et/ou de travail

CAPACITÉ ÉCONOMIQUE :
achat ou location

Pharmacien : orientez votre patient vers le bon modèle de fauteuil

Handipharm

L'ACCOMPAGNEMENT :

BILAN PATIENT

Prise de mesure et essais à domicile.

SUIVI ADMINISTRATIF

Les demandes d'entente préalable, les dossiers à la mutuelle, maison de l'autonomie et banque de financement... peuvent être réalisés par Handipharm.

ENTRETIEN ET SAV

Par les spécialistes Handipharm avec prêt de matériel si besoin.

RENOUVELLEMENT ET ADAPTABILITÉ

Handipharm adapte le matériel à l'évolution de la pathologie et/ou morphologie du patient.



PENSEZ À :
ÉDITER UNE FACTURE POUR LA MUTUELLE OU L'ASSURANCE DE VOTRE PATIENT



DES PRODUITS SUR-MESURE

Nos spécialistes préconisent la solution adaptée aux besoins de vos patients.
Demandez conseil.

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE FAUTEUIL

TYPE DE PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLES DE PRODUIT
Fauteuil transfert	Usage ponctuel. Léger et facile à transporter. Confort basique.	 À retrouver page 82
Fauteuil manuel standard	Usage ponctuel et pour une durée < 1 an. Non configurable - confort basique. Dédié à la location. Existe en modèle enfant.	 À retrouver page 83
Fauteuil medium actif	Usage régulier Configurable. Grand choix de largeur et profondeur d'assise. Esthétique - Choix de couleurs. Fiabilité long terme. Existe en modèle enfant et en grandes tailles. Large gamme d'accessoires.	 À retrouver page 84
Fauteuil manuel actif	Usage Permanent. Configurable à volonté (sur-mesure). Design et performant : léger, robuste, dynamique, coloré, personnalisable. Existe en modèle enfant.	 À retrouver page 86
Fauteuil confort et positionnement	Adaptabilité à la morphologie. Gestion des positions vicieuses. Prévention ou traitement d'escarres. Modèles standards disponibles à la location.	 À retrouver page 88
Fauteuil électrique	Au choix : dominante intérieure/extérieure/ mixte. Autonomie et positionnement ++. Nécessite de parfaites capacités cognitives. Demande d'Entente Préalable indispensable et prescription par médecin spécialisé puis validation par ergothérapeute.	 À retrouver pages 94
Fauteuil verticalisateur	Bénéfices de la verticalisation : stimulations physiologiques (respiratoire, digestive, circulatoire) et relationnelles (social et professionnel).	 À retrouver page 90
Motorisations pour fauteuils	Transformation du fauteuil manuel en électrique. Assistance à la propulsion. Innovant, design, léger et nomade. Compatible avec les fauteuils Médium Actif ou Actif.	 À retrouver page 92
Équipements de sport et loisirs	Meilleure maniabilité du fauteuil. Déplacements sur terrains difficiles : sable, neige, eau, gravier...	 À retrouver page 96

FAUTEUILS MANUELS STANDARDS



**USAGE
PONCTUEL**
ET POUR UNE DURÉE < 1 AN
Demandez conseil à nos experts

FAUTEUIL MANUEL STANDARD VERSION FIXE ET INCLINABLE

- ~ Facile à plier et compact pour le transport et le stockage Léger et fonctionnel en aluminium
- ~ Accoudoirs amovibles
- ~ Repose-pieds escamotables et amovibles
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg

Différentes tailles, couleurs et options possibles

[Demandez conseil](#)



 **DISPONIBLE
À LA LOCATION**

FAUTEUIL D200

Poignées de poussée réglables en hauteur

Siège et dossier rembourrés pour plus de confort

Monte-trottoir inclus



FAUTEUILS MEDIUM ACTIFS



USAGE REGULIER

CONFIGURABLE AVEC
PLUSIEURS TAILLES

ESTHETIQUE

CHOIX DE COULEURS

FIABLE

À LONG TERME

FAUTEUIL MEDIUM ACTIF BREEZY STYLE X ULTRA

- ~ S'adapte aux besoins de vie intense
- ~ Stabilité et rigidité supérieures optimisant les performances de conduite
- ~ Modèle ultra configurable
- ~ Disponibles en 5 coloris
- ~ Poids maxi utilisateur 125 kg

Demandez conseil



**STYLE,
RIGIDITE
ET LEGERETE**



FAUTEUIL MEDIUM ACTIF ACTION 3®

- ~ Très grande stabilité et rigidité du fauteuil grâce au croisillon profilé
- ~ Pliage et dépliage facilités, se transporte facilement
- ~ Toile de dossier et d'assise rembourrée
- ~ Poids 14,2 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 125 kg

Dimensions et réglages sur mesure.
Egalement disponible en version Junior



Demandez conseil



De nombreuses options disponibles



Sangle dorsale Repose-jambe Appui-tête



FAUTEUILS MEDIUM ACTIFS

UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES EST DISPONIBLE :
ROULETTES ANTI-BASCULE, PORTE-CANNE,
TABLETTE, APPUI-TÊTE,
FREINS À TAMBOUR...



**NOS TECHNICIENS CONSEIL
RÉALISENT LES ESSAIS
À DOMICILE AINSI QUE
LA PRISE DE MESURE.**



Ils effectuent une évaluation
globale du domicile de votre
patient autour de la mobilité.

DEMANDEZ CONSEIL



AMORTISSEMENT

ROUES SPÉCIALES
LOOPWHEEL
COMPATIBLES AVEC
NOS FAUTEUILS
Demandez conseil



FAUTEUIL MEDIUM ACTIF V500

- ~ De nombreux équipements inclus (dossier réglable, roulettes anti-bascule...)
- ~ Multitude de possibilités de réglages
- ~ Léger et facile à transporter
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg

**Un grand nombre d'accessoires en option.
Dimensions sur mesure.**

Demandez conseil



**DE NOMBREUX
RÉGLAGES**

**Nous consulter
pour des fauteuils
en taille**



FAUTEUILS MANUELS ACTIFS

LA COLLECTION QUICKIE

XENON

Le fauteuil roulant actif pliant le plus léger de sa catégorie !

HELIUM

Quand conduite unique, design premium et options haute technologie ne font qu'un !

LIFE

Poids léger.
Forte résistance.

XENON



TRIGO



LA COLLECTION TRIGO

Le Trigo est conçu pour être un fauteuil au design ultra-moderne mais aussi pour convenir aux goûts de chacun.

DESIGN

RÉGLABLE À L'INFINI

LA COLLECTION KÜSCHALL

avec une gamme de fauteuils roulants actifs à la fois rigides et pliants.

MOBILITÉ ET PERFORMANCE
DE CONDUITE

LÉGÈRETÉ ET MANIABILITÉ

CHAMPION 2.0



FAUTEUILS MANUELS ACTIFS

HELIUM



LIFE



COMPRENDRE LE PROJET DE VIE DE VOTRE PATIENT

Nos techniciens conseil se déplacent au domicile de votre patient pour établir avec lui ses envies et ses besoins.

Ils réalisent les **ESSAIS À DOMICILE** ainsi que la prise de mesure.

DEMANDEZ CONSEIL !



K-SERIES 2.0



COMPACT 2.0



FAUTEUILS ROULANTS MANUELS CONFORT



AVANTAGES DE CE TYPE DE FAUTEUIL

Fauteuil confort & prévention d'escarres

Multi-réglable et multi-position.
Répartition des points de pression.
Position active ou position relax.
Gestion des positions vicieuses.

FAUTEUIL PRATIQUE POUR LES AIDANTS

Compatible avec les systèmes d'assistance à la pousser ALBER.

FAUTEUIL ROULANT CONFORT CLÉMATIS

- ~ Position d'assise parfaite et pérenne quelle que soit l'inclinaison
- ~ Accoudoirs confort ou gouttières
- ~ Assise et dossier inclinables par vérin pneumatique ou électrique pour faire varier les points de pression et favoriser la prévention d'escarre
- ~ Poids maxi. utilisateur 125 kg

Plusieurs versions sont disponibles
Demandez conseil



MODÈLE DISPONIBLE À LA LOCATION



DE NOMBREUSES OPTIONS ET ACCESSOIRES SONT DISPONIBLES POUR PERSONNALISER LE FAUTEUIL.

Demandez conseil



ROUE

Un large choix de roues



APPUI-TÊTE

Une multitude d'appuis-têtes

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS CONFORT

AZALEA



UNE SOLUTION SUR MESURE POUR VOTRE PATIENT

NOS TECHNICIENS CONSEIL RÉALISENT LES **ESSAIS À DOMICILE** AINSI QUE LA PRISE DE MESURE. ILS ÉTABLISSENT AVEC VOTRE PATIENT SES ENVIES ET SES BESOINS POUR UNE SOLUTION PERSONNALISÉE.

Demandez conseil

FAUTEUIL ROULANT NETTI

- ~ Un confort d'assise unique
- ~ Forme et type d'assise sur mesure
- ~ Large choix d'accessoires et d'options
- ~ Des solutions simples, compactes et adaptables à chaque patient
- ~ Fauteuil sur mesure

Demandez conseil



DES CENTAINES DE COMBINAISONS

POUR UN CONFORT SUR MESURE



ACCOUDOIR

Différents types d'accoudoirs



CALE-TRONC

Une multitude d'options : cale-tronc, harnais...



DOSSIER/POIGNÉE

Une gamme de dossiers et de poignées à pousser

FAUTEUIL VERTICALISATEUR

TRANSFERT DANS UNE

**POSITION
SEMI-DEBOUT**

TRANSFERT


ASSIS/ASSIS

Prend en charge le manque de tonicité du bas du corps et une tonicité faible du buste, tout en **respectant le schéma naturel d'élevation du corps.**

AVANTAGES

**CLINIQUES, FONCTIONNELS
ET SOCIAUX.**

Stimulations **physiologiques** (respiratoire, digestive, circulatoire) et **relationnelles** (social et professionnel).



**REPOSE-JAMBE
CENTRAL À 90°**

**POUR UN ANGLE
DES GENOUX À 90°**

en position assise et des palettes au sol en position debout



FAUTEUIL VERTICALISATEUR
Q700 UP

Fauteuil verticalisateur
manuel également disponible.

[Demandez conseil](#)

ASSISE RÉGLABLE

GRÂCE À 5 PARTIES
INDÉPENDANTES



**NOS TECHNICIENS CONSEIL SE DÉPLACENT
POUR DES ESSAIS À DOMICILE.**

ILS ÉTABLISSENT AVEC VOTRE PATIENT,
SES ENVIES ET SES BESOINS.

Demandez conseil



3^{ÈME} ROUE POUR FAUTEUIL

POURQUOI UNE 3^{ÈME} ROUE ?

MEILLEURE MANIABILITÉ
Moins d'effort à la poussée,
facilité à passer les obstacles.

**LOISIRS ET SORTIES
ACCESSIBLES**
Permet des déplacements
sur terrains même difficiles.

**VERSION
MOTORISÉE OU NON**



FAIRE LE BON CHOIX

NOS TECHNICIENS
CONSEIL ÉCHANGENT
AVEC VOTRE PATIENT
SUR SES BESOINS
ET ENVIES.

Demandez conseil

LE FAUTEUIL DEVIENT

SPORTIF

DÉCOUVREZ

ALBER E-PILOT

EN VIDÉO :



ROUE MOTORISÉE E-PILOT

- ~ Châssis robuste et bloc batterie intégré pour un look sport ergonomique
- ~ Large roue avant pour maîtriser les bosses, les obstacles et les trottoirs facilement
- ~ Conduite silencieuse et efficace
- ~ Nombreux accessoires en option

Demandez conseil



MOTORISATIONS POUR FAUTEUILS

KITS DE

MOTORISATION PORTABLES

polyvalents et conviviaux pour les utilisateurs de fauteuil roulant.

TRANSPORT FACILE

MANIPULATION AISÉE,
SERVICE SIMPLIFIÉ.

MOBILES TOUT SIMPLEMENT !

Compatibles avec une large majorité de fauteuils roulants.



MOTORISATION ALBER VIAMOBIL

- ~ Dispositif d'assistance électrique pour tierce-personne
- ~ Ultra bas, il s'adapte donc sur une large gamme de fauteuils manuels
- ~ Installation sans outil : 1 bloc moteur, 1 bloc batterie compact, 1 kit de fixation, 1 poignée de commande qui se fixe directement sur le fauteuil roulant ou sur un guidon (en option)
- ~ Dispositif unité de propulsion
- ~ Manipulateur poignées de commande
- ~ Poids dispositif 13,5 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 160 kg
- ~ Vitesse 1 - 5 km/h
- ~ Puissance moteur 150 W
- ~ Autonomie batterie jusqu'à 20 km

Nous consulter



POUSSÉE &
FREINAGE

SANS EFFORT



PENSEZ À :

PARLER DE CETTE SOLUTION AUX AIDANTS, NOS TECHNICIENS CONSEIL VOUS ACCOMPAGNENT.

Demandez conseil

MOTORISATIONS POUR FAUTEUILS

MOTORISATION ALBER E-MOTION M25

- ~ Assistance de la force ajustable aux besoins de l'utilisateur
- ~ Application Alber pour la gestion de la vitesse automatique
- ~ Dispositif anti-recul pour un franchissement sur des montées et rampes
- ~ Poids dispositif 21 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Vitesse 0 - 6 km/h
- ~ Autonomie batterie jusqu'à 25 km

Convient également aux personnes hémiplegiques
[Demandez conseil](#)



ROUES MOTORISÉES INDÉPENDANTES



DÉCOUVREZ ALBER E-MOTION

EN VIDÉO :



SMARTDRIVE AVEC PUSHTRACKER E2

- ~ De l'énergie pour en faire plus
- ~ La SmartDrive favorise un mode de vie actif
- ~ Un seul bouton, une tache ou un geste pour une impulsion supplémentaire quand nécessaire
- ~ Aide à gravir les pentes, les rampes et à parcourir de longues distances sans avoir à pousser
- ~ Assistance motorisée légère (6,1 kg)
- ~ Vitesse 0 - 6 km/h (ajustable)
- ~ Autonomie batterie jusqu'à 19,8 km

Options disponibles
[Demandez conseil](#)



ASSISTANCE MOTORISÉE

À LA DEMANDE



MOTORISATION ALBER E-FIX

- ~ Transforme un fauteuil manuel en fauteuil électrique tout en conservant la légèreté du fauteuil
- ~ Dispositif de propulsion par moteur électrique
- ~ Moteurs dissimulés dans le moyeu des roues
- ~ Conduite par un joystick avec écran LCD couleur
- ~ Poids dispositif 18,9 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Vitesse 0,5 - 6 km/h
- ~ Autonomie batterie jusqu'à 16 km

[Nous consulter](#)



ÉLECTRIQUE & LÉGER



FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES

FAUTEUIL FOREST 3 ADVANCE

- ~ Compact pour l'intérieur et performant en extérieur
- ~ Facilite le franchissement d'obstacles
- ~ Technologie de commande LiNX
- ~ Poids FR avec batterie 126 kg
- ~ Vitesse 6-10 km/h
- ~ Autonomie 30-42 km

Diverses options possibles
Disponible en 32 couleurs
Demandez conseil



**COMPACT,
PERFORMANT
& TOUT-TERRAIN**

FAUTEUIL ESPRIT ACTION 4NG

- ~ De la version junior à la version adulte
- ~ Convertible en fauteuil roulant manuel
- ~ Discret, léger et transportable
- ~ Disponible en 12 largeurs d'assise et en 6 profondeurs d'assise
- ~ Moteurs à induction procurent un confort de conduite incomparable
- ~ Poids avec batterie 45 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 80 / 125 kg
- ~ Vitesse maxi 6 km/h
- ~ Autonomie 14 km

De la version junior à la version adulte
Demandez conseil



LÉGER



**FAIRE
LE BON CHOIX**

NOS TECHNICIENS
CONSEIL ÉCHANGENT
AVEC VOTRE PATIENT
SUR SES BESOINS
ET SES ENVIES.

Demandez conseil

FAUTEUIL ERGO

- ~ Utilisation en intérieur comme en extérieur
- ~ Pliable sans démontage et très compact
- ~ Dimensions optimisées pour un faible rayon de braquage et un demi-tour dans moins d'1 m²
- ~ Adaptable avec de nombreux accessoires : porte bagage, appuie-tête, support tablette
- ~ Poids maxi utilisateur 100 / 150 kg
- ~ Vitesse maxi 6 km/h
- ~ Autonomie 24-28 km
- ~ Poids FR : 22 kg sans batterie

Différentes versions et options disponible
Fauteuil sur-mesure
Demandez conseil



PLIABLE

FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES

FAUTEUIL F3 CORPUS

- ~ Pour les utilisateurs qui passent la majorité de leur temps à l'intérieur et s'aventurent parfois hors des voies goudronnées lorsqu'ils sortent
- ~ Idéal pour manœuvrer dans les espaces exigus
- ~ Suspensions Smooth pour un grand confort de déplacement
- ~ Vitesse maxi 10 km/h
- ~ Autonomie 25-30 km

Fauteuil sur-mesure
Demandez conseil



URBAIN &
COMPACT



DE NOMBREUX
AUTRES MODÈLES
DISPONIBLES
Y COMPRIS EN
VERSION BARIATRIQUE



FAUTEUIL QUICKIE Q500® M

- ~ Manœuvrabilité intérieure optimale grâce à une base compacte
- ~ Performance en extérieur et stabilité grâce à la suspension intégrale brevetée SpiderTrac
- ~ Hauteur d'assise à partir de 41,5 cm qui facilite les transferts
- ~ Vitesse 6-8 km/h, maxi 10 km/h
- ~ Autonomie 32 km

Entièrement configurable. Réglages infinis
Demandez conseil



MANIABLE &
PERFORMANT



ÉQUIPEMENTS DE SPORTS ET LOISIRS



ROUE LOMO 360°

- ~ Utilisée pour les déplacements sur des terrains difficiles : sable, neige, gravier, piste de randonnée
- ~ Réglable grâce à son bras télescopique
- ~ S'adapte à toutes les morphologies et à tout type de fauteuil
- ~ Poids 7 kg

Réf. 22744



D'AUTRES SOLUTIONS DE 3^{ÈME} ROUES DISPONIBLES

page 91

Demandez conseil



ROUE PLAGES/NEIGE ROLEEZ

- ~ S'adapte facilement sur tout type de fauteuil roulant, comme une roue classique
- ~ Déplacement sur plage et neige sans difficulté
- ~ Convient à tous types de fauteuils roulants
- ~ Livrée par paire

Roues
Réf. 22745

Axes
Réf. 22746

HIPPOCAMPE

- ~ Flotte dans l'eau et glisse sur la neige
- ~ Autonome ou accompagné
- ~ Rapidement démontable et transportable
- ~ Doubles roues arrière
- ~ Barre de poussée
- ~ Tubes de châssis en aluminium traités pour l'eau de mer
- ~ Poids fauteuil 20 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg

Différentes tailles
Demandez conseil



ACCESSOIRES FAUTEUILS ROULANT



GANTS EN CUIR POUR FAUTEUIL ROULANT

- ~ Paume du gant rembourrée pour plus de confort.
- ~ En cuir durable avec fermeture Velcro

Taille S
Réf. 2366

Taille M
Réf. 2241

Taille L
Réf. 2259

Taille XL
Réf. 5491



SAC POUR FAUTEUIL ROULANT

- ~ Matière nylon robuste et imperméable
- ~ S'accroche aux poignées
- ~ Fermeture éclair sur le dessus pour un accès facile
- ~ Capacité de rangement 21 litres
- ~ Poignées de transport
- ~ Dim. hors tout (L x l x H)
36 x 39 x 15 cm

Noir
Réf. 2336



PONCHO DE PLUIE

- ~ Imperméable et élastiqué pour fauteuil roulant
- ~ Très pratique, facile à enfiler et à ôter
- ~ Fermeture zip sur le devant et bande-reflecteur à l'arrière

Réf. 35247



RAMPES D'ACCÈS

NOS TECHNICIENS CONSEIL RÉALISENT UNE ÉVALUATION GLOBALE DU DOMICILE DE VOTRE PATIENT POUR PROPOSER LES MEILLEURES SOLUTIONS.

Différents modèles et dimensions sont disponibles.
Les solutions s'adaptent aux besoins de vos patients.
Demandez conseil



BARRE APPUI PRIMA

- ~ Permet de prendre appui en extérieur
- ~ Ergonomique et robuste
- ~ Anneaux antidérapants pour limiter le risque de glissement de la main
- ~ Dim. (L) 46 cm

Noir et kaki
Réf. 35244



PENSEZ AUX : AIDES AU QUOTIDIEN

à retrouver page 146

Réhausseur de prise
Réf. 25421



PRÉVENTION ESCARRES EN POSITION ASSISE



80%
DES CAS D'ESCARRES
SONT DÛS À DES EFFETS
DE CISAILLEMENT.
UN BON POSITIONNEMENT
PRÉVIENT CE RISQUE.

EN FAUTEUIL,
UNE ESCARRE PEUT
SURVENIR
EN MOINS DE 2 HEURES.

IL EST NÉCESSAIRE
DE SURVEILLER
**LES ZONES
À RISQUE**
ET DE PRÉVENIR
L'APPARITION DE ROUGEURS.

Utilisez **l'échelle de Norton** pour situer le risque encouru par le patient.

+6


Particulièrement adaptée aux sujets âgés (de + de 65 ans), le niveau de risque guide dans le choix du matériel le plus adapté au patient. Une échelle même validée a ses limites, il est important de tenir compte du jugement humain.

Le taux de mortalité d'un patient atteint d'une escarre est multiplié par 6.

CONDITION PHYSIQUE		ÉTAT MENTAL		ACTIVITÉ		MOBILITÉ		INCONTINENCE		SCORE TOTAL
Bonne	4	Bon	4	Ambulatoire	4	Totale	4	Aucune	4	
Moyenne	3	Apathique	3	Marche avec une aide	3	Diminuée	3	Occasionnelle	3	
Pauvre	2	Confus	2	Assis	2	Très limitée	2	Urinaire	2	
Très mauvaise	1	Inconscient	1	Totalement aidé	1	Immobile	1	Urinaire et fécale	1	
Résultat	Résultat	Résultat	Résultat	Résultat

ANALYSE DES RÉSULTATS

- ~ Score entre **20 et 16** : **Risque NUL**
- ~ Score entre **16 et 14** : **Risque FAIBLE**
- ~ Score entre **14 et 12** : **Risque MOYEN**
- ~ Score entre **12 et 5** : **Risque ÉLEVÉ**



**UTILISEZ VOTRE DOSSIER PATIENT :
DISTRIBUÉ EN FORMATION
ACCUEIL PATIENT**

Renseignez-vous auprès de votre délégué commercial



PRÉVENTION ESCARRES EN POSITION ASSISE


Les solutions Handipharm

0 - USAGE TRANSITOIRE OU PARTIEL DU FAUTEUIL

Chez une personne dont l'état général le permet.

COUSSIN GEL PERCÉ

Poids maxi utilisateur 120 kg
Dim. (L x l x ép.) 41 x 41 x 2,5 cm
≈ Housse antiglisse amovible



Réf. 3008

1 - TROUBLES DE LA SENSIBILITÉ DES MEMBRES INFÉRIEURS

Patient présentant des troubles de stabilité.

COUSSIN GEL

Classe IB
Renouvelable tous les ans

Poids maxi utilisateur 120 kg
Dim. (L x l x ép.) 41 x 41 x 6 cm
≈ Housse lavable



Réf. 3117

Réf. 22702

2 - POSITION ASSISE PROLONGÉE

Patient présentant un risque d'escarre.

COUSSIN VISCO +

Classe II
Renouvelable tous les 3 ans

Densité 80 kg/m³
Poids maxi utilisateur 150 kg




3 - RISQUE SPÉCIFIQUE D'ESCARRE ISCHIATIQUE TRÈS ÉLEVÉ

Patient présentant un risque d'escarre ou en ayant déjà développé.

COUSSIN POLYAIR

Classe II
Renouvelable tous les 3 ans
Lutte efficacement contre les effets de macération, de cisaillement et de friction.
Poids maxi utilisateur 180 kg



PENSEZ À :

LA COHÉRENCE DANS LE CHOIX DE L'ASSISE ET DU MATELAS à retrouver page 33



PENSEZ AUX : COUSSINS BOUÉES

POUR SOULAGER LES DOULEURS HÉMORRÉOÏDAIRES

À retrouver page 142



PENSEZ AUX : ACCESSOIRES DE MAINTIEN

POUR STABILISER LE TRONC ET RÉDUIRE LES DOULEURS DE LA ZONE DORSALE

À retrouver page 103



ZOOM SUR LE COUSSIN VISCOFLEX


PERFORMANCE MONOBLOC

MOUSSE VISCOELASTIQUE POUR UN CONFORT ACCRU ET UNE PRÉVENTION D'ESCARRES RENFORCÉE.



INSERT ANATOMIQUE

Permet un enfoncement optimum des saillies osseuses du bassin dans la matière.



Système anti-poinçonnement




Biseau crural



Décharge de la zone à risque

Aération pour diminution des effets de macération



EFFET "PEAU"

Barrière aux micro-organismes, imperméabilité en surface et protection de la mousse



OPTION BUTÉE

Coussin Viscoflex + avec butée pour patients avec troubles de la stabilité



PENSEZ À :
LA COHÉRENCE DANS LE CHOIX DE L'ASSISE ET DU MATELAS
à retrouver page 33



DISPOSITIF PRÉVENTIF



ÉCHELLE DE NORTON



SYSTEM



ZOOM SUR LE COUSSIN POLYAIR CONFORT

ADAPTATION


À LA MORPHOLOGIE
du patient.

OPTIMISATION

DE LA SURFACE DE CONTACT
patient/coussin.


LUTTE EFFICACEMENT

CONTRE LES EFFETS DE MACÉRATION,
FRICTION ET CISAILLEMENTS.



PRÉVENTION D'ESCARRES

POUR LES PATIENTS PRÉSENTANT
DES RISQUES ÉLEVÉS



Livré avec sa poire
de gonflage



Livré avec
son manomètre
pour gonflage précis

ÉCHELLE DE NORTON



2 CÔTÉS À GONFLER

PERMET LE RÉÉQUILIBRAGE DE LA POSTURE

Pour chaque problème, Noeflex vous apporte la solution.
D'autres exemples d'utilisation sont disponibles sur le site internet www.vermeiren.fr

QUELQUES EXEMPLES
D'UTILISATION

CYPHOSE



LORDOSE



SCOLIOSE



ROTATION DU TRONC



PRÉVENTION ET POSITIONNEMENT ASSIS

LE
SAVIEZ-VOUS ?

80 %

DES CAS D'ESCARRES
SONT DÛS À DES EFFETS
DE CISAILLEMENT.

Un bon positionnement
permet de limiter les risques.

NOS TECHNICIENS CONSEIL
VOUS ACCOMPAGNENT.

Demandez conseil



LES CEINTURES

PELVIENNES DE MAINTIEN

au niveau de l'abdomen et de l'entre-jambes,
limitent les mouvements vers l'avant
et la mise en position debout.

VENTRALES

Ne conviennent qu'aux situations
de maintien simple.



Disponibles avec
clips ou velcro

LES BRASSIÈRES

OU CULOTTES FAUTEUIL

préviennent respectivement
les **risques de chute** et tout
glissement de bassin vers l'avant.



LES CASQUES

sont idéals pour les personnes
présentant des **risques de chute.**

DOSSERET FAUTEUIL ROULANT VISCO



- ~ Amélioration du positionnement du patient dans son fauteuil par diminution du "glisser avant" responsable de l'effet de cisaillement, augmentant le risque d'escarres
- ~ Respect de la morphologie dorsale et du creux lombaire
- ~ Elimination des douleurs de la zone dorsale
- ~ Dim. hors tout (H x l x ép.) 49 x 44 x 9 cm

Version dossier seul
Réf. 3048

Version Pack Thérapeutique
dossieret + assise
Demandez conseil



GOUTTIÈRE BRAS FAUTEUIL

- ~ Cale de positionnement des membres supérieurs au fauteuil
- ~ Adaptabilité aux mouvements et à toute taille et type de morphologie
- ~ Housse imperméable, lavable
- ~ Dim. hors tout (H x l x ép.) 55 x 18,5 x 26 cm

Réf. 8165





**NOS SOLUTIONS
ASTUCIEUSES
POUR LA TOILETTE**



HYGIÈNE

UNE SALLE DE BAIN SÉCURISÉE

Des solutions astucieuses	p. 106
Planches de bain	p. 108
Sièges de bain fixes et pivotants	p. 109
Tabourets de douche	p. 112
Chaises de douche	p. 114
Douche au lit	p. 116
Accessoires de bain	p. 118
Accessoires anti-chute	p. 120

DES TOILETTES ACCESSIBLES

Préserver l'intimité du patient	p. 122
Réhausse WC	p. 123
Cadres de toilettes	p. 124
Incontinence	p. 125
Accessoires de toilettes	p. 128
Chaises de toilettes	p. 130



COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT DU PATIENT pour l'accompagner

- ~ Bonne accessibilité de sa salle de bain ?
- ~ Est-ce une douche ou une baignoire ?
- ~ Est-il accompagné d'un aidant ?

Bien penser l'aménagement de la salle de bain pour prévenir les éventuelles chutes



Manque d'équilibre ?
Proposez une barre
d'appui
page 121

Une assise adaptée
pour sécuriser
la toilette
page 112

Plus de stabilité
avec des bandelettes
ou un tapis antidérapant
page 120

**PRÈS DE 50 %
DES CHUTES À DOMICILE**
ont lieu dans la salle de bain.
Chaque année, **400 000 seniors**
font des chutes accidentelles
(suivies d'une hospitalisation).

**RETROUVEZ TOUS
LES ACCESSOIRES
ANTI-CHUTE**

page 120



PENSEZ À :
PROPOSER LE CHEMIN
LUMINEUX POUR UN
ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE

À retrouver page 156

LES SOLUTIONS HYGIÈNE

DOUCHE

TABOURET MURAL

Pour une petite cabine de douche

À retrouver page 112

TABOURET DE DOUCHE / CHAISE DE DOUCHE

Pour limiter les efforts
et se laver en position assise

À retrouver page 113

CHAISE DE DOUCHE À ROUES

Pour aller dans la salle de bain
en évitant un transfert supplémentaire

À retrouver page 115

CHAISE DE DOUCHE / TOILETTES

Un seul produit à utiliser au choix dans la salle de bain
ou lorsque les toilettes sont trop éloignées

À retrouver page 114



BAIN

PLANCHE DE BAIN / SIÈGE PIVOTANT

Pour faciliter l'accès à la baignoire
et limiter le risque de chute

À retrouver page 110

SIÈGE FIXE

Pour prendre son bain assis
et se relever plus facilement

À retrouver page 109



DOUCHE AU LIT



TOILETTES :
LES SOLUTIONS POUR
PRÉSERVER L'INTIMITÉ
DE VOTRE PATIENT

page 116




**VOS ACCESSOIRES
DE TOILETTE**

page 119

TABOURETS & PLANCHES DE BAIN

SIÈGE 2 EN 1



SIÈGE KEYWEST

- ~ Pour réaliser sa toilette assis en toute sécurité
- ~ Raccourcisseur de baignoire pour éviter de glisser dans son bain
- ~ Équipé de 4 ventouses pour fixer le siège aux parois de la baignoire
- ~ Poids maxi utilisateur 160 kg
- ~ Dim. hors tout (L x l x H) 40,5 x 31 x 21 cm

Réf. 29138



PLANCHE DE BAIN ERGONOMIQUE

- ~ Sécurité, confort et design
- ~ Grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation qui s'adaptent sur toutes les baignoires
- ~ Revêtement antidérapant avec des perforations pour faciliter l'écoulement de l'eau

Marina

Poids maxi utilisateur 150 kg
Écartement maxi entre les pieds 62 cm
Réf. 6993

Version bariatrique

Poids maxi utilisateur 210 kg
Écartement maxi entre les pieds 68 cm
Réf. 22716



PORTE-SAVON



PORTE-POMMEAU

DES SOLUTIONS EXISTENT POUR REMPLACER LA BAIGNOIRE EN DOUCHE

Demandez conseil

PLANCHE DE BAIN AVEC PLATEAU ROTATIF

- ~ Système de rotation 360°
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Écartement maxi entre les pieds 68 cm
- ~ Siège (Ø) 32,5 cm

Réf. 22719



TABOURET DE BAIN ÉCO

- ~ Très stable
- ~ Facile à nettoyer
- ~ Ventouses de sécurité
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 45 x 30 x 21 cm

Réf. 6829



SIÈGES DE BAIN FIXES



SIÈGE DE BAIN SUSPENDU ALIZÉ

- ~ Permet de se doucher en profitant d'une immersion partielle
- ~ Assise avec découpe toilette intime et dossier ergonomique
- ~ Se fixe aux bords de la baignoire
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Dim. assise (l x P) 41 x 40 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 73 x 55 x 35 cm

Réf. 6140



SIÈGE DE BAIN SUSPENDU

- ~ Réglable en largeur
- ~ Siège en plastique et structure en aluminium
- ~ Résistant à la corrosion et extrêmement léger
- ~ Embouts doux et antidérapants
- ~ Poids maxi utilisateur 110 kg
- ~ Dim. hors tout (l x L x H) 23 x 56/63 x 19 cm

Réf. 29852



TRANSAT ENFANT PEPI

- ~ Léger et solide pour une utilisation longue durée sans entretien particulier
- ~ Confortable pour l'enfant et l'accompagnant grâce à son système d'inclinaison à plusieurs points
- ~ Revêtement en maille filet de qualité pour éviter le contact avec les tubes en aluminium
- ~ Poids 3,7 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 30 kg
- ~ Dim. support (l) 38 cm

Réf. 35693



SIÈGE DE BAIN SUSPENDU

- ~ S'adapte sur la majorité des baignoires via sa largeur réglable de 67 à 77 cm
- ~ 4 pieds en caoutchouc antidérapants pour une très bonne adhérence et stabilité du siège lors de son utilisation
- ~ Surface ergonomique qui réduit la pression et assure une sécurité supplémentaire
- ~ Tubes en aluminium
- ~ Poids maxi utilisateur 125 kg
- ~ Dim. hors tout (l x L x H) 37 x 67/77 x 30 cm

Avec dossier

Réf. 35700

Sans dossier

Réf. 35699



EXCELLENTE ADHÉRENCE

SIÈGES DE BAIN PIVOTANTS

SIÈGE SORRENTO

- ~ Siège pivotant des 2 côtés
- ~ Assise confort avec découpe toilette intime
- ~ Toile de dossier souple
- ~ 4 pattes de fixation réglables en largeur et antidérapantes
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 45 cm
- ~ Dim. assise (l x P x H) dossier 40 x 40 x 38 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 71/76 x 65 x 52 cm

Réf. 22715



Confort



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES

- ~ Structure en acier époxy
- ~ Siège pivotant à 360°
- ~ Repérage des positions tous les 90°
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 49 cm
- ~ Dim. assise (l x P) 42 x 35 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 72 x 54 x 52 cm

Réf. 22712

Socle de 78 cm
pour baignoire grande largeur
Réf. 31688



TENDANCE BOIS



SIÈGE DE BAIN INSPIRATION BOIS

- ~ Réglable en hauteur
- ~ Assise et dossier larges et agréables au toucher pour assurer confort et stabilité
- ~ Patins antidérapants pour plus de sécurité
- ~ Poids maxi utilisateur 136 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 50 cm
- ~ Dim. assise (l x P) 47 x 29 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 76 x 51 x 35 cm

Effet bois
Réf. 35697



SIÈGE DE BAIN STANDARD ÉCO

- ~ Structure en acier époxy
- ~ Siège en plastique moulé
- ~ Siège pivotant à 360°
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 51 cm
- ~ Dim. assise (l x P) 42 x 35 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 74 x 50 x 55 cm

Réf. 29777

GAMME BAIN / DOUCHE

EXCLUSIVITÉ **Handipharm**



HYGIÈNE



**PROPOSEZ
DU STYLE
EN TOUTE
SÉRÉNITÉ !**

Une large gamme
qui conviendra
à toutes les
salles de bain.

Demandez conseil



1 Réf. 35699

2 Réf. 35700

3 Réf. 35702

4 Réf. 35709

5 Réf. 35701

TABOURETS ET CHAISES DE DOUCHE

Assise confort **antidérapante**
avec **découpe intime**



TABOURET ET CHAISE DE DOUCHE **SORRENTO**

- ~ 100 % anti-corrosion
- ~ Pieds réglables en hauteur
- ~ Poids maxi utilisateur 135 kg
- ~ Dim. assise (H) 42/57 cm, (l x P) 44 x 44 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 50 x 44 x 62/77 cm

Avec accoudoirs
Réf. **18169**
Sans accoudoirs
Réf. **18170**

Version chaise
Toile de dossier
souple réglable
en tension
Réf. **18168**



TABOURET DE DOUCHE AVEC POIGNÉES

- ~ Poignées de transfert de chaque côté
- ~ Encoche pour pommeau douche (droite ou gauche)
- ~ Pieds réglables en hauteur
- ~ Poids maxi utilisateur 110 kg
- ~ Dim. assise (H) 37/52 cm, (l x P) 38 x 32 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 50 x 41 x 52 cm

Réf. **6039**

TABOURET DE DOUCHE **RÉGLABLE**



- ~ Tabouret épousant la forme du corps
- ~ Encoche pour pommeau douche (droite ou gauche)
- ~ Pieds réglables en hauteur
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Dim. assise (H) 36/53 cm, (l x P) 40 x 33 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 51 x 40 x 36/53 cm

Réf. **1600**

Version bariatrique
Poids maxi utilisateur 255 kg
Réf. **21454**



CHAISE DE DOUCHE




- ~ Épouse les formes du corps
- ~ Découpe à l'avant pour l'hygiène intime
- ~ Pieds réglables en hauteur
- ~ Poids maxi utilisateur 105 kg
- ~ Dim. assise (H) 34/51 cm, (l x P) 48 x 50 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 48 x 50 x 70/88 cm

Réf. **31553**

GAIN DE PLACE

TABOURET DE DOUCHE **D'ANGLE**



- ~ Léger (1,6 kg) et pratique
- ~ En aluminium traité anti-corrosion
- ~ Pieds réglables en hauteur sur 7 positions
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 40 x 40 x 43/58 cm

Réf. **25512**

Rotation
360°



TABOURET DE DOUCHE **TAHAA**

- ~ Assise rotative 360° avec blocage tous les 90°
- ~ Coussin polyuréthane de 2 cm d'épaisseur, complètement amovible
- ~ Pieds réglables en hauteur sur 17,5 cm
- ~ Poids maxi utilisateur 135 kg
- ~ Dim. assise (Ø) 34 cm
- ~ Dim. hors tout (Ø x H) 38 x 41/58 cm

Réf. **21184**

TABOURET DE DOUCHE **ROND**



- ~ Siège en plastique moulé
- ~ Cadre alu et acier
- ~ Pieds réglables en hauteur
- ~ Poids maxi utilisateur 150 kg
- ~ Dim. assise (Ø) 35 cm
- ~ Dim. hors tout (Ø x H) 35 x 35/53 cm

Réf. **6112**

TABOURET DE DOUCHE **MURAL**



- ~ Large découpe pour toilette intime
- ~ Assise réglable en hauteur
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Dim. assise (H) 48,5/56 cm, (l x P) 41 x 41 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 47,5 x 50 (plié 13) x 48,5/56 cm

Réf. **6875**

Siège
rabattable

TABOURETS ET CHAISES DE DOUCHE

CHAISE DE DOUCHE PLIANTE LALY



- ~ Facile d'entretien
- ~ Chaise repliable
- ~ Assise avec découpe intime
- ~ Pieds réglables en hauteur
- ~ Poids 3,8 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 110 kg
- ~ Dim. assise (H) 37/53 cm, (L) 42 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 54 x 58 x 91/101 cm

Blanc
Réf. 22721

TABOURET & CHAISE DE DOUCHE

- ~ Offre un confort et un soutien optimal
- ~ Hauteur fixe 42 cm ou réglable
- ~ Stable grâce à ses 4 patins
- ~ Tubes en aluminium
- ~ Poids maxi utilisateur 150 kg
- ~ Dim. hors tout (l x L x H) 30 x 30/50 x 30/54 cm

ACCOUDOIRS ET DOSSIER EN OPTION



Tabouret Version fixe
Réf. 35702



Tabouret Version ajustable
Réf. 35703



Chaise AVEC dossier
Réf. 35701

Chaise SANS dossier
Réf. 35709

Assise pivotante sur 360°



CHAISE DE DOUCHE PIVOTANTE

- ~ Accoudoirs escamotables
- ~ Pieds réglables en hauteur
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Dim. assise (H) 50/62 cm, (l x P) 40 x 38 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 53 x 54 x 88/100 cm

Réf. 6865



TOUT PLASTIQUE

CHAISE DE DOUCHE I-FIT

- ~ Montage sans outils
- ~ Assise grainée large et profonde
- ~ Pieds réglables en hauteur au cm près
- ~ Poids maxi utilisateur 180 kg
- ~ Dim. assise (l x P) 37 x 34 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 50 x 43 x 38/55 cm

Version chaise
Réf. 6103

Version tabouret
Réf. 6111

CHAISE DE DOUCHE MAKÉMO

- ~ Dossier et poignées de maintien amovibles
- ~ Pieds réglables en hauteur
- ~ Poids maxi utilisateur 158 kg
- ~ Dim. assise (H) 41/52 cm, (l x P) 45 x 36 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 55 x 44 x 73/84 cm

Réf. 22720

CHAISE DE DOUCHE INSPIRATION BOIS

- ~ Réglable en hauteur
- ~ Assise et dossier larges et agréables au toucher pour assurer confort et stabilité
- ~ Plastique et aluminium
- ~ Poids maxi utilisateur 136 kg
- ~ Dim. assise (l x P) 47 x 29 cm
- ~ Dim. hors tout tabouret (l x P x H) 50 x 51 x 55 cm

Chaise
Réf. 35694

Tabouret
Réf. 35696

Siège de douche mural
Réf. 35695

TENDANCE BOIS



CHAISES DE DOUCHE / TOILETTES

CHAISE DE D./T. AQTICA

- ~ Chaise 3 en 1 : réhausse wc, chaise de toilettes ou chaise de douche
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 46,5 cm
- ~ Dim. assise (H) 43,5/54 cm, (l x P) 46,5 x 45 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 58 x 52 x 82,5/93 cm

Gris/Vert
Réf. 32098



CONFORTABLE & DESIGN



CHAISE DE D./T. PICO

- ~ Réglable en hauteur
- ~ Accoudoirs et dossier amovibles
- ~ Poids maxi utilisateur 160 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 43 cm
- ~ Dim. assise (H) 42/57,5 cm, (l x P) 43 x 42 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 57,5 x 52 x 97,5 cm

Blanc
Réf. 6817



**UTILISABLE
SUR LES TOILETTES,
DANS LA CHAMBRE
OU LA DOUCHE**

CHAISE DE D./T. MADRIGAL

- ~ Inoxydable (sans métal)
- ~ Coussin de renfort anti-glisse
- ~ Poids maxi utilisateur 90 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 47 cm
- ~ Dim. assise (H) 44/49 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 57 x 44 x 82/86 cm

Blanc/Rouge
Réf. 6870

Kit roulettes
Réf. 4036



CHAISE DE D./T. XTRA

- ~ Pliage rapide, rangement et transport aisés
- ~ Bouchon d'assise
- ~ Poids maxi utilisateur 250 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 51 cm
- ~ Dim. assise (H) 43,5/53 cm, (l x P) 67 x 40 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P) 67/70 x 50/56 cm

Blanc
Réf. 6871



CHAISE DE D./T. MOBILE

- ~ Légère, démontable facilement
- ~ Poids maxi utilisateur 136 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 46 cm
- ~ Dim. assise (H) 53 cm, (l x P) 40 x 40 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 57 x 55 x 97 cm

Blanc
Réf. 25346



CHAISES DE DOUCHE À ROUES

CHAISE DE DOUCHE ALIZÉ

- ~ Dossier et assise ergonomiques en ABS haute qualité
- ~ Accoudoirs relevables et escamotables
- ~ Poignées de poussée
- ~ Repose-pieds relevables
- ~ Roulettes arrière avec frein
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 52 cm
- ~ Dim. assise (H) 53 cm, (l x P) 41 x 40 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 59 x 69 x 91 cm

Version avec ROUES

Réf. 6055

Version FIXE

Réf. 6032



RETROUVEZ TOUS
LES TABOURETS ET
CHAISES DE DOUCHE

page 113



CHAISE DE DOUCHE PLUO

- ~ Facile à transporter et à nettoyer
- ~ Palette de repose-pieds ajustable en profondeur
- ~ Roues de 5" (avec freins) ou grandes roues arrière de 24"
- ~ Poids maxi utilisateur 150 kg
- ~ Dim. assise (H) 51,5 cm, (l x P) 48 x 45 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 57/66,8 x 72/97,5 x 103,5 cm

Réf. 35592



PLUSIEURS OPTIONS
DISPONIBLES

Demandez conseil



Accoudoirs
rabattables

TRANSEERTS
FACILITÉS

Palette rabattable

CHAISE DE DOUCHE ASTON

- ~ Hauteur d'assise réglable, entretien aisé
- ~ Accoudoirs escamotables
- ~ Repose-pieds amovibles, réglables en hauteur et inclinaison
- ~ Roues 5" mobiles (avec freins) ou grandes roues 24"
- ~ Poids maxi utilisateur 160 kg
- ~ Dim. assise (H) 51/56 cm, (l x P) 46 x 42 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 56/69 x 90/108 x 97/102 cm

Assise bleue

Réf. 35704



Châssis
en aluminium

ROBUSTE
& DURABLE

DOUCHE AU LIT / FAUTEUIL

DOUCHE AU LIT

- ~ Réduction des risques d'infections cutanées
- ~ Amélioration du processus de guérison des escarres
- ~ Tâche du personnel facilitée
- ~ Pompe intégrée à l'appareil permettant d'aspirer l'eau souillée
- ~ Peu encombrant et poids très raisonnable (10 kg)
- ~ Vidage du réservoir possible n'importe où
- ~ 2 réservoirs amovibles, eau propre (9 litres) et eau souillée (10 litres)
- ~ Dim. hors tout (L x l x H) 55 x 38 x 40 cm

Douche au lit
Réf. 18060



Drap de bain 150 x 190 cm
Réf. 21209

Protection de lit 90 x 190 cm
Réf. 21208



Spécialement étudié
pour la toilette à domicile
(dans un lit médicalisé)



CUVETTE LAVE-TÊTE ÉCO GONFLABLE

- ~ Solide cuvette en PVC
- ~ Idéale pour utilisation dans un lit
- ~ Découpe pour la nuque 13 cm
- ~ Vidange de l'eau à l'aide d'un tuyau
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 65 x 58 x 19 cm

Réf. 6822



BAC À SHAMPOING FAUTEUIL ROULANT

- ~ Plateau à hauts rebords
- ~ Idéal pour laver les cheveux au-dessus d'un lavabo
- ~ Évite les débordements
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 33 x 45 x 4 cm

Réf. 6879



GANT DE TOILETTE USAGE UNIQUE

- ~ Gant pré-imbibé d'une solution nettoyante pour la toilette sans rinçage
- ~ Doublé d'un revêtement étanche pour protéger le soignant ou l'aidant
- ~ Lotion hypoallergénique, testée dermatologiquement

Sachet de 12
Réf. 4138



GANT DE TOILETTE JETABLE

- ~ Usage à domicile et dans les établissements de soins
- ~ En polyester non-tissé 80 g/m²
- ~ Dim. (L x l) 22 x 15 cm

Carton 100 pièces
Réf. 7498



Carton 50 pièces
Réf. 22367



IDEALDOUCHE®

PAR INDÉPENDANCE ROYALE

Remplacez votre baignoire par une douche à l'italienne* !



Une conception 100 % modulable

Unique en France, IdealDouche® est un système de douche intégralement conçu avec des éléments ajustables, du bac-receveur aux panneaux muraux et parois vitrées. IdealDouche® s'installe ainsi "sur-mesure" dans toute salle de bain et remplace toute ancienne baignoire ou douche au mm près !

Installée en moins de 8h

Aucuns travaux de carrelage au sol ou aux murs à prévoir ! Les panneaux muraux et le bac receveur IdealDouche® se posent en effet directement sur les anciens revêtements et la tuyauterie s'ajuste par simples raccords. Installation en à peine quelques heures garantie !

Une sécurité d'utilisation totale

Seuil d'accès très bas*, revêtement de bac receveur anti-dérapant, barre de maintien, siège rabattable anti-glisse... Chaque élément IdealDouche® participe à une totale sécurité de déplacement et de mouvement. D'où une inestimable tranquillité d'esprit à l'usage !



"Mon époux et moi-même avons opté pour IdealDouche®. Nous sommes ravis car notre toilette est facilitée et nous profitons d'une douche spacieuse sans risquer de tomber."

MADELEINE M. - LE PONTET (34)

Photos non contractuelles * 4 cm minimum ** En fonction de la loi de finances - V02-042020

DEMANDEZ CONSEIL dans votre pharmacie
HANDI-PHARM contactez-nous au:

05 87 19 37 21

CODE HAP10



IRSH • 11 rue Philippe Lebon • BP 51605 • 87023 LIMOGES Cedex 9

www.independanceroyale.com

E-mail : partenaires@independanceroyale.com



ACCESSOIRES DE BAIN




ÉPONGE LONG MANCHE

- ~ Manche long pour atteindre les zones du corps difficiles à nettoyer

Manche coudé L 77 cm

Eponge douce de type filet (housse amovible)

Réf. **6880**




ÉPONGE DE BAIN

- ~ Manche long et flexible
- ~ Forme ergonomique pour atteindre toutes les parties du corps
- ~ L 56 cm

Manche flexible L 56 cm

Réf. **22726**



BANDE EN FLANELLE

- ~ En flanelle et en coton, avec poignées en corde
- ~ Mousse rugueuse sur une face pour tonifier la peau
- ~ Gant inclus
- ~ Dim. bande (L x l) 80 x 10 cm

Réf. **6070**



BROSSE POUR LE CORPS

- ~ Brosse à poils lisses pour s'adapter aux formes du corps
- ~ Long manche pour atteindre les zones du corps difficiles à nettoyer
- ~ Utilisable humide ou sèche
- ~ (L) 43 cm

Réf. **6090**



BROSSE ET ÉPONGE PIEDS

- ~ S'utilise en position assise ou debout
- ~ Poignée profilée en plastique
- ~ Brosse en nylon
- ~ Kit avec 1 grande éponge et 2 petites
- ~ (L) 61 cm, brosse 9,5 cm, petite éponge 3,5 cm

Réf. **6089**



RETROUVEZ AUSSI
**LE PANSEMENT
POUR OREILLE**

page 242



HOUSSE DE PROTECTION

- ~ Botte ou gant hydrofuge bilatéral pour plâtre, pansement ou plaie, totalement imperméable à l'eau
- ~ Protège le membre même lors d'une immersion totale
- ~ Facilite la toilette (bain ou douche).
- ~ Réutilisable environ 50 fois
- ~ Lavable, non stérilisable
- ~ N'adhère pas à l'épiderme, ne contient pas de latex

Membre sup. adulte

Réf. **3401073943732**


Membre sup. enfant

Réf. **3401079539151**

Membre inf. enfant

Réf. **3401079539212**

ACCESSOIRES DE BAIN DE VOTRE MARQUE



Tous les produits
D'HYGIÈNE
à retrouver dans
votre présentoir.

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOUS
RECHERCHER
VOS PRODUITS

Voir page 146.
Votre délégué commercial
vous renseigne.

HYGIÈNE



BOÎTE À DENTIER AVEC PANIER

- ~ Boîte équipée d'un couvercle facile à utiliser
- ~ Panier amovible équipé de perforations pour faciliter l'utilisation du liquide de nettoyage
- ~ Dim. panier (l x P x H) 8,5 x 7 x 5,5 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 9 x 7,5 x 7 cm

Réf. **22809**
Réf. **34014**



BROSSE ET PEIGNE LONG MANCHE

- ~ Spécialement conçus pour les personnes avec amplitude de mouvements limitée
- ~ Accessibilité facilitée à l'arrière de la tête
- ~ Revêtement antidérapant

Brosse L 38,4 cm
Réf. **33997**

Peigne L 38 cm
Réf. **33996**



KIT SPA

- ~ Pour un moment de détente ou faciliter la toilette des personnes à mobilité réduite
- ~ 4 embouts interchangeable
- ~ À adapter sur un long manche pliable
- ~ 1 éponge, 1 fleur de bain, 1 pierre ponce, 10 mousses

Kit
Réf. **34015**

ACCESSOIRES ANTI-CHUTE



MARCHEPIED PLIANT

- ~ Se replie et s'ouvre très facilement
- ~ Tampons antidérapants
- ~ Poids 1 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 32 x 25 x 22,5 cm

Blanc/Bleu
Réf. **25387**

SOLIDE & LÉGER
(1 KG)

MARCHE DE BAINOIRE SKY

- ~ Revêtement antidérapant
- ~ Possibilité d'emboîter 1 marche sur une autre pour augmenter la hauteur en toute sécurité
- ~ + 5 cm par marche supplémentaire
- ~ Poids maxi utilisateur 140 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 40 x 35 x 10 cm

Blanc/Bleu
Réf. **22724**



POIGNÉE DE BAIN HANDY

- ~ Point d'appui permettant d'enjamber en toute sécurité la baignoire, de s'asseoir et de se relever facilement
- ~ S'adapte sur tous les rebords de baignoire
- ~ Poids maxi utilisateur 135 kg
- ~ Fixation réglable 8 à 17 cm
- ~ Dim. hors tout (l x H) 23 x 32 cm

Réf. **22725**



BANDELETTES ANTIDÉRAPANTES

- ~ Pour baignoire
- ~ Adhésives sur le dessous
- ~ Dim. (L) 21,6 cm

Lot de 20 bandelettes
Réf. **5228**

TAPIS DE DOUCHE ET BAIN ANTIDÉRAPANT

- ~ 100% caoutchouc naturel
- ~ Ventouses sur l'envers
- ~ Résistants et lavables en machine à 40°C

Carré 53 x 53 cm
Réf. **6125**

Angle 68 x 48 cm
Réf. **29632**

Baignoire 90 x 40 cm
Réf. **29662**



POIGNÉE SORTIE BAINOIRE RÉVERSIBLE

- ~ Barre d'appui et marchepied pour faciliter l'entrée et la sortie de la baignoire
- ~ Marchepied réversible droite/gauche
- ~ Poignée côté intérieur de la baignoire réglable en hauteur
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Compatibilité baignoire (ép) 7,5/10,5 cm x (H) 45/65 cm
- ~ Dim. poignée baignoire (H) 38 cm
- ~ Dim. marche (l x L x H) 30 x 45 x 21 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 85 x 49 x 83/103 cm

Bleu/Blanc
Réf. **25322**



ACCESSOIRES ANTI-CHUTE



BARRE D'APPUI COUDÉE

- ~ Préhension facilitée par une forme ovalisée
- ~ Fixation horizontale, verticale ou diagonale
- ~ Fixation par vis, cache-vis amovible
- ~ En polypropylène
- ~ Poids maxi utilisateur 160 kg
- ~ L 32,5 cm

Réf. 6009



BARRE D'APPUI PLASTIQUE

- ~ Revêtements plastique strié
- ~ Utilisation WC ou salle de bain
- ~ Fixation par vis
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg

Blanc L 30,5 cm
Réf. 29737

Blanc L 61 cm
Réf. 29739

Blanc L 45,5 cm
Réf. 29738

Blanc L 91 cm
Réf. 6083



Poignée avec des moulures souples et nervurées

BARRE D'APPUI À VIS

- ~ Soutient et favorise l'équilibre.
- ~ Se fixe dans plusieurs sens à l'aide de vis dissimulées dans des caches
- ~ S'utilise partout dans la maison
- ~ Revêtement nervuré antidérapant même mouillé

L 30 cm
Réf. 34017



BARRE D'APPUI À VENTOUSE

- ~ Pour aider à l'équilibre en entrant et en sortant de la douche
- ~ S'installe sans outil et dans l'orientation souhaitée
- ~ Témoin de sécurité pour confirmer la bonne tenue de la barre
- ~ Bandes colorées anti-dérapantes
- ~ 2 à 3 points d'appui
- ~ Force maxi exerçable 60 kg

L 30 cm
Droit
Réf. 29840
Réf. 34016

L 50 cm
Angle
Réf. 27467



BARRE D'APPUI MÉTAL

- ~ Peinture époxy sur barre acier
- ~ Fixation par vis
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Dim. (L) 32,5 cm

Blanc L 30 cm
Réf. 707

Blanc L 45 cm
Réf. 26201



BARRE D'APPUI RELEVABLE

- ~ Acier recouvert de plastique
- ~ Haute résistance à la corrosion
- ~ Fixation par vis
- ~ Poids maxi utilisateur 80 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 10 x 70 x 20 cm ((P) relevée 21 cm)

Réf. 29901

BARRE D'APPUI TOILETTES MUR/SOL



- ~ Tube en acier, finition époxy blanc
- ~ Coudée, relie le sol au mur
- ~ Usage intérieur/extérieur
- ~ Assemblage simple (2 parties) et solide par un mécanisme de loquet, 3 points de fixation sur chaque plaque
- ~ Dim. (L) depuis sol 76 cm / (L) depuis mur 78 cm / (Ø) 3,2 cm

Réf. 18018

ABORDER LE SUJET DE L'INCONTINENCE PEUT ÊTRE DÉLICAT. Pensez à utiliser l'échelle de Norton

Quels aménagements et solutions pour aider vos patients à conserver leur autonomie ?

INCONTINENCE
Pour retrouver confort et sérénité




À retrouver page 126



UTILISEZ VOTRE DOSSIER PATIENT : DISTRIBUTÉ EN FORMATION ACCUEIL PATIENT

Renseignez-vous auprès de votre délégué commercial



RETROUVEZ TOUTES LES SOLUTIONS ANTI-CHUTE

page 120

RÉHAUSSE WC / CADRE DE TOILETTES
Pour s'asseoir et se relever plus facilement

À retrouver page 123

CHAISE DE TOILETTES FIXE / ET À ROUES
Lorsque les toilettes ne sont pas accessibles

À retrouver page 130

CHAISE DE DOUCHE/TOILETTES
Peut s'utiliser dans la salle de bain, en réhausse WC ou lorsque les toilettes sont trop éloignés

À retrouver page 114

ACCESSOIRES HYGIÈNE



À retrouver pages 128 & 129



RÉHAUSSES WC

RÉHAUSSE WC CONTACT

- ~ Support en mousse très confortable
- ~ Adaptable à la majorité des cuvettes de toilettes
- ~ Positionnement facile et sécurisant grâce aux rainures du dessous
- ~ Etanchéité totale
- ~ Poids maxi utilisateur 185 kg
- ~ Dim. réhausse sur WC (H) 11 cm
- ~ Dim. hors tout (L x H) 37 x 40 cm

SANS couvercle
Réf. 4123

AVEC couvercle
Réf. 4118



RÉHAUSSE WC RÉGLABLE EN HAUTEUR

- ~ Mise en place très facile
- ~ Adaptable à la majorité des cuvettes de toilettes
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Dim. réhausse sur WC (H) 6/10/15 cm
- ~ Largeur entre accoudoirs 51 cm

Blanc SANS accoudoirs
Réf. 4083

Blanc AVEC accoudoirs
Réf. 4084

LE + IDÉAL POUR LES PERSONNES DONT LA STATION ASSISE CONSTITUE UNE DIFFICULTÉ

RÉHAUSSE WC GAMME CLIPPER

- ~ Qualités techniques uniques, en polypropylène, finition polyglass
- ~ Mise en place très facile
- ~ Adaptable à la majorité des cuvettes de toilettes
- ~ S'installe sans outils
- ~ Dim. réhausse sur WC (H) 11 cm
- ~ Dim. intérieur (L x l) 25 x 21 cm
- ~ Dim. hors tout (L x l) 42 x 41 cm

CLIPPER I

Réf. 4021



- ~ Patins anti-dérapants
- ~ Sans couvercle
- ~ Poids maxi utilisateur 185 kg

CLIPPER II

Réf. 4022



- ~ Poids maxi utilisateur 185 kg

CLIPPER III

Réf. 4023



- ~ Poids maxi utilisateur 185 kg

CLIPPER IV

Réf. 4050



- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg

CLIPPER V

Réf. 4040



- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg

CLIPPER VI

Réf. 4107



- ~ Poids maxi utilisateur 150 kg

CLIPPER VII

Réf. 4108



- ~ Poids maxi utilisateur 150 kg

CADRES DE TOILETTES

CHAISE DE TOILETTES 4 EN 1 ALUSTYLE

- ~ Produit multi-usages
- ~ Réglable en hauteur
- ~ Montage sans outils
- ~ Poids 4 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 46 cm
- ~ Dim. assise (H) 45/60 cm, (L x P) 42 x 42 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 56 x 60 x 63/78 cm

Bleu
Réf. 21181 



CADRE DE TOILETTES

- ~ Larges accoudoirs pour un plus grand confort
- ~ Réglable en hauteur 64/74 cm
- ~ Utilisable avec un réhausse WC
- ~ Poids 2 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Dim. hors tout (L x P x H) 59 x 44 x 64/74 cm

Gris métal
Réf. 4058

Version bariatrique

- ~ Réglable hauteur et largeur
- ~ Poids maxi utilisateur 190 kg

Blanc
Réf. 22728 



CHAISE DE TOILETTES 3 EN 1

- ~ Produit multi-usages : chaise percée, réhausse WC
- ~ Réglable en hauteur 36/51 cm
- ~ Poignées ergonomiques
- ~ Seau amovible
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 45 x 42 x 60/75 cm

Version fixe
Réf. 22706

Version pliante

- ~ Poids maxi utilisateur 110 kg

Réf. 22707 



 RETROUVEZ
LES CHAISES DE
DOUCHE/TOILETTES

page 114

Incontinence

HARTMANN vous accompagne

Faites de la pharmacie, le lieu d'achat de référence de l'incontinence



Faites **Confiance®** au leader** de l'incontinence en pharmacie ! **HARTMANN** vous propose une gamme complète pour tous les types d'incontinence quel que soit le degré de mobilité du patient.

Les + de nos gammes

- pH 5,5 neutre à la peau
- Effet garde au sec immédiat
- Testé sous contrôle dermatologique



Incontinence légère à moyenne

Confiance® Lady & MEN, une gamme complète avec un large choix de formes et d'absorptions !



Incontinence sévère



Pour les personnes mobiles, qui préfèrent le pants effet culotte à une protection anatomique

Produit adapté aux personnes alitées pour l'incontinence lourde.

Grande protection anatomique qui se porte avec MoliPants® soft.

Proposez à vos patients **les échantillons de la gamme Confiance®** pour les aider à trouver la protection adaptée à leurs besoins !

Contactez votre délégué ou nos assistantes commerciales pour en obtenir.
(+33 3 90 58 58 58)

** Confiance® Men pants, Confiance® Confort (sauf Confiance® Confort 10g), Confiance® Secure, Confiance® Alèses ** En part de marché // CAM_092019_GERS_Marché incontinence. Les produits de la gamme Confiance® sont destinés aux personnes atteintes d'incontinence, DM de classe I. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage. Date de création du document : 03/2020

Demandez à **votre délégué** ou **votre agence Handipharm**

INCONTINENCE

Viva
PROTECTION 

+ DE SÉRÉNITÉ
+ DE CONFORT
+ D'INNOVATION



Une gamme complète d'une grande capacité d'absorption. Très bonne garde au sec grâce à la vitesse d'absorption du tampon multicouche. Un confort garanti avec des barières anti-fuites intégrales, système anti-odeurs, voile externe sensation textile.

TOUTE UNE GAMME DE SOLUTIONS POUR LES FUITES URINAIRES

SUIVEZ LE GUIDE...

TYPÉ DE FUITES	POUR PERSONNE MOBILE		POUR PERSONNE SEMI-MOBILE	POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE															
PEUES LÉGÈRES  Quelques gouttes lors d'un effort	 EXTRA		 SUPER	GUIDE DE TAILLE (Viva Pant - Viva Slip) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Taille</th> <th>Tour de hanche</th> <th>Taille de vêtement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>60 à 80 cm</td> <td>jusqu'au 36</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>70 à 110 cm</td> <td>du 36 au 46</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>110 à 160 cm</td> <td>du 46 au 58</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>140 à 175 cm</td> <td>supérieur au 58</td> </tr> </tbody> </table>	Taille	Tour de hanche	Taille de vêtement	S	60 à 80 cm	jusqu'au 36	M	70 à 110 cm	du 36 au 46	L	110 à 160 cm	du 46 au 58	XL	140 à 175 cm	supérieur au 58
Taille	Tour de hanche	Taille de vêtement																	
S	60 à 80 cm	jusqu'au 36																	
M	70 à 110 cm	du 36 au 46																	
L	110 à 160 cm	du 46 au 58																	
XL	140 à 175 cm	supérieur au 58																	
LÉGÈRES  Plusieurs gouttes lors d'un effort	 SUPER MAXI	 LIGHT	 EXTRA M/L																
MOYENNES  La vessie se vide brusquement			 EXTRA M/L/XL	 EXTRA	 EXTRA M/L														
IMPORTANTES  Portes régulières et fortes miction			 MAXI	 MAXI S/M/L/XL															



VALORISEZ VOTRE GAMME INCONTINENCE AVEC LE PRÉSENTOIR VIVA.

Handipharm vous propose également des échantillons et une carte de fidélité pour vos patients.

Demandez conseil



ALÈSE



- ~ Protection de literie
- ~ Tampon absorbant calandré, voile interne doux, voile externe imperméable
- ~ Avec ou sans rabat



					RÉF.
Viva PAD		1150 ml	60 x 60 cm	Sachet de 30	24771
Viva PAD		1850 ml	60 x 90 cm	Sachet de 30	24772
PAD Bordable	Super	1800 ml	90 x 180 cm	Sachet de 20	24778

CARRÉ DE TOILETTE



- ~ Pour la toilette du patient
- ~ Carré ultra absorbant, Airlaid gaufré, très résistant à l'état humide comme à l'état sec
- ~ Extra doux au toucher
- ~ Ne peluche pas
- ~ Ne se désagrège pas au contact de l'eau

Sachet de 20
29 x 30 cm
Réf. **29252**

LINGETTE FRAÎCHEUR



- ~ Pour l'hygiène intime
- ~ Légèrement savonnée
- ~ Contient de la glycérine, du panténol, de la camomille et de l'aloé vera
- ~ Sachet avec couvercle refermable pour assurer le maintien de l'humidité des lingettes

Paquet de 63
20 x 26 cm
Réf. **28825**

CULOTTE LAVABLE

5 tailles



- ~ Protection efficace toute la nuit
- ~ En PVC, avec finition élastiquée à la taille et aux jambes pour une grande étanchéité
- ~ Réutilisable, lavable en machine à 90°C

Lot de 5 unités

TAILLE	RÉF.
Culotte fermée - Taille 38/40	35608
Culotte fermée - Taille 42/44	29699
Culotte fermée - Taille 46/48	29700
Culotte fermée - Taille 50/52	29701
Culotte fermée - Taille 54/56	30191
Culotte ouverte - Taille 42/44	29702
Culotte ouverte - Taille 46/48	29703
Culotte ouverte - Taille 50/52	29704



PENSEZ À :
PROPOSER
LES DRAPS
PHARMACONFORT
à retrouver page 41



PROTECTION LAVABLE POUR INCONTINENCE

- ~ Protection hygiénique féminine, lavable et réutilisable
- ~ Pour lutter contre l'incontinence légère
- ~ En feutre polyester absorbant
- ~ Taille unique
- ~ Couleur blanche

Lot de 5
Réf. **25351**



ACCESSOIRES DE TOILETTES



BASSIN DE LIT SIMPLE

- ~ Poignée ergonomique en polyéthylène
- ~ Poids maxi utilisateur 140 kg

Sans couvercle
Réf. 2273



Couvercle
Réf. 30137



SEAU HYGIÉNIQUE AVEC COUVERCLE

- ~ Contenance 10 L
- ~ H 26,5 cm
- ~ Dim. intérieur (Ø) 24 cm
- ~ Dim. extérieur (Ø) 33 cm

Réf. 4025



SEAU GARDE-ROBE AVEC COUVERCLE

- ~ Contenance 2,5 L
- ~ Dim. intérieur (Ø) 25 cm
- ~ Dim. extérieur (Ø) 31 cm

Réf. 4026



URINAL FEMME

- ~ Contenance maxi 1 L
- ~ Graduation 100 ml

Réf. 4038



URINAL HOMME AVEC BOUCHON

- ~ Contenance maxi 1 L
- ~ En polypropylène
- ~ Echelle double graduation

Réf. 2274



URINAL MIXTE ANTI-DÉVERSEMENT

- ~ Ouverture ergonomique
- ~ Graduation
- ~ Bouchon de vidange avec joint élastomère
- ~ Capuchon anti-débordement
- ~ Dim. hors tout (L x l x P)
8,5/14 x 30 x 24 cm

Urinal
Réf. 4088

Adaptateur féminin
Réf. 4105



BIDET AMOVIBLE

- ~ Se pose sur la cuvette existante
- ~ Poids 350 g
- ~ Dim. hors tout (L x H) 25 x 9 cm

Réf. 4001



BIDET SUR PIED

- ~ Support acier chromé pliant
- ~ Dim. support (H) 42 cm
- ~ Dim. hors tout (L x P x H) 48 x 30 x 8 cm

Réf. 4003



PENSEZ À :
LE PROPOSER
AVEC LES CHAISES
GARDE-ROBE

PROTÈGE-SEAU CAREBAG

- ~ Sac hermétique à fermeture facile
- ~ Gélification du contenu par les principes actifs d'un tampon super absorbant
- ~ Contenance maximale 450 mL

Paquet de 20
Réf. 4489



ACCESSOIRES DE TOILETTES

COUPE MENSTRUELLE WEEK UP

~ Fabriquée en silicone médical, matériau inoffensif pour la santé et la flore vaginale

	RÉF.
Grande rose	34945
Grande transparente	34946
Petite rose	34943
Petite transparente	34944

**C'EST LA SEULE ET L'UNIQUE
CUP PLIABLE 100% FRANÇAISE!**

**C'EST L'ACCESSOIRE
RÉVOLUTIONNAIRE
DES FEMMES**

**JUSQU'À 12H
DE PROTECTION
SANS GÊNE
NI FUITE!**

**RÉUTILISABLE
PENDANT
PLUSIEURS ANNÉES**

**HYGIÉNIQUE,
PRATIQUE,
ET SURTOUT ÉCOLO!**




MARCHEPIED POSITION NATURELLE

- ~ Cette marche permet de passer les jambes à un angle de 35°, idéal pour faciliter le transit et éviter les efforts
- ~ Se plie facilement pour le rangement
- ~ Dim. en utilisation (l x P x H) 52 x 29 x 17,5 cm

Réf. 35568



HYGIÈNE



POIRE DE LAVEMENT

- ~ "Soft Wash" pour l'irrigation du côlon ou le nettoyage de l'oreille (taille N°2)
- ~ "Intim Wash" pour douche vaginale ou rectale
- ~ Matériau non toxique, souple et résistant
- ~ Stérilisable à froid pour l'hygiène du produit

Soft Wash N°2-35 ml **Intim Wash N°10**
Réf. 19933 350 ml
Soft Wash N°4-65 ml Réf. 19940
Réf. 19934

LUNETTE WC JETABLE

- ~ A emporter partout
- ~ Design coloré et tendance
- ~ 100 % biodégradables
- ~ Faciles à installer, s'éliminent avec la chasse d'eau

Sachet de 10
Réf. 22357



PIPI DEBOUT

- ~ Calice hygiénique pour uriner en position debout
- ~ Solution simple, pratique et sûre lorsque l'on est en déplacement
- ~ Compatible avec les analyses (ne souillent pas l'urine)
- ~ 100 % biodégradable

Sachet de 7
Réf. 29822



CHAISES DE TOILETTES FIXES

CHAISE DE TOILETTES FIXE Océan

- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 46 cm
- ~ Dim. assise (H) 50 cm, (l x P) 46 x 47 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 62 x 47 x 90 cm

Assise bleue
Réf. 4045

Seau
Réf. 4085

- Version bariatrique**
- ~ Poids maxi utilisateur 270 kg
 - ~ Largeur entre accoudoirs 60 cm
- Réf. 4481



PARFAIT POUR LES GRANDES PERSONNES



CHAISE DE TOILETTES RÉGLABLE ONIS

- ~ Grande amplitude de réglage en hauteur
- ~ Garnitures confortables
- ~ Poignées ergonomiques
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 47 cm
- ~ Dim. assise (H) 49/64 cm, (l x P) 43 x 44 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 62 x 55 x 84/98 cm

Assise bleue
Réf. 29727



CHAISE DE TOILETTES FIXE NEW CLUB Océan

- ~ Assise et dossier rembourrés
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 53 cm
- ~ Dim. assise (H) 52 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 61 x 49 x 84 cm

Assise bleue
Réf. 4482



Version bariatrique

- ~ Poids maxi utilisateur 160 kg
- Réf. 4053



FACILE À RANGER



CHAISE DE TOILETTES FIXE PLIANTE

- ~ Assise relevable
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 46 cm
- ~ Dim. assise (H) 45 cm, (l x P) 44 x 42 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 58 x 56 x 91 cm

Assise bleue
Réf. 4475



CHAISES DE TOILETTES À ROUES

CHAISE DE TOILETTES À ROUES

- ~ Assise et dossier en skai noir
- ~ Repose-pieds amovibles et escamotables
- ~ Sangle appui-mollet pour plus de sécurité
- ~ Déplacement facilité grâce aux roulettes
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 46 cm
- ~ Dim. assise (H) 53 cm, (l x P) 44 x 42,5 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 56 x 52 x 96 cm

Noir
Réf. 22643 



ROBUSTE
& COMPACTE

CHAISE DE TOILETTES À ROUES OSIRIS

- ~ Assise percée rembourrée avec couvercle relevable
- ~ Repose-pieds relevable
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Largeur entre accoudoirs 52 cm
- ~ Dim. assise (H) 50,5 cm, (l x P) 47 x 46 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 70 x 72/86 x 95 cm

Noir
Réf. 4478 



ACCOUDOIRS
ESCAMOTABLES



PENSEZ À :
PROPOSER
LE PROTÈGE-SEAU
CAREBAG

Réf. 4489
À retrouver page 128



CHAISE DE TOILETTES À ROUES BARIATRIQUE

- ~ Assise percée
- ~ Mousse épaisse et confortable
- ~ Accoudoirs fixes
- ~ Repose-pieds escamotable
- ~ Barre à pousser
- ~ 4 roues dont 2 à frein (arrière)
- ~ Poids 16 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 160 kg
- ~ Seau escamotable (Ø) 30 cm
- ~ Largeur entre accoudoirs 52 cm
- ~ Dim. assise (H) 52 cm, (l x P) 65 x 45 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 75 x 82 x 96,5 cm

Noir
Réf. 4484  



RETROUVEZ TOUTES
LES CHAISES DE
DOUCHE/TOILETTES

page 128





**BIEN-ÊTRE
& CONFORT**

EN TOUTES CIRCONSTANCES

BIEN-ÊTRE & CONFORT

FAUTEUILS

Bien choisir son fauteuil	p. 135
Fauteuils releveurs	p. 136
Fauteuils repos	p. 140
Fauteuils coquille et à pousser	p. 141
Confort d'assise	p. 142

CONFORT AU QUOTIDIEN

Chaleur douce	p. 143
Confort du pied	p. 144
Aides à l'habillement	p. 145
Préhension	p. 146
Gamme Objets du quotidien	p. 146
Loisirs	p. 147
Aide au repas	p. 148

BIEN-ÊTRE

Qualité de l'air	p. 152
Vision et audition	p. 156
Santé connectée	p. 157
Gamme Blanc Pharmaconfort	p. 159



L'importance des **GESTES DU QUOTIDIEN**

- ~ Quelles sont les difficultés rencontrées ?
- ~ Certains gestes sont-ils difficiles à réaliser ?

Améliorez la **VIE QUOTIDIENNE** de votre patient avec des solutions malines

Handipharm

! SE DÉPLACE À DOMICILE POUR LE PLUS GRAND CONFORT DE VOTRE PATIENT

ESSAIS
À
DOMICILE

ANALYSE
DU
BESOIN



ESSAIS GRATUITS

**AU DOMICILE
DE VOTRE PATIENT**

Nos techniciens conseil se déplacent chez votre patient pour **ajuster** la solution fauteuil à ses besoins.



**UNE ÉVALUATION
GLOBALE DU DOMICILE
EST EFFECTUÉE
LORS DE L'ESSAI
À DOMICILE**

BIEN CHOISIR SON FAUTEUIL CONFORT

FAUTEUILS

REPOS

Pour avoir la position idéale

À retrouver page 140

RELEVEUR

Pour s'asseoir, s'allonger et se relever facilement

À retrouver page 140

COQUILLE OU À POUSSER

Lorsque le maintien en position assise est difficile.
Demande d'Entente Préalable (DEP) nécessaire.

À retrouver page 141



PENSEZ AUX :

FAUTEUILS ROULANTS GRAND CONFORT

À retrouver page 89

AUTOUR DU CONFORT

FACILITER LA CUISINE

Vos solutions d'aide aux repas
et pour cuisiner
à retrouver page 148



DES DIFFICULTÉS POUR SE PENCHER ?

Pensez aux aides à la préhension à retrouver page 153
à l'habillement à retrouver page 145
et aux solutions hygiène à retrouver page 107



AMÉLIORER SON CONFORT

Des douleurs de dos ?

Vos solutions chaleur douce page 143

Des difficultés de vision ou audition ?

Vos solutions page 156



VOS SOLUTIONS MOBILITÉ

À retrouver page 51



FAUTEUILS RELEVEURS

FAUTEUIL RELEVEUR STYLÉA

- ~ Inclinaison du dossier jusqu'à 150° "quasi-couchage" et du relève-jambes
- ~ Télécommande avec fil
- ~ Assise déhoussable et lavable
- ~ Revêtement en microfibre ou similicuir
- ~ Pochette range-livres sur le côté
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Densité mousse de l'assise 21 kg/m³
- ~ Dim. assise (l x P x H) 55 x 51 x 50 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 80 x 85 x 105 cm

Version 1 moteur - Chocolat

Réf. 1308

Version 2 moteurs - Chocolat

Réf. 1208

Autres couleurs sur commande



Beige



Chocolat



Titane



Similicuir
Chocolat



Bronze



FAUTEUIL RELEVEUR BASIC

- ~ Fauteuil confort 1^{er} prix
- ~ Revêtement en microfibre
- ~ Pochette range-livres sur le côté
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Densité mousse de l'assise 30 kg/m³
- ~ Dim. assise (l x P x H) 50 x 50 x 48 cm

1 moteur électrique - Chocolat

Réf. 25514



PENSEZ AUX :

ACCESSOIRES
DE CONFORT
ET AUX AIDES À
LA PRÉHENSION



PINCES DE
PRÉHENSION

À retrouver page 146

FAUTEUIL RELEVEUR OPTIMUM XTRA

- ~ Assise large adaptée aux personnes de forte corpulence
- ~ Inclinaison du dossier à 150° "quasi-couchage"
- ~ 1 moteur électrique (motorisation basse tension)
- ~ Télécommande avec fil
- ~ Pochette range-livres sur le côté, 2 porte-gobelets
- ~ Poids maxi utilisateur 180 kg
- ~ Densité mousse de l'assise 30 kg/m³
- ~ Dim. assise (l x P x H) 59 x 501 x 49 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 87 x 96 x 107 cm

Titane

Réf. 18000



COUVERTURE
CHAUFFANTE

À retrouver page 143



Jean



Gris chiné

FAUTEUIL RELEVEUR BASILE

- ~ Confort et tendance pour s'associer à chaque intérieur
- ~ Télécommande rétroéclairée
- ~ Tissu déperlant pour faciliter l'entretien
- ~ Poche latérale pratique
- ~ Existe en versions 1 ou 2 moteurs
- ~ Poids maxi utilisateur 150 kg
- ~ Densité mousse de l'assise 30kg/m³
- ~ Dim. assise (l x L) 54 x 51 cm
- ~ Hauteur sol assise 50 cm

Version 1 moteur - Gris chiné
Réf. 34160

Version 2 moteurs - Jean
Réf. 34161



DEMANDEZ
L'ESSAI GRATUIT
À DOMICILE



FAUTEUIL RELEVEUR COCOON

FAUTEUIL RELEVEUR COCOON

- ~ Un moelleux et un confort incomparables
- ~ Allègement des points de pression
- ~ Télécommande avec fil sécurisée et réversible avec fonction stop & start
- ~ Housse polyuréthane compartimentée garnie de fibres creuses siliconées
- ~ Poids maxi utilisateur 160 kg
- ~ Densité mousse de l'assise 35 kg/m³
- ~ Dim. assise (l x P x H) 44/50 x 45/55 x 45 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 93 x 90 x 108,5 cm
- ~ Différents coloris disponibles

Existe en versions 1 ou 2 moteurs électriques et bariatrique (poids maxi utilisateur 220 kg)


Demandez conseil



VOS OPTIONS COCOON

- ~ Porte-revues
- ~ Tablette
- ~ Kit accès soulève-malade
- ~ Kit mobilité bride ou canne

Demandez conseil



Ce fauteuil Cocoon est équipé de couettes zippées amovibles et lavables, et propose des dimensions modulables.





FAUTEUIL RELEVEUR COSY UP

- ~ Réglable en profondeur à 45 ou 54 cm
- ~ Inclinaison du dossier jusqu'à 120°
- ~ Largeur d'assise ajustable selon l'épaisseur du revêtement des accoudoirs (45 cm ou 53 cm)
- ~ Revêtement bi-matière (tissu PVC/polyester et microfibre)
- ~ Grandes pochettes latérales
- ~ 2 versions : 1 ou 2 moteurs électriques
- ~ Différents coloris disponibles
- ~ Poids maxi utilisateur 125 kg
- ~ Densité mousse de l'assise 28 kg/m³
- ~ Dim. assise (l x P x H) 45/53 x 45/54 x 48 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 80 x 91 x 105 cm

Demandez conseil



COUETTE
AMOVIBLE
& LAVABLE



Taupe
Revêtement Taupe

Taupe
Revêtement Bleu

Taupe
Revêtement Graphic



LE COSY UP
EN VIDÉO

FAUTEUILS DE REPOS

FAUTEUIL DE REPOS BRETAGNE

- ~ Design moderne qui s'intégrera facilement à chaque intérieur
- ~ Ultra-confortable et configurable
- ~ Accoudoirs confortables réglables en hauteur
- ~ Couture haute qualité
- ~ Châssis en métal solide masqué par le bois pour une finition soignée
- ~ Option roues avec freins

Brun bois
Réf. 35598 



**DOSSIER
ANATOMIQUE**



**ROUES
EN OPTION**



**ÉGALEMENT
DISPONIBLE À
LA LOCATION**

Demandez conseil



PENSEZ À :
L'ASSISE
STOP-GLISSE

À retrouver page 142



FAUTEUIL DE REPOS NOSTRESS

- ~ Accueil ultra-moelleux
- ~ Existe en version manuelle ou version électrique (1 moteur)
- ~ Housse polyuréthane compartimentée garnie de fibres creuses siliconées
- ~ Modules de couette zippés amovibles et lavables pour lutter contre les infections nosocomiales
- ~ Accoudoirs escamotables et/ou amovibles pour faciliter les transferts
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Densité mousse de l'assise 35 kg/m³
- ~ Dim. assise (l x P x H) 53 x 50 x 48 cm
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 72 x 78 x 115 cm

**Manuel
Blanc**
Réf. 24869

**Manuel
Anthracite**
Réf. 24870

**Electrique
Anthracite**
Réf. 28625



Allègement des points
de pression



FAUTEUILS COQUILLE & À POUSSER



FAUTEUIL COQUILLE

Ceinture, appui-tête et tablette permettent **un excellent maintien.**

La barre à pousser est pratique pour les aidants

FAUTEUIL À POUSSER

La prise en charge peut se faire sur ordonnance d'un médecin généraliste pour les patients n'ayant pas d'autonomie de déplacement.



FAIRE LE BON CHOIX ?

Le fauteuil coquille est un dispositif médical devant être mis en place lorsque la personne est **dans l'incapacité de se maintenir en position assise sans système de soutien**, généralement confinée au lit ou au fauteuil, et dépendante (GIR 1-2).

Le fauteuil roulant confort, quant à lui, doit être préconisé pour les patients présentant une **incapacité à la marche**, totale ou partielle, provisoire ou définitive ou encore une instabilité du tronc. Il est équipé de 4 roues et a la particularité d'avoir une assise et un dossier anatomiques étudiés pour apporter du maintien et du confort dans le cas de **stations prolongées**. Il est totalement personnalisable pour s'adapter aux besoins du patient ainsi qu'à son environnement.

Le fauteuil roulant confort doit donc être privilégié au fauteuil coquille de par son adaptabilité et également car il permet de limiter le risque de grabatation des utilisateurs.

Interview avec Agathe Ergothérapeute



LA PRISE EN CHARGE NÉCESSITE UNE ORDONNANCE CONFORME ET UNE DEMANDE D'ENTENTE PRÉALABLE.

Demandez conseil



PENSEZ À :

PROPOSER LES FAUTEUILS ROULANTS GRAND CONFORT. ILS OFFRENT UNE GRANDE QUALITÉ DE POSITIONNEMENT ET PERMETTENT DE TRAITER LES POSITIONS VICIEUSES.

À retrouver page 88

CONFORT D'ASSISE



ASSISE STOP-GLISSE

- ~ Maintient efficacement les patients en position assise en fauteuil
- ~ S'utilise aussi pour fauteuil roulant
- ~ Dim. hors tout (l x L) 36 x 47 cm

Noir
Réf. 21180



CALE-TÊTE CONFORT POUR FAUTEUIL RELEVEUR

- ~ Housse amovible et mousse galbée
- ~ Soutient et procure un confort agréable au niveau cervical et lombaire

Noir
Réf. 17992



SIÈGE RELEVEUR RÉGLABLE

- ~ Permet de se relever seul, sans aide et en douceur
- ~ Mécanisme hydropneumatique qui se déploie en douceur dès que la personne commence à se lever
- ~ Poids maxi utilisateur 105 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 55 x 45,5 x 9 cm

Noir
Réf. 29669

ASSISE BETTER BACK

- ~ Permet de garder un soutien dorsal et lombaire exceptionnel
- ~ S'installe sur votre chaise
- ~ Tient fermement grâce à 2 lanières élastiquées
- ~ Pliable et facile à transporter
- ~ Dim. hors tout (l x P x H x ép.) 46 x 39 x 48 x 5 cm

Noir
Réf. 19715



ASSISE ROTATIVE

- ~ S'adapte à tout type de siège et de fauteuil
- ~ Rotation à 360°
- ~ Solide et léger
- ~ En tissu avec dessous antidérapant
- ~ Poids maxi utilisateur 120 kg
- ~ Dim. (Ø x ép.) 44 x 2 cm

Bleu
Réf. 5214



COUSSIN BOUÉE MOUSSE PERCÉE

- ~ Soulage les douleurs hémorroïdaires
- ~ Mousse résistante 55 kg/m³
- ~ Housse lavable
- ~ Dim. extérieur (L x l x ép.) 41 x 33 x 7 cm

Réf. 3006



COUSSIN BOUÉE GONFLABLE

- ~ Soulage les douleurs hémorroïdaires
- ~ En caoutchouc
- ~ Valable pour gonfler au niveau de dureté désirée
- ~ Dim. extérieur (Ø) 45,5 cm
- ~ Dim. intérieur (Ø) 16 cm

Réf. 3397



PENSEZ AUX :

PINCES DE PRÉHENSION POUR PLUS DE CONFORT

À retrouver page 146



CHALEUR DOUCE



COUSSIN NOYAUX DE CERISE

- ~ Bouillote 100 % naturelle et écologique
- ~ Soulage de nombreuses douleurs
- ~ S'utilise chaud (micro-ondes) ou froid
- ~ Chaud : soulage les maux de dos, réchauffe les pieds glacés...
- ~ Froid : pack pour applications locales
- ~ Réutilisable à l'infini
- ~ Lavable en machine

Classic
27 x 27 cm
Réf. 1548

Cervical
13 x 55 cm
Réf. 1547



COUSSIN GRAINES DE LIN

- ~ 100 % naturel
- ~ S'utilise chaud (micro-ondes) ou froid
- ~ Chaleur longue durée
- ~ Fixation par velcro pour donner la forme souhaitée et se fixer sur une partie anatomique délicate
- ~ Réutilisable à l'infini
- ~ Livré avec une housse lavable 100 % coton

Universel
36 x 47 cm
Réf. 29605

Trisection
45 x 55 cm
Réf. 29603



RETROUVEZ
LES SOLUTIONS
CHAUD / FROID

page 202



LAMPE LUMIÈRE DU JOUR



- ~ Pour le bien-être en hiver
- ~ Intensité lumineuse env. 10 000 lux
- ~ Modèle à poser avec pied extensible
- ~ Garantie 3 ans
- ~ 2 tubes fluorescents de 36 W

Blanc
Réf. 14742

COUVERTURE CHAUFFANTE



- ~ Surface fibre polaire ultra-douce
- ~ Souple et agréable sur la peau
- ~ 6 niveaux de température
- ~ Réglage de la température électronique breveté
- ~ Voyants de fonction éclairés
- ~ Lavable en machine à 30 °C
- ~ Ôeko-Tex 100

Blanc
Réf. 34515

COUSSIN CHAUFFANT



- ~ Coussin en laine polaire extra-douce
- ~ 3 niveaux de température
- ~ Lavable à la main

Pêche
Réf. 30989

CHANCELIÈRE CHAUFFANTE



- ~ Sa forme anatomique s'adapte à toutes les pointures
- ~ 6 niveaux de température
- ~ Se charge sur secteur
- ~ Déhoussable et lavable
- ~ Dim (l x L x H) 31 x 25 x 27 cm

Réf. 35597

CHAUFFE-MATELAS CONNECTÉ

- ~ Matelas chauffant avec commande à distance (connexion matelas/smartphone par l'appli Beurer CosyNight)
- ~ Chauffe rapide
- ~ 2 zones de température réglables séparément (corps et pieds)
- ~ 9 niveaux de température par zone
- ~ Fonctions multiples : minuteur réglable
- ~ Lavable en machine
- ~ Dim. 150 x 80 cm (lit 1 place)

Blanc
Réf. 29255



CONFORT DU PIED

REVITIVE MEDIC PHARMA

- ~ Améliore activement la circulation du sang
- ~ Réduit les douleurs et les gonflements dans les jambes et les pieds
- ~ Renforce les muscles des jambes
- ~ 99 niveaux d'intensité
- ~ 15 formes d'ondes de stimulation
- ~ Fourni avec 2 électrodes et 1 télécommande

Réf. 27995

LE + TESTÉ ET APPROUVÉ CLINIQUEMENT
POUR SOULAGER LES PERSONNES
ATTEINTES DE DIABÈTE OU D'ARTHROSE.



PRESSOTHÉRAPIE AIR RELAX

- ~ Offre plusieurs modes de compression et de décompression pour un drainage optimal
- ~ Léger, intuitif, silencieux
- ~ Télécommande pour moduler les séances à distance
- ~ 1 paire de bottes 10 cellules
- ~ Garantie 2 ans
- ~ Puissance 30 W
- ~ Poids 2,3 kg
- ~ Dim. hors tout (l x P x H) 19 x 23 x 12 cm

Réf. 28873



THALASSO PIEDS MULTIFONCTION



- ~ Pour allier la détente au fonctionnel (usage pédicure)
- ~ 3 fonctions : massage vibrant, massage bouillonnant, chauffage de l'eau
- ~ Stimulation voûte plantaire
- ~ Champ de lumière infrarouge bien-être
- ~ 3 embouts de pédicure interchangeables
- ~ Massage à sec possible

Réf. 14781




LOCATION ARTHROMOTEUR

Permet l'augmentation de la mobilité et de la souplesse de l'articulation pour une meilleure guérison du cartilage et des ligaments.

Demandez conseil



AIDE À L'HABILLEMENT



Usage facile

ENFILE-CHAUSSETTE

- ~ Pour enfiler ses chaussettes sans se baisser
- ~ Prise en main aisée
- ~ 1 face antidérapante permet l'accroche de la chaussette
- ~ 1 face glissante permet de facilement glisser le pied

Réf. 34012



ENFILE-BOUTON

- ~ Permet d'enfiler un bouton d'une seule main

Réf. 5065



ENFILE-BAS MÉTAL

- ~ Idéal pour les personnes ayant des difficultés à se pencher
- ~ Hauteur avec poignées 56 cm

Réf. 5102

ENFILE-BAS PLASTIQUE VEINAX

- ~ Pour enfiler les bas facilement sans se pencher
- ~ Léger et peu encombrant

Réf. 3401079772701



ENFILE-BAS ENFILE-COLLANT

- ~ Gouttière double avec encoche, en plastique souple
- ~ Léger et simple d'utilisation
- ~ Glisser le bas ou le collant sur la forme et tirer sur les deux cordelettes en coton
- ~ Longueur corde 92 cm

Bas
Réf. 5064

Collant
Réf. 5067



RETROUVEZ NOS CHAUSSE-PIED ET LACETS SUR : PHARMACONFORT.COM



CHAUSSE-PIED

- ~ Pour se chausser facilement sans se baisser

Métal 60 cm
Réf. 5057



CHAUSSE-PIED DÉCHAUSSEUR

- ~ Se chausser et se déchausser facilement sans se baisser
- ~ Long manche léger pratique (180 g)
- ~ Large pied : tient debout

Métal 76 cm
Réf. 29667

PRÉHENSION



PINCE PRÉHENSION PICK-UP

- ~ Mâchoires doubles
- ~ Tête magnétique et pivotante
- ~ Système de déclenchement
- ~ Clip de fixation

Standard 60 cm
Réf. 5075

Longue 75 cm
Réf. 5076



PINCE PRÉHENSION AIMANTÉE

- ~ Gâchette ergonomique actionnée par l'ensemble de la main
- ~ Mâchoires pivotantes sur 360° et antidérapantes pour la saisie de petits objets
- ~ Aimant de récupération des objets ferreux

Standard 61 cm
Réf. 5077
Réf. 34009

Très longue 90 cm
Réf. 5079

Longue 76 cm
Réf. 5078
Réf. 34010



PINCE PRÉHENSION REVOREACH GRIPLOCK

- ~ Mâchoires bloquées une fois l'objet saisi
- ~ 3 fonctions sur le système de blocage : standard, prise et maintien, réglage précis

Standard 66 cm
Réf. 5242



PINCE PRÉHENSION AVEC VENTOUSE

- ~ 2 ventouses circulaires en caoutchouc
- ~ Excellente préhension
- ~ Large gâchette

Longue 76 cm
Réf. 5074



RÉHAUSSEUR DE PRISE

- ~ Permet de brancher sans se baisser
- ~ Extraction facilitée grâce à un bouton poussoir
- ~ Simple et pratique à installer, s'adapte sur toutes les prises de courant
- ~ Surélève la prise de courant de 90 à 130 cm
- ~ Prise 2P + T 10/16A
- ~ Protection enfant
- ~ Dim. hors tout (l x H x P) 7 x 66,5 x 6 cm

Réf. 25421



ÉPAISSISSEURS GRIPOBALLS

- ~ Aide universelle à la préhension
- ~ S'enfile sur stylo, couvert ou tout autre objet nécessitant d'être épaissi
- ~ Utilisation indiquée en cas de rhumatismes, faiblesse musculaire...
- ~ Poids 15 g
- ~ Dim. (Ø) 4 cm
- ~ En option : lot de 5 poids de 10 g pour lester les Gripoballs afin de limiter les tremblements

Lot de 3 Gripoballs
Réf. 29634

Lot de 5 poids
Réf. 29635



BRACELET MÉTACARPIEN GRIPOFIX

- ~ À positionner autour de la main pour y glisser des couverts, stylos et autres ustensiles
- ~ Pour gaucher et droitier
- ~ Adapté aux Gripoballs
- ~ Poids 30 g
- ~ Dim. (L) 32,5 cm (réglable)

Réf. 29636



Améliorez la **VIE QUOTIDIENNE** de votre patient avec des solutions malines



**LA GAMME
OBJETS DU QUOTIDIEN**
AUX COULEURS
DE VOTRE MARQUE

Renseignez-vous auprès
de votre délégué commercial



GAMME OBJETS DU QUOTIDIEN

AIDES TECHNIQUES



Douille détection de mouvement
Réf. 34006



Chemin lumineux
Réf. 34005



Enfile-chaussette
Réf. 34012



Loupe mains libres
Réf. 34007

SALLE DE BAIN



Boîte à dentier
Réf. 34014



Barre d'appui à vis
Réf. 34017



Barre d'appui à ventouses
Réf. 34016



Brosse & Peigne long manche
Brosse Réf. 33997
Peigne Réf. 33996



Kit spa
Réf. 34015

AIDES À LA CUISINE ET AUX REPAS



Ouvre-tout 5 en 1
Réf. 34004



Verre 250 ml anti-projections
Réf. 33991



Gobelet 140 ml isotherme
Réf. 34002



Couverts pliables
Set de 4 Réf. 33994



Porte-gobelet double anse
Réf. 33993



Gobelet ergonomique 225 ml découpe nasale
Réf. 33992

AIDES À LA PRISE DE MÉDICAMENTS



Pilulier électronique
Réf. 33998




Broyeur et coupe-comprimé 3 en 1
Réf. 34001



Aide verseur de gouttes
Réf. 34000



Coupe-comprimé
Réf. 33990



Pilulier hebdomadaire
Réf. 33999

LOISIRS & CONFORT



Support de cartes à jouer
Réf. 34013



Jeu de cartes à grands caractères
Réf. 33995



Télécommande universelle
Réf. 34008



Pince de préhension aimantée
Standard 61 cm Réf. 34009
Longue 76 cm Réf. 34010



ÉGALEMENT DANS VOTRE GAMME



FAUTEUIL RELEVEUR Basile
Page 137



LA GAMME Les Intrépides
Page 55



Tous les produits
D'AIDE AU QUOTIDIEN
à retrouver dans
votre présentoir.

Voir page 146.
Votre délégué commercial
vous renseigne.

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOUS
PROPOSES
DES CHAÎNES

FACIL'CUBE

- ~ Une poignée révolutionnaire qui offre un véritable coussin pour vos genoux !
- ~ Polypropylène à mémoire de forme entièrement recyclable, léger et résistant
- ~ Idéal pour se baisser et se relever sans difficulté : large poignée pour prendre appui
- ~ Grand et profond porte outils, étanchéité thermique
- ~ Poids maxi utilisateur 130 kg
- ~ Poids 270 g
- ~ Dim. hors tout (l x P) 33 x 33 cm

Noir
Réf. 24668



Bon appui



SUPPORT & JEU DE 54 CARTES

- ~ Cartes à grands caractères
- ~ Support en plastique moulé rigide
- ~ Forme d'éventail ergonomique
- ~ Mains libres : se pose sur des pieds
- ~ Parfait pour les enfants ou les personnes ayant des difficultés de préhension
- ~ Dim. hors tout (l x P) 20 x 10 cm

Support
Réf. 5162
Réf. 34013

Jeu de cartes
Réf. 5234
Réf. 33995



AIDE AUX REPAS



OUVRE-BOÎTE LE BEAN

- ~ 100 % mains libres
- ~ S'adapte à toutes les tailles et à toutes les formes de boîtes
- ~ Technologie qui permet de soulever le couvercle sans y toucher et de laisser les bords non tranchants
- ~ Alimentation 2 piles LR 6 (non fournies)

Réf. 29755



MANDOLINE AUTOMATIQUE

- ~ Compacte et idéale pour utilisation quotidienne
- ~ Mise en marche par une seule touche
- ~ Poussoirs adaptés à toute taille de légumes
- ~ 4 lames interchangeable : 3 épaisseurs de coupe, 1 lame à julienne
- ~ Bac réservoir
- ~ Alimentation 4 piles LR 6 (non fournies)

Réf. 29757



OUVRE-BOUTEILLE AUTOMATIQUE

- ~ Ustensile ergonomique
- ~ Puissantes mâchoires adaptées à toute taille de bouchons à vis, de flacons et de tubes
- ~ Mise en marche par une seule touche
- ~ Alimentation 2 piles LR 6 (non fournies)

Réf. 5239



ÉPLUCHE-LÉGUME AUTOMATIQUE

- ~ Économe électrique multilames, idéal pour fruits et légumes délicats
- ~ Lames interchangeables (épluchage ou découpe julienne) avec rangement incorporé
- ~ Inclus : 1 accessoire pour transformer l'économe en mini-mandoline, 1 accessoire pour équeuter, épépiner, zester, décorer...
- ~ Alimentation 1 pile LR 6 (non fournie)

Réf. 29759



ESSOREUSE AUTOMATIQUE

- ~ 100 % mains libres
- ~ Lave, rince et essore en toute autonomie
- ~ Paniers séparateurs pour laver les fruits délicats ou les herbes
- ~ Hélice pour rincer le riz
- ~ Alimentation 2 piles LR 14 (non fournies)

Réf. 29758



PRESSE- TUBE

- ~ Ustensile très pratique et économique
- ~ Permet de sortir le contenu d'un tube facilement en tournant la vis
- ~ Ventouses pour fixer sur le plan de travail

Réf. 29793



OUVRE-TOUT 5 EN 1

- ~ Ergonomique avec une poignée antidérapante en caoutchouc injecté
- ~ Permet d'ouvrir : conserves, canettes, bocaux, bouteilles et bières

Réf. 22760

Réf. 34004



OUVRE-BOÎTE AVEC ANNEAU DE TRACTION

- ~ Solide
- ~ Ouvre toutes les boîtes en métal avec anneau de traction

Réf. 22486



ROULEAU ANTIDÉRAPANT

- ~ Permet de maintenir l'assiette ou autre contenant pour manger avec une main
- ~ Dim. hors tout (L x l) 100 x 20 cm

Bleu

Réf. 5100

AIDE AUX REPAS



CHAISE HAUTE DE CUISINE

- ~ Assise inclinée de 4 cm vers l'avant : réduction de l'effort pour s'asseoir et se relever
- ~ Pieds stables, réglables en hauteur
- ~ Pieds caoutchouc antidérapants
- ~ Poids maxi utilisateur 136 kg
- ~ Hauteur d'assise 57/70 cm

Blanc
Réf. 5006



COUVERTS DROITIER - GAUCHER

- ~ En acier
- ~ Manche courbé
- ~ Longueur manche 11,4 cm

	RÉF.
Fourchette pour gaucher	6120
Cuillère pour gaucher	6122
Fourchette pour droitier	6121
Cuillère pour droitier	6123



COUVERTS PLIABLES

- ~ Manche épais antidérapant qui facilite la préhension
- ~ Inclinable vers la droite ou la gauche (hors couteau) pour diminuer l'effort du poignet
- ~ Lavable en machine

Cuillère
Réf. 5039

Fourchette
Réf. 5044

Set de 4
Réf. 33994



SERVIETTE LONGUE USAGE DOMESTIQUE

- ~ Protège les vêtements et l'utilisateur des risques de brûlure
- ~ Grande zone de protection 45 x 80 cm
- ~ Lavable en machine jusqu'à 95°C
- ~ Fermeture rapide par 2 pressions
- ~ Traitement anti-bactérien et anti-odeurs
- ~ Tissu éponge et PVC imperméable sur l'envers

Blanc
Réf. 5101
Réf. 34003



COUPEAU FOURCHETTE

- ~ Pour manger d'une seule main
- ~ Découpe des aliments par un mouvement de balancier

Fixe
Réf. 5062

Pliant avec étui
Réf. 29207



JEU DE 4 COUVERTS

- ~ Manche épais facilitant la préhension
- ~ Dim. manche (L) 10 cm

Blanc
Réf. 5069

BAVOIR JETABLE À POCHE DE RECUEIL

- ~ Recommandé pour les repas en service de gériatrie et pour les personnes alitées
- ~ Poche de récupération s'ouvrant sans manipulation
- ~ Imperméable et très absorbant
- ~ Liens à l'encolure
- ~ Usage unique
- ~ Dim. (l x H) 38 x 70 cm

Sachet 100 p.
Réf. 7479



AIDE AUX REPAS



REBORD D'ASSIETTE INCURVÉ

- ~ Rebord léger et flexible évitant aux aliments de glisser de l'assiette
- ~ Fixation sur toute assiette plate standard grâce à 3 clips
- ~ En polyéthylène


Blanc
Réf. 5099



ASSIETTE MEDICI

- ~ Large rebord permettant une prise en main facile
- ~ Légère et superposable
- ~ Garantie micro-ondes et lave-vaisselle

Ivoire
Réf. 5053


ASSIETTE ET BOL ISOTHERMES

- ~ En mélamine haute qualité, résistant aux rayures
- ~ Enveloppe extérieure en résine thermoplastique
- ~ 2 poignées surmoulées en plastique souple et antidérapant
- ~ Fonction isotherme (chaud et froid)
- ~ Anneau antidérapant sur le dessous
- ~ Garantis lave-vaisselle
- ~ Blanc/Rouge

Dim. (Ø) 25 cm Dim. (Ø) 19 cm
Assiette 400 ml **Bol 300 ml**
 Réf. 29732 Réf. 29730



Gobelet 2 ANSES 300 ML CARING

- ~ Idéal pour les personnes atteintes de tremblements
- ~ Facile à prendre en main
- ~ Base large et stable
- ~ Garanti micro-ondes
- ~ Non recommandé au lave-vaisselle

Blanc
Réf. 5066



Gobelet 200 ML ANTI-REVERSEMENT

- ~ Bec incliné pour une utilisation simple
- ~ Couverture avec valve pour contrôle du flux et prévenir le déversement du liquide
- ~ Cannelures pour une bonne prise en main
- ~ Garanti lave-vaisselle jusqu'à 130°C

Petite ouverture pour liquides
Eau, jus de fruits
Réf. 5106

Grande ouverture pour semi-solides
Compote, potage (liquide épais)
Réf. 5105



Gobelet 140 ML ISOTHERME

- ~ Intérieur conique qui facilite l'écoulement du liquide : plus besoin de pencher la tête en arrière
- ~ Solide tenue en main par 2 poignées ergonomiques XXL, surmoulées en plastique souple et antidérapant
- ~ Fonction isotherme (chaud et froid)
- ~ Anneau antidérapant sur le dessous
- ~ Garanti micro-ondes et lave-vaisselle
- ~ Dim. (Ø x H) 8 x 11 cm

Rouge
Réf. 29731
Réf. 34002

Gobelet 220 ML À GRADUATION

- ~ Gobelet antidérapant revêtu d'un décor gradué (50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 ml)
- ~ Bonne prise en main
- ~ Garanti micro-ondes et lave-vaisselle
- ~ Dim. (H) 10 cm

Réf. 29733



AIDE AUX REPAS




Tous les produits
D'AIDE AU QUOTIDIEN
à retrouver dans
votre présentoir.

Voir page 146.
Votre délégué commercial
vous conseille.

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr
VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE

**PORTE-GOBELET COMPATIBLE
AVEC LE VERRE ET LE GOBELET**



mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr
VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE



**GOBELET
ERGONOMIQUE 225 ML
DÉCOUPE NASALE**

- ~ Permet de boire tout en gardant droits le cou et la tête
- ~ Pour les personnes ayant des troubles de déglutition, de fausse-route ou ne pouvant pas pencher la tête en arrière
- ~ Garanti lave-vaisselle

Réf. **5068**
Réf. **33992**



**VERRE 250 ML
ANTI-
PROJECTIONS**

- ~ Permet aux personnes alitées de boire seules des boissons liquides ou semi-liquides
- ~ Inclus un bec large de 6 mm et un bec fin de 3 mm

Réf. **4537 (1 seul bec)**
Réf. **33991**



**PORTE-
GOBELET
DOUBLE ANSE**

- ~ Favorise une bonne position pour boire
- ~ Tenue ferme en main
- ~ Compatible avec les verres de la gamme

Réf. **33993**





CONTRÔLEZ L'AIR DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

pour le bien-être de vos
équipes et de vos patients

- ~ Un environnement sain
- ~ Une meilleure concentration au travail
(un taux de CO₂ contrôlé diminue
la perte d'attention)

Le contrôle de la qualité de l'air... Pour un confort permanent !

L'air intérieur

! EST SOURCE DE POLLUTION :

- ~ Poussières
- ~ Acariens
- ~ Gaz invisibles (ex: CO₂)
- ~ Produits d'entretien
- ~ Particules fines
- ~ Mauvaises odeurs
- ~ Virus, bactéries...

qui peuvent être sources :
d'inconfort, d'allergies,
de troubles respiratoires,
irritations, de pathologies, etc.



PENSEZ À :
RAPPELER
À VOS PATIENTS
DE **CONTRÔLER,**
PURIFIER
ET **AÉRER**
LEURS LIEUX DE VIE



! LE CONTRÔLE

de la qualité de l'air pour certains établissements accueillant du public
est réglementé par le décret n°2015-1000.

LE
SAVIEZ-VOUS ?

25 %
DE LA POPULATION
souffre d'allergies.

UN AIR PURIFIÉ

LE PURIFICATEUR D'AIR

- ~ **Aspire** l'air de votre pièce en continu
- ~ **Retient et élimine** les particules polluantes grâce à des filtres spécifiques
- ~ **Propulse** l'air purifié dans la pièce
- ~ **Toute la pollution est absorbée** par votre appareil



PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS

pour des environnements de 25 à 120 m².

Nous vous proposons
UNE GAMME DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS AINSI QU'UNE
GAMME POUR LES PARTICULIERS

Demandez conseil



NOS PURIFICATEURS D'AIR

utilisent plusieurs type de filtres pour une filtration optimale de l'ensemble des polluants.

UN CONTRÔLE RÉGULIER

MESUREUR CO₂

- ~ Surveillance permanente
- ~ Modèle discret à poser
- ~ Enregistre le taux de CO₂, la température et le taux d'humidité
- ~ Enregistrement des données
- ~ Batterie rechargeable

Réf. 35599



DÉCOUVREZ
LES MESUREURS
DE QUALITÉ
DE L'AIR INTÉRIEUR
EN VIDÉO

NOUVEAU !



L'AIR INTÉRIEUR
EST JUSQU'À

5 fois

plus pollué
que l'air extérieur.



Une sélection de
modèles
Confort
&
Médicaux

Bien-être & Plaisir

PHARMA
confort

+ UNIQUEMENT
EN PHARMACIE

Faites le choix de :

- L'ATTRACTION DE **NOUVEAUX CLIENTS**
- UNE OFFRE **DIFFÉRENCIANTE**
- UN CHIFFRE D'AFFAIRE **ADDITIONNEL**
- LA **FLEXIBILITÉ** DES COMMANDES
- LA **SÉCURITÉ** (REPRISE DES INVENDUS SOUS CONDITIONS)



Bien-être
avec des produits
au confort
absolu

Élégance
assurée avec
des chaussures
tendance

Accompagnement
au plus près
du pharmacien
et des patients



Semelle intérieure
amovible. Pratique
pour vos semelles
orthopédiques.



Chaussure
extensible



Chaussure
réglable



Pieds
larges



Chaussures
Thérapeutiques
à Usage
Temporaire



Pensez aussi
à notre Gamme **Oreillers**
page 160



Nouveau
le site !

Des produits
bien-être
au plus près de
vos patients

Retrouvez
tous les produits
et + encore !

Des conseils
pour
bien choisir

PHARMA
confort
se modernise !

www.pharmaconfort.com



Un guide
de tailles

**Des informations
techniques**
pour proposer
la meilleure solution



La visibilité
de nos stocks

En direct
la disponibilité
des produits



Un délai de
livraison assuré

J+1
par un transporteur
partenaire

Soldes

Une offre
élargie
**à l'ensemble
des promotions**
pour vos clients

VISION ET AUDITION



LOUPE ÉCLAIRANTE CHROMÉE

- ~ Loupe au design épuré et moderne
- ~ Grossissement x2,5
- ~ 2 leds pour éclairer la zone de lecture
- ~ Alimentation 4 piles AG3 (fournies)
- ~ Dim. hors tout (L x Ø) 25 x 10 cm

Réf. 35595

Eclairage LED



LOUPE MAINS LIBRES

- ~ Confort de lecture
- ~ Puissance de grossissement x 3
- ~ Utilisation mains libres grâce aux pieds et tour de cou
- ~ Ne déforme pas le support de lecture

Réf. 35843

Réf. 34007

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

~ Pour regrouper toutes vos télécommandes TV en 1 seule (TV, décodeur TNT, box internet, parabole)

- ~ Grandes touches pratiques
- ~ Technologie infrarouge
- ~ Compatible avec toutes les marques
- ~ Alimentation 2 piles LR3 (non fournies)
- ~ Dim. hors tout (l x L x H) 5,2 x 14,5 x 2 cm

Réf. 29668

Réf. 34008



VEILLEUSE À LED

- ~ Pour éclairer automatiquement couloirs, chambres...
- ~ Évite les chutes nocturnes.
- ~ Equipée d'un capteur de luminosité.

Réf. 35782



CHEMIN LUMINEUX

- ~ Créer un chemin lumineux sécurisant en intérieur (chambre, couloir, escalier, garage, ...)
- ~ Capteur de mouvements et de luminosité
- ~ Possibilité d'appairer plusieurs veilleuses

Pack de 2

Réf. 34005



Eclairage LED

RÉVEIL PARLANT AFFICHAGE TEMPÉRATURE

- ~ Facile à utiliser
- ~ Annonce l'heure et la température
- ~ Aide au réglage
- ~ Fonction alarme
- ~ Rétro-éclairage du cadran en vert pour une lisibilité optimale même dans l'obscurité
- ~ Alimentation 2 piles LR6 (non fournies)
- ~ Dim. hors tout (l x H) 13 x 8 cm

Noir/Gris métal

Réf. 18004



"Il est 9h15"

MONTRE DIGITALE PARLANTE

- ~ Fonction alarme et annonce horaire programmable
- ~ Affichage digital
- ~ Fonction parlante en français (voix féminine 90dB) par simple pression sur bouton
- ~ Bracelet souple
- ~ Résistante à l'eau
- ~ Alimentation 1 pile CR2025 (fournie)
- ~ Garantie 1 an
- ~ Dim. écran 2,2 x 1 cm

Noir

Réf. 29309



DOUILLE À DÉTECTION DE LUMIÈRE

- ~ 3 niveaux de réglage (intensité, délai d'extinction et distance de détection)
- ~ Allume et éteint automatiquement la lumière

Réf. 34006

Détection à 360°



CASQUE D'ÉCOUTE SANS FIL AVEC AMPLIFICATEUR

- ~ Pour TV
- ~ Forte amplification, jusqu'à 120 dB
- ~ Ajustement du son aisé
- ~ Transmission radio numérique

Réf. 35594



BOÎTE DE SÉCHAGE POUR AMPLIFICATEURS D'ÉCOUTE

- ~ Sèche et assainit
- ~ Capacité : 2 amplificateurs contour d'oreille simultanément
- ~ Testeur de pile intégré
- ~ Durée de séchage au choix

Réf. 35783



Indicateur LED du niveau de batterie

Testeur de pile

Réglage temps de séchage

LA SANTÉ CONNECTÉE

Pourquoi opter pour des DISPOSITIFS CONNECTÉS ?

- ~ Un suivi personnalisé du patient
- ~ Plus d'efficacité en continu
- ~ Une optimisation des traitements à mettre en place
- ~ Une anticipation de l'évolution des maladies
- ~ Une meilleure prévention de l'observance des traitements




Tensiomètre avec fonction ECG bluetooth



Capteur d'activité connecté bluetooth



Impédancemètre connecté bluetooth



Oxymètre de pouls connecté bluetooth



LES OBJETS CONNECTÉS SONT ÉQUIPÉS DE CAPTEURS POUR MESURER DES PARAMÈTRES ET LES ENREGISTRER.

Les données récoltées sont indicatives pour l'utilisateur et facilement partagées avec le médecin traitant.

DEMANDEZ CONSEIL

Produits disponibles uniquement sur commande.

PILOTEZ VOTRE HABITAT AUTREMENT

NEUF ET RÉNOVATON



COMMANDE VOCALE

Pour vos besoins immédiats chez vous et sans bouger.



« Ferme les volets »
« Eteins la radio »
« Allume l'éclairage extérieur »



SMARTPHONE

Pour vérifier et agir où que vous soyez.



Allumer le chauffage
Vendredi à 18h00
Régler à 19°



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Pour vos besoins quotidiens et sans y penser.



Ouverture du portail
tous les jours
entre 8h00 et 8h30



• Ouverture automatique des volets roulants
Cafetière en marche
Rappel des rendez-vous

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

• Fermeture automatique des volets
Baisse du chauffage
Baisse de la lumière

• Rappel prise des médicaments
Aspirateur autonome
Démarrage d'un film

VOLETS
ROULANTS

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

SÉCURITÉ

MULTIMÉDIA

www.aids85.fr

CONTACTEZ VOTRE AGENCE
HANDIPHARM OCÉAN

02 51 94 31 82
OCEAN@HANDI-PHARM.COM

DISPONIBLE **UNIQUEMENT** SUR L'AGENCE HANDIPHARM OCÉAN

Les Oreillers

Gamme BLANC

Nuits douces et réparatrices pour un sommeil de rêve !

LES BIENFAITS DU

Charbon Végétal Actif

Mousse viscoélastique enrichie en charbon végétal actif.

Absorption de l'humidité, neutralisation des odeurs

=

Diminution des effets de transpiration !

PHARMA confort



Pour un sommeil sain et réparateur



DIFFÉRENTS FORMATS, 1 MÊME QUALITÉ :

CosyPUR

Mousse de très haute qualité développée par BASF®.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
according to Oeko-Tex Standard 100
Test No. 1801009 Centexbel

Mousse et outils certifiée **OEKO-TEX® - STANDARD100** : absence de substances chimiques nocives pour la santé dans les matières premières, fils et teinture.

UNE GAMME CONFORT & BIEN-ÊTRE



ERGONOMIE
Mémoire de forme



DIMINUTION DE LA TEMPÉRATURE
grâce aux perforations



RESPIRANT
Structure microperforée respirante

Une Gamme

charbon

Pour répondre à tous les besoins !

Paradis

Oreiller ergonomique à mémoire de forme.
2 hauteurs : 1 face plate et 1 face galbée.

Mousse visco enrichie en charbon végétal actif (55 kg/m³).
Structure microperforée respirante.

Réf. 34344

 2 hauteurs 8/10 cm
Dim. 60 x 40 cm



On aime le galbe de l'oreiller et le choix de la hauteur idéale pour s'adapter parfaitement à la nuque.



Feerie

L'oreiller réversible qui permet d'avoir le choix entre la fermeté ou le moelleux.

Bi-matière : 1 face mousse hyper soft non perforée et 1 face mousse visco enrichie en charbon végétal actif (55 kg/m³). Structure microperforée respirante.

Réf. 34345

 Bi-matière
Dim. 60 x 40 x 14 cm

Utopie

Oreiller nomade et ergonomique à mémoire de forme. Soulage délicatement la nuque. Idéal pour les transports.

Mousse visco enrichie en charbon végétal actif (55 kg/m³).

Réf. 34347

 Dim. 30 x 30 x 10 cm



On aime le glisser dans sa valise pour se détendre en douceur en toute circonstance.



Fantaisie

Oreiller nomade et ergonomique à mémoire de forme. S'adapte aux petits et grands.

Mousse visco enrichie en charbon végétal actif (55 kg/m³).

Réf. 34346

 Dim. 42 x 25 x 12 cm

Emmenez vos oreillers OÙ VOUS ALLEZ !



Partout avec vous !



Écologique



Voyageur Nomade

- Pratique : mini-emballage en baluchon ultra compact
- Facile d'utilisation
- L'oreiller reprend sa forme instantanément



Une
Gamme

+ accessible

PHARMA
confort

Rêverie

Oreiller à mémoire de forme.
Forme rectangulaire qui s'adapte
à toutes les positions. Conditionné
en sachet, non compressé.

**Mousse viscoélastique (55 kg/m³). Housse avec
microcapsules d'aloé vera pour un effet apaisant.**

Réf. 34343

 Dim. 55 x 35 x 13 cm



Poésie

Oreiller ergonomique à mémoire de forme, épouse
votre nuque. Forme rectangulaire à 2 hauteurs
pour s'adapter à la morphologie de chacun.
Conditionné en sachet, non compressé.

**Mousse viscoélastique (55 kg/m³).
Housse avec microcapsules d'aloé vera
pour un effet apaisant.**

Réf. 34342

 2 hauteurs 8/10 cm
Dim. 55 x 35 cm



UNE ANIMATION
COMMERCIALE POUR
DYNAMISER VOS VENTES !

ANIMATION
ORIGINALE

CLIENTÈLE
PLUS JEUNE !

DIFFÉRENCIATION
CONCURRENTIELLE

UNIQUEMENT
EN PHARMACIE



Croissance

ADDITIONNELLE
AVEC DES PRODUITS
COUP DE CŒUR



Fidélisez

VOTRE CLIENTÈLE
AVEC DES COLLECTIONS
TENDANCE

Animez

VOTRE OFFICINE AVEC
DES OUTILS MARKETING
PERFORMANTS

BIEN-ÊTRE ET CONFORT



**BÉBÉ
ARRIVE,**
MAMAN S'ORGANISE

PUÉRICULTURE

ALLAITER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Accompagner maman lors de l'allaitement	p. 164
Bien choisir son tire-lait et sa téterelle	p. 166
Accessoires et conservation du lait	p. 168
Soin des mamelons	p. 169
Allaiter en toute tranquillité	p. 170

TOUT POUR BÉBÉ

Confort de bébé	p. 172
Surveillance et diagnostic	p. 174



Parce que l'allaitement doit être
**SYNONYME DE PLAISIR
ET D'ÉCHANGE**

- ~ Quel est le mode de vie de la maman ?
- ~ Va-t-elle tirer son lait régulièrement ou occasionnellement ?
- ~ A-t-elle des difficultés à allaiter ?

Le Top d'allaitement
Candide
À retrouver page 171

Un accompagnement de la maman lors de l'allaitement

Handipharm

! SÉCURISE VOTRE MATÉRIEL POUR QUE VOTRE PATIENT AIT TOUTE VOTRE ATTENTION

UN LARGE CHOIX

DE TIRE-LAIT PROFESSIONNELS

Du matériel de qualité sélectionné avec soin et garantissant à la maman le produit qui convient.

Nettoyage et **désinfection** tenant compte des recommandations du fabricant.

Traçabilité de chaque **appareil loué**.



VOTRE KIT DE DÉCONTAMINATION
POUR DÉSINFECTER
ET NETTOYER VOTRE
MATÉRIEL DE LOCATION

À retrouver page 229



UNE FORMATION ADAPTÉE

POUR LA MAMAN

Un **guide** et des **fiches conseils** pour vous aider à guider la maman.



ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS EN OFFICINE.

Tire-lait SWING FLEX
À retrouver page 166



**Support d'allaitement
EASY PILLOW**
À retrouver page 170



PENSEZ AU :
**KIT STARTER POUR BIEN
DÉMARRER L'EXPÉRIENCE
ALLAITEMENT**
À retrouver page 167

**Soin mamelons
FISIO® LAN**
À retrouver page 169



Conservation du lait FISIO® FRESH
À retrouver page 168

UNE PANNE ?

Nous prenons en charge le matériel médical **sous 24 H** pour le plus grand confort de la maman.



LE BON ÉQUIPEMENT

S'ajuste au besoin de la maman
et au ressenti de bébé.



L'ALLAITEMENT MATERNEL POSSÈDE DE NOMBREUX BIENFAITS NUTRITIFS POUR LES BÉBÉS ET LES MAMANS MAIS PAS QUE.

L'allaitement est un phénomène hormonal qui permet à la composition du lait de varier pendant l'allaitement afin de répondre spécifiquement aux besoins du bébé dès sa naissance. Les premiers jours de mise en place de l'allaitement peuvent être fastidieux mais l'apprentissage pour les mères et les nourrissons se base sur une confiance mutuelle entre la mère et l'enfant.

Au-delà des bienfaits nutritifs, l'allaitement permet un lien d'attachement renforcé entre la mère et son bébé par la proximité. Cette proximité est favorisée par le contact du bébé au sein de sa mère et le peau-à-peau qui est pratiqué pour aider à la stimulation de la lactation et à l'éveil sensoriel du bébé pour la mise au sein.

Cette interaction tendre avec son bébé n'est-elle pas synonyme de partage privilégié, d'échange et de plaisir au-delà de la simple fonction de nourrissage ?

Interview avec **Élisa Sage-femme**

PRESCRIPTION

Une ordonnance séparée et indépendante pour le tire-lait doit préciser :

- ~ La désignation du produit
- ~ La durée
- ~ Les accessoires

Prescription initiale de 10 semaines avec renouvellement par période maximale de 3 mois.



PENSEZ À :
**PROPOSER
LA LOCATION
DU PÈSE-BÉBÉ
ET DU BERCEAU**
À retrouver page 172



BIEN CHOISIR SON TIRE-LAIT

	MANUEL	CADENCE AUTOMATIQUE	CADENCE ET PUISSANCE GRADUELLES	CADENCE ET PUISSANCE SUR MESURE
Réglages	Par pression manuelle .	1 seule cadence automatique. Puissance réglable.	2 phases successives (cadence et puissance graduelles) : - 1 mode stimulation - 1 mode expression	Gestion indépendante des 2 paramètres : - cadence variable - puissance d'aspiration variable
Avantages	Compact et silencieux. Facilement transportable. Pour tirer son lait même en déplacement.	Utilisation très simple. Pour une maman ayant déjà utilisé avec satisfaction un tire-lait automatique.	Utilisation simple qui respecte la physiologie de la tétée. Pour une première utilisation et si la maman a déjà utilisé un tire-lait à cadence variable.	Personnalisation du réglage selon le confort de la maman. Pour les mamans sensibles ou ayant des difficultés dans la mise en place de la lactation.
	Kolor Play®	Swing Flex et Flex Maxi Minikit Solo et Pro	Fisio® FreeStyle (nomade)	Fisio® Pro Symphony



TIRE-LAIT MANUEL KOLOR PLAY®

- ~ Compact et silencieux
- ~ Ergonomique et confortable
- ~ Adaptable aux autres tailles de tétérilles Kitett (livré avec Taille L 24 mm)

Livré avec sacochette
Réf. 29339



TIRE-LAIT MINIKIT SOLO ET PRO®

- ~ Compact et léger
- ~ Peut être utilisé en complément d'un tire-lait électrique ou en cas de séparation temporaire
- ~ 5 à 9 niveaux de réglage (suivant le modèle)
- ~ Existe en simple ou double pompage

Solo
Réf. 33327

Pro
Réf. 35393



TIRE-LAIT FISIO®

- ~ Reproduit les sensations naturelles de l'allaitement
- ~ Cadence et puissance graduelles avec une phase de stimulation puis d'expression (rapide/lent)
- ~ Niveau sonore < 47 dB

Livré avec malette
Réf. 7625



UNE DOULEUR?

L'UTILISATION D'UN TIRE-LAIT NE DOIT PAS ÊTRE DOULOUREUSE. UNE DOULEUR À L'UTILISATION SOUS-ENTEND :

- ~ Une mauvaise taille de tétérille
- ~ Un problème pathologique, irritation ou crevasse

Bien identifier la cause de la douleur pour permettre à la maman une bonne expression et production lactées.

La douleur et le stress influent directement sur l'hormone responsable du réflexe d'éjection du lait et donc sur la quantité de lait produite.



TIRE-LAIT SWING FLEX ET SWING FLEX MAXI®

- ~ Compact, nomade et facile à utiliser
- ~ La technologie 2-Phase Expression® de Medela® imite la succion du bébé pour une expression plus naturelle
- ~ Livré avec tétérilles Personalfit Flex® (tailles 21 et 24 mm)

Swing Flex
Réf. 34403

Swing Flex maxi
Réf. 34402



TIRE-LAIT FREESTYLE FLEX®

- ~ Design compact, poids plume et batterie rechargeable en USB : exprimer son lait où et quand la maman le souhaite
- ~ Appli MyMedela® pour enregistrer et suivre l'expression


Livré avec tétérille Personalfil Flex® (tailles 21 et 24 mm) et sacochette Citystyle®
À retrouver pages 167 & 168

Réf. 35271


ET SA TÉTÉRELLE

CHOISIR LA TAILLE DE TÉTÉRELLE QUI VOUS CONVIENT

- ~ La mesure doit se faire après une tétée ou après avoir tiré le lait, si le mamelon est mesuré au repos, ajouter 2 mm de plus.
- ~ Le mamelon ne doit être ni trop serré, ni trop libre. Il doit y avoir un espace tout autour.



OK



PAS OK



KIT STARTER ALLAITEMENT MEDELA®

- ~ Set complet avec tous les accessoires pour bien démarrer son expérience d'allaitement.
- ~ 1 crème PureLan™ 100 (7g)
- ~ 2 biberons de 150 ml
- ~ 12 coussinets à usage unique
- ~ 1 embout d'alimentation Calma®
- ~ 1 sachet de désinfection QuickClean™
- ~ 5 sachets de conservation Pump&Save™

Set complet
Réf. 35027

Trouvez la bonne taille **sur l'application KOLORYOU®**



TIRE-LAIT FISIO PRO®

- ~ Au plus proche de la physiologie de la tétée du bébé
- ~ Cadence et puissance sur mesure
- ~ Allaitement adapté et confortable
- ~ Idéal pour accompagner les mamans dans les pathologies les plus complexes

Livré avec malette
Réf. 22642



KIT TÉTÉRELLE KITETT KOLOR®

- ~ Utilisable en simple ou double pompage
- ~ Embout ergonomique doux au contact de la peau
- ~ Incassable et stérilisable
- ~ Biberon en Polypropylène (PP) sans Bisphénol A
- ~ Bouchon à vis
- ~ Système complet pour relier le tire-lait aux tétérelles



Téterelle	TAILLE	SIMPLE Réf.	DOUBLE Réf.
Taille S	21	16586*	17640*
	24	16595	16472
	26	7042	16264
	30	19989	18175
Taille L	21	20169	17788
	24	19990*	18173*
	26	19991*	18174*
	30	7292*	16323*

Pour tire-laits Kolor Play®, Minikit Solo®, Fizio® et Fizio Pro® et marqué* pour Minikit Pro®



TIRE-LAIT SYMPHONY®

- ~ Au plus proche du rendu naturel
- ~ Cadence et puissance sur mesure
- ~ Idéal pour un pompage fréquent et de longue durée
- ~ Pompage simple ou double
- ~ Extrêmement silencieux

Livré avec malette
Réf. 7692



KIT TIRE-LAIT SYMPHONY®

- ~ Téterelle standard (taille 24 mm), valve complète, tuyau silicone, bague de fermeture, disque de fermeture, capsule/membrane
- ~ Biberon transparent 150 ml avec capuchon
- ~ Possibilité achat tétérelle seule (Personalfit Plus® - Lot de 2)

Simple plus 27 mm
Réf. 34815

Double plus 27 mm
Réf. 34813

Simple plus 24 mm
Réf. 34811

Double plus 24 mm
Réf. 34810

Simple plus 21 mm
Réf. 34814

Double plus 21 mm
Réf. 34812



TÉTÉRELLE PERSONALFIT FLEX®

- ~ Angle à 105° qui s'adapte mieux au sein, ce qui améliore l'écoulement du lait
- ~ Forme ovale qui pivote à 360° pour s'adapter à toutes les poitrines
- ~ Bord souple et doux très confortable
- ~ Sans BPA
- ~ Boîte de 2

21 mm
Réf. 35394

27 mm
Réf. 35397

24 mm
Réf. 35396

30 mm
Réf. 35398

Trouvez la bonne taille de tétérelle



ACCESSOIRES ET CONSERVATION DU LAIT



BIBERON ET EMBOUT CALMA®

- ~ Facilite la transition entre le sein et le biberon et inversement grâce à un système de régulation d'air pour préserver l'allaitement aussi longtemps que la mère le souhaite
- ~ Bébé garde sa technique naturelle de succion
- ~ Couvercle multifonction

Biberon 150 ml avec embout
Réf. 7736

Embout seul
Réf. 15881



GOUPILLON QUICKLINE®

- ~ Conception unique de sa brosse à 180° pour éviter les éclaboussures
- ~ Ne laisse aucun résidu de lait, sans rayer ni verre, ni plastique
- ~ Tête flexible équipée d'une brosse en forme de vague qui s'ajuste aux contours du biberon
- ~ Base du goupillon en forme de spirale pour éliminer les résidus des recoins difficilement accessibles des tétines et des pièces du tire-lait
- ~ Socle pratique pour séchage rapide et hygiénique
- ~ Sans BPA

Réf. 32403



BIBERON ET TÉTINE

- ~ Biberon de recueil du lait maternel
- ~ Sans BPA, pour l'expression, la conservation, la congélation et l'alimentation
- ~ Facile à nettoyer au lave-vaisselle ou au stérilisateur vapeur

Biberon 150 ml + 1 tétine débit faible
Réf. 15138

Lot 2 biberons 250 ml seuls
Réf. 7745



TÉTINES UNIVERSELLES

- ~ Réutilisables et adaptées aux besoins de bébé
- ~ Ces tétines s'utilisent avec tous les biberons sauf les biberons Calma®

Lot de 2 Taille S (débit faible)
Réf. 14622

Lot 2 Taille M (débit moyen)
Réf. 14623



SACHET QUICK CLEAN® POUR MICRO-ONDES

- ~ Désinfection à la vapeur, sûre, fiable et prête à l'emploi, pour les accessoires d'allaitement
- ~ Élimine 99,9 % des microbes et bactéries les plus courants
- ~ Réutilisable : chaque sachet peut être utilisé jusqu'à 20 fois
- ~ Petit et pratique à ranger
- ~ Sans BPA

Réf. 32402



SACOCHE CITY STYLE®

- ~ Transporter et conserver le lait maternel en le maintenant au frais
- ~ Élégant pour la période d'allaitement et au-delà
- ~ Suffisamment de place pour le tire-lait nomade, ses accessoires ainsi que le lait maternel

Réf. 14614



FISIO® FRESH SACOCHE COOL SACHETS RÉFRIGÉRANTS BIB RÉCIPIENTS GRADUÉS

- ~ Permet de conserver le lait maternel à basse température en situation de transport
- ~ Facile à stocker au réfrigérateur et au congélateur avant utilisation
- ~ Les récipients (120 ml) passent au micro-ondes et au lave-vaisselle

Sacoche + 4 sachets + 4 récipients
Réf. 22654

2 sachets
Réf. 22653

2 récipients
Réf. 22652



SACHET PUMP & SAVE

- ~ Permet de conserver proprement et facilement le lait maternel au réfrigérateur ou au congélateur pendant de longues périodes
- ~ Occupe moins d'espace que les biberons
- ~ Fiable : double paroi pré-stérilisée
- ~ Bande autocollante permettant de fixer le sachet ou la tétarelle

Lot de 25 sachets
Réf. 29385

SOIN DES MAMELONS



CRÈME DE SOIN MAMELONS PURELAN

- ~ 100% lanoline pure, sans additifs
- ~ Effet apaisant et prévention du dessèchement de la peau du mamelon
- ~ Inutile de l'ôter avant l'allaitement

Tube 37g
Réf. 16298



CRÈME DE SOIN MAMELONS FISIO® LAN

- ~ Apporte confort et protection de la peau sèche des mamans, des enfants, des bébés
- ~ Favorise son hydratation
- ~ En période d'allaitement : prévient et apaise les gerçures, les crevasses et autres craquelures

Tube de 10 ml
Réf. 22656

Tube de 39,3 ml
Réf. 22655



BOUT DE SEIN CONTACT

- ~ Pour une utilisation temporaire lors de l'allaitement au sein, avec des mamelons douloureux, crevassés ou plats
- ~ Aide en cas de difficulté à saisir le mamelon

2 bouts par boîte
Tailles S (16 mm)
Réf. 14598

Tailles M (20 mm)
Réf. 14599

Tailles L (24 mm)
Réf. 14600



COUPELLE RECUEIL-LAIT

- ~ Pour recueillir les écoulements de lait et protéger les vêtements
- ~ Forme anatomique et dos en silicone (port confortable et invisible)
- ~ Bec verseur intégré

Boîte de 2
Réf. 14605



PROTÈGE-MAMELON

- ~ Protège le mamelon irrité ou crevassé
- ~ Favorise la cicatrisation grâce à une circulation optimale de l'air

Boîte de 2
Réf. 14613



COUSSINET LAVABLE

- ~ Absorbe les fuites de lait
- ~ Doux, absorbant et aéré : intérieur coton, extérieur dentelle fine
- ~ Lavable en machine jusqu'à 40°C

Boîte de 4
Réf. 14607



COUSSINET À USAGE UNIQUE

- ~ Absorbe les fuites de lait
- ~ Bande adhésive pour maintenir le coussinet en place

Boîte de 30
faibles fuites
Réf. 32400

Boîte de 30
fuites abondantes
Réf. 14606



COMPRESSE HYDROGEL

- ~ Soulage le mamelon irrité ou traumatisé par la succion de bébé
- ~ Stériles et emballées individuellement

Boîte de 4
Réf. 7683

ALLAITER EN TOUTE TRANQUILLITÉ



BRASSARD D'ALLAITEMENT CANDIDE

- ~ Facilement transportable, il permet de s'accouder confortablement
- ~ Forme ergonomique qui maintient correctement la tête de bébé

Gris
Réf. 35019



SUPPORT D'ALLAITEMENT EASY PILLOW

- ~ Support permettant d'alterner confortablement les positions d'allaitement et de limiter les engorgements, les crevasses et les reflux.
- ~ Possibilité aussi d'allaiter des jumeaux simultanément
- ~ Coussins mobiles et superposables pour ajuster la hauteur et l'inclinaison du bébé

Sur commande
Réf. 35024



AIDES SPÉCIALES POUR L'ALLAITEMENT MATERNEL

BIBERON-TASSE SOFTCUP



- ~ Alternative idéale pour les nourrissons ne pouvant pas être nourris au sein
- ~ Embout buccal souple en forme de cuillère pour une alimentation tout en douceur
- ~ Fond bombé réduisant la perte de lait

75 ml
Réf. 7677

BIBERON SPECIALNEEDS TÉTINE



- ~ Conçu pour les situations particulières qui empêchent le nourrisson de créer un vide d'air
- ~ Permet au nourrisson d'extraire le lait par compression
- ~ Pas d'entrée d'air dans la tétine grâce à la valve anti-reflux
- ~ 1 biberon + 1 tétine

80 ml
Réf. 7688



SYSTÈME DE NUTRITION SPÉCIAL

- ~ Appelé aussi DAL (Dispositif d'Aide à l'Allaitement)
- ~ Permet l'allaitement au sein dans des cas où cela n'aurait pas été possible autrement ou pour un bébé adopté
- ~ Aide à stimuler la production de lait de la mère grâce à une succion directe au sein
- ~ Convient pour tous les compléments bien dissous et le lait maternel

50 ml
Réf. 8127

ALLAITER EN TOUTE TRANQUILLITÉ



TOP D'ALLAITEMENT

~ Un bandeau pensé comme un vêtement pour allaiter bébé en toute discrétion partout où vous allez.

Gris

Réf. 35020



SOUS-VÊTEMENT GROSSESSE MEDELA

- ~ Convient pour la grossesse et l'allaitement
- ~ Le tissu extensible s'adapte aux formes changeantes de votre corps
- ~ Conception sans armature ni couture
- ~ Ouverture facile et rapide pour l'allaitement, fermeture sûre

Trouvez la bonne taille de sous-vêtement de grossesse



BRASSIÈRES		
TAILLE	COULEUR	RÉF.
S	●	28660
M	○	28762
	●	28664
L	○	25523
	●	25524

BANDEAU DE SOUTIEN ET AUTRES MODÈLES :
NOUS CONSULTER



LA BRAXIÈRE ET LA XULOTTE

- ~ L'Accroche Cœur est un soutien-gorge en deux parties, sans armatures et sans attache au dos, composé de tissu léger en microfibre entièrement doublé
- ~ La fermeture se fait facilement et ergonomiquement grâce à un scratch
- ~ Les bretelles restent souples et ne tombent pas des épaules
- ~ La Xulotte a été créée autant pour des besoins fonctionnels qu'esthétiques.
- ~ Son ouverture intégrale, élimine la difficulté d'enfilage d'une culotte ordinaire.
- ~ Produits disponibles en 6 tailles

Une innovation française pour une lingerie sexy et confortable

CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS D'INFOS
SUR LES RÉFÉRENCES

DÉCOUVREZ
LA BRAXIÈRE

EN VIDÉO :



CONFORT DE BÉBÉ



MORPHO CLIVE

- ~ Améliore le bien-être de bébé lors de gênes respiratoires et digestives
- ~ Avec cale-fesses amovible et gilet de maintien
- ~ Position inclinée 30°

Sur commande
Réf. **35023**

LOCATION BERCEAU ET MATELAS BÉBÉ



LOCATION DE BERCEAU AVEC MATELAS

- ~ Berceau pour bébé (0 à 6 mois)
- ~ Position proclive (6°)
- ~ Coque plastique transparente inclinable avec piétement tube et finition époxy blanc
- ~ 4 roues (Ø) 50 mm
- ~ Dim. hors tout (L x l x H) 90 x 41 x 100 cm

Berceau
Réf. **15650**

- ~ Matelas en mousse polyuréthane 25 kg/m³ avec housse PVC 15/100e
- ~ Garantie 1 an
- ~ Dim. hors tout (L x l x H) 72 x 32 x 5 cm

Matelas à l'achat
Réf. **17766**



COUSSIN D'ABDUCTION

- ~ Pour la correction des hanches (luxation, dysplasie...)
- ~ Couche en drap d'hôpital (plastifié)
- ~ Coussin amovible en mousse de latex
- ~ Pattes latérales de maintien et bretelles réglables, boucles de sécurité
- ~ Taille : écart inter-poplité en cm, en position d'abduction demi-fléchie

Disponible de 12 à 28 cm
par tranche de 2



TAILLE	RÉF.
12 cm	2903112
14 cm	2903114
16 cm	OR1001
18 cm	2903118
20 cm	2903120
22 cm	2903122
24 cm	2903124
26 cm	2903126
28 cm	2903128

POUSSETTE BUGGY MAJOR ELITE



- ~ Spécialement adaptée à une utilisation quotidienne
- ~ Structure à base de tubes carrés en aluminium et roues avant pivotantes
- ~ Repose-pieds solide et réglable en hauteur et harnais sécurisant
- ~ Poids maxi utilisateur 63 kg
- ~ Dim. hors tout (L x l x H) 89 x 53 x 104 cm
- ~ Dim. pliée (L x l x H) 117 x 25 x 21 cm

Gris/Rouge - 7 kg
Réf. **2541**



! DIFFÉRENTS ACCESSOIRES DISPONIBLES

FILET À PROVISIONS,
PROTECTION
IMPERMÉABLE,
SAC ISOLANT POUR
L'HIVER, CAPOTE
DE PROTECTION
DU SOLEIL...

Demandez conseil

CONFORT DE BÉBÉ

OREILLER P'TIT PANDA



- ~ L'oreiller P'tit Panda Air+ permet de surélever légèrement la tête de bébé afin qu'elle garde une forme bien ronde sans bloquer les mouvements de tête
- ~ Mousse à mémoire de forme pour plus de confort
- ~ Maille filet au centre, épouse la forme de la tête du bébé, tout en laissant l'air circuler
- ~ Maille piquée ultra-douce autour qui permet l'évacuation de la transpiration

Réf. 35017



CALE-BÉBÉ AIR+

- ~ Assure une bonne position de couchage pour bébé en toute sécurité
- ~ Cale-bébé respirant, sa maille 3D permet de laisser circuler l'air
- ~ Forme biseautée qui s'adapte à la position naturelle du bébé et le maintient en position dorsale ou latérale

Réf. 35021

PANDA PAD AIR+



- ~ Support de sommeil qui assure une bonne position de couchage aux tout-petits.
- ~ Tous les éléments sont amovibles et ajustables à la morphologie et la croissance de bébé.
- ~ Le Panda Pad Air+ peut se positionner sur un plan incliné 15°

Sur commande
Réf. 35022

SURÉLÈVE LES JAMBES
de bébé pour
faciliter la digestion

LES CALES EN MOUSSE
évitent à bébé de se retourner



MAILLE 3D
pour une
meilleure
circulation
de l'air

OREILLER EN MOUSSE
à mémoire de forme
pour une tête bien
ronde



MORPHO ONE AIR+

- ~ Support de sommeil morphologique spécialement adapté pour les nourrissons
- ~ Forme spécialement étudiée pour limiter les risques de régurgitation et de détresse respiratoire
- ~ Large ceinture ventrale pour maintenir bébé sur le dos tout en lui laissant une grande liberté de mouvements
- ~ Cale amovible inclinée 15°

Sur commande
Réf. 35018



MINI BOUILLOTTE DE MASSAGE

- ~ L'accessoire idéal pour soulager les maux de ventre et les coliques de bébé (0-4 mois)

Réf. 34652

SURVEILLANCE ET DIAGNOSTIC



SET DE NAISSANCE

- ~ Ensemble de 3 thermomètres essentiels pour l'arrivée de bébé
- ~ Thermomètre pour le bain
- ~ Thermomètre sucette
- ~ Thermomètre avec sonde flexible

Réf. 35025



MOUCHE-BÉBÉ ÉLECTRIQUE

- ~ Élimine de façon hygiénique et en douceur les sécrétions nasales des enfants et des tout-petits

Réf. 35026



RETROUVEZ TOUTE
NOTRE GAMME DE
THERMOMÈTRES

page 195



PÈSE-BÉBÉ BABYLINE ÉLECTRONIQUE

- ~ Fonction de stabilisation même si l'enfant bouge et mémorisation du poids
- ~ Portée de 20 kg (mini. 200 g)
- ~ Graduation 5 g
- ~ Fonction tare
- ~ Alimentation 4 piles AAA (non fournies)
- ~ Facile à nettoyer
- ~ Dim. hors tout (L x l) 52 x 32 cm

Réf. 18159



PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE

- ~ Fonction de stabilisation automatique et manuelle pour enregistrer le poids des bébés gigoteurs
- ~ Portée 20 kg
- ~ Graduation 5 g
- ~ Facile à nettoyer

Réf. 14612



DOPPLER FŒTAL

- ~ Pour écouter les premiers mouvements et les battements cardiaques du futur bébé pour se rassurer sur l'évolution de la grossesse
- ~ Utilisable à partir de la 12^e semaine
- ~ Livré avec des écouteurs individuels et un câble de connexion audio
- ~ S'utilise avec du gel échographique
- ~ Fourni avec 2 piles 1,5 V AAA

Blanc/bleu

Réf. 14608

RÉÉDUCATION ET SURVEILLANCE



RETROUVEZ NOS
SOLUTIONS
DE RÉÉDUCATION
UROGYNÉCOLOGIQUE

page 198



COUPE MENSTRUELLE WEEK UP

~ Fabriquée en silicone médical,
matériau inoffensif pour la santé
et la flore vaginale

	RÉF.
Grande rose	34945
Grande transparente	34946
Petite rose	34943
Petite transparente	34944



**C'EST LA SEULE ET L'UNIQUE
CUP PLIABLE 100% FRANÇAISE !**

**C'EST L'ACCESSOIRE
RÉVOLUTIONNAIRE
DES FEMMES**

**JUSQU'À 12H
DE PROTECTION
SANS GÊNE
NI FUITE !**

**RÉUTILISABLE
PENDANT
PLUSIEURS ANNÉES**

**HYGIÉNIQUE,
ÉCOLOGIQUE
ET SURTOUT ÉCOLO !**




SYSTÈMES AUDIO
DISPONIBLES

Demandez conseil





**ÊTRE
AUX PETITS SOINS
AU QUOTIDIEN**



POUR BIEN RESPIRER

Apnée du sommeil	p. 178
Respiratoire	p. 180
Prise en charge de l'aérosolthérapie	p. 182
Aérosols et nébuliseurs	p. 184
Prise en charge de l'oxygénothérapie	p. 188

BIEN-ÊTRE ET RÉÉDUCATION

Aide à la prise de médicament	p. 192
Diagnostic	p. 194
Pèse-personnes	p. 194
Thermomètres	p. 195
Tensiomètres	p. 196
Rééducation	p. 198
Urogynécologie	p. 198
Thérapie chaud/froid	p. 202

SOINS À DOMICILE

Diabétologie	p. 207
Prévenir la dénutrition	p. 208
Perfusion à domicile	p. 212
Accessoires de perfusion	p. 220
Sets de soin	p. 222
Aspiration trachéale	p. 224
Urologie	p. 226

AUTOUR DU SOIN

Désinfection	p. 228
Instrumentation	p. 230
Environnement du professionnel	p. 232
Pansements	p. 238
Premiers secours	p. 241



Améliorer la **QUALITÉ DE VIE**
par un bon sommeil

- ~ Ronflements bruyants ?
- ~ Sommeil agité ?
- ~ Somnolence diurne ?
- ~ Réveil avec la sensation d'étouffement ?

Participez au bon déroulement
du traitement de votre patient

Handipharm

**NOS INFIRMIERS VOUS ACCOMPAGNENT
DANS LA PRISE EN CHARGE**

INSTALLATION

DU MATÉRIEL ADAPTÉ
À DOMICILE SELON
LA PRESCRIPTION MÉDICALE
et suivi administratif

**ACCOMPAGNEMENT
& SUIVI**

POUR UNE BONNE OBSERVANCE
DE SON TRAITEMENT
Suivi via la **plateforme ADEL**
en collaboration avec le prescripteur



LA PLATEFORME ADEL

Nous avons mis en place **un système de récupération des données d'observance** des patients appareillés à domicile. Les données récoltées sont transmises à la **plateforme ADEL** qui permet de visualiser l'évolution de l'observance au quotidien (temps d'utilisation par nuit, IAH, fuites...)



Accédez aux données de vos patients et
participez au bon déroulement de leur traitement !

APNÉE DU SOMMEIL APPAREILS

EN QUOI CONSISTE LA PPC ?

C'est le traitement de l'apnée du sommeil par **Pression Positive Continue**.

Il s'agit d'un **appareil qui propulse sous pression l'air ambiant dans les voies respiratoires** de façon continue par l'intermédiaire d'un masque.

La pression de l'air empêche la fermeture des voies aériennes et la respiration se fait ainsi facilement et naturellement.

COMMENT DIAGNOSTIQUER & ACCOMPAGNER ?

DÉPISTAGE : Test d'Epworth

DIAGNOSTIC : Examen nocturne de sommeil (polygraphie/polysomnographie) réalisé par le médecin

BILAN DE TRAITEMENT : pour valider l'observance du patient

Téléchargez votre test d'Epworth ainsi que le bilan du traitement par PPC sur votre site : www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr



Il est important que le patient utilise la machine PPC **quotidiennement** et pendant **toute la durée du sommeil**.



LES DIFFÉRENTS TYPES DE MASQUE

Le plus utilisé est le masque nasal recommandé en première utilisation. Le patient peut évoluer vers l'un des deux autres masques selon ses préférences ou besoins...



MASQUE NASAL



MASQUE FACIAL



MASQUE NARINAIRE

10%

Environ de la population adulte dans le monde souffre d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS).

Environ 90% des cas ne sont pas diagnostiqués.

83%

des patients ayant une hypertension artérielle résistante au traitement...

77%

des patients ayant une obésité majeure...

50%

des patients ayant une insuffisance cardiaque...

53%

des patients diabétiques...

...souffrent d'apnées du sommeil !



OREILLER MÉDICAL APNÉE DU SOMMEIL

- ~ Augmente le confort et la sérénité du patient lors de son traitement
- ~ Structure ergonomique unique qui permet de conserver le masque pendant le sommeil
- ~ Convient à tout type de masque nasal, facial ou narinaire
- ~ Taie zippée 100% coton

Réf. 17979



Proposez à votre patient des **EXAMENS** sur leur activité cardiorespiratoire

Handipharm

! ORGANISE **GRATUITEMENT** POUR VOTRE PATIENT **DES EXAMENS À DOMICILE**

CAPNOGRAPHIE

Cet examen contrôle le taux de dioxyde de carbone dans le sang.

Il permet de mettre en évidence une mauvaise activité respiratoire.

OXYMÉTRIE

Il permet d'analyser rapidement l'efficacité avec laquelle l'oxygène est acheminé vers les parties du corps les plus éloignées du cœur, telles que les doigts et les orteils.



**NOS INFIRMIERS
INSTALLENT
LES APPAREILS À
DOMICILE POUR UN
EXAMEN NOCTURNE.**

LES RÉSULTATS SONT
ENSUITE RÉCUPÉRÉS
ET ENVOYÉS AU
PRESCRIPTEUR.

EN AUCUN CAS ces deux examens ne peuvent substituer une polysomnographie, qui est le seul examen à pouvoir diagnostiquer un syndrome d'apnée du sommeil.

RESPIRATOIRE



CHAMBRE D'INHALATION FLO+

- ~ Convient aux nourrissons, enfants et adultes
- ~ Améliore le dépôt bronchique des médicaments administrés
- ~ Facilite la prise en supprimant les difficultés de coordination main-bouche
- ~ Respecte les règles de l'hygiène individuelle grâce à son embout amovible
- ~ S'adapte à tous les modèles d'aérosols doseurs
- ~ Embout amovible et lavable avec valve de recharge intégrée
- ~ Masque antistatique sans bisphénol, sans latex, sans phtalates

Chambre d'inhalation enfant < 6 ans
Réf. 24725

Chambre d'inhalation enfant > 6 ans et adulte
Réf. 24726

Kit 2 masques (1 adulte + 1 enfant > 6 ans)
Réf. 24727

 **PENSEZ AUX : PURIFICATEURS D'AIR**
À retrouver page 152




CHAMBRE D'INHALATION OPTICHAMBER

- ~ Aide à suivre un traitement le plus efficacement possible
- ~ Valves à faible résistance et masque facial amovible bordé d'un coussin doux anatomique
- ~ Chambre antistatique conçue pour les besoins des patients présentant un faible débit inspiratoire, la nécessité d'utiliser un masque, une incapacité à s'administrer eux-mêmes leur traitement

MODÈLE	RÉF.
Kit adulte	15752
Kit enfant 18 mois-6 ans	15751
Kit bébé 0-18 mois	15750
Chambre seule	15767
Masque adulte	15757
Masque enfant	15758
Masque bébé	15759



INHALATEUR

- ~ En polypropylène
- ~ Sans bisphénol ni phtalates
- ~ Entretien à l'eau chaude ou en autoclave - température 120° C maxi, durée 20 min maxi

Réf. 5761





Quel est l'**USAGE**
du traitement ?

- ~ Est-ce un produit à nébuliser ?
- ~ Quelle pathologie traitée ?
- ~ Quel est l'âge du patient ?

Guidez votre patient à **MIEUX VIVRE**
son aérosolthérapie

VOTRE LIGNE SANTÉ
02 72 78 54 78

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS

<p>AFFECTIONS BRONCHO- PULMONAIRES</p>		<p>AÉROSOL PNEUMATIQUE OU ULTRASONIQUE</p>	<p>+</p> <p>NÉBULISEUR</p>	<p>+</p> <p>INTERFACE Privilégier l'embout buccal</p>
<p>AFFECTIONS ORL, SINUSIENNES</p>		<p>AÉROSOL PNEUMATIQUE SONIQUE</p>	<p>+</p> <p>NÉBULISEUR</p>	<p>+</p> <p>INTERFACE Privilégier l'embout narinaire</p>
<p>AFFECTIONS TUBO- TYMPANIQUES</p>		<p>AÉROSOL MANOSONIQUE</p>	<p>+</p> <p>NÉBULISEUR</p>	<p>+</p> <p>INTERFACE Embout narinaire uniquement</p>
<p>HUMIDIFICATION</p>		<p>AÉROSOL ULTRASONIQUE HUMIDIFICATEUR RÉCHAUFFEUR</p>	<p>+</p> <p>KIT</p>	<p>+</p> <p>SANS INTERFACE à proximité du patient ou masque trachéotomie</p>



CAS PARTICULIER DE L' AÉROSOLTHÉRAPIE DE **PENTAMIDINE – PENTACARINAT®**

Le patient a normalement initié son traitement à l'hôpital et a appris à préparer son soin.

QUEL MATÉRIEL DÉLIVRER ?

- ~ Aérosol pneumatique
- ~ Nébuliseur **avec filtre respiratoire**
- ~ Kit de protection pour le soignant : blouse, gants, masque, lunettes

Il n'est pas nécessaire d'éliminer le matériel par un circuit particulier (Cyclamed ou DASRI).
Il est recommandé d'aérer la pièce pendant 2h après le soin, sans que personne n'y entre et de jeter ensuite le nébuliseur dans les déchets ménagers.

AÉROSOLTHÉRAPIE

AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES AÉROSOL PNEUMATIQUE OU ULTRASONIQUE

AÉROSOL AIR FAMILY

- ~ Design, ergonomique et pratique
- ~ 2 en 1 support de rangement
- ~ 1 masque souple 2 en 1 pour l'adulte et l'enfant
- ~ Ampoule Sidestream

Air Family
Réf. 22179



AÉROSOL PNEUMATIQUE INNOPIRE

- ~ Livré avec un kit comprenant :
1 nébuliseur à patient Sidestream,
1 tubulure,
1 masque adulte,
1 masque enfant
1 embout buccal coudé
1 sachet de 4 filtres à air de rechange

Innospire Elegance
Réf. 20825



Innospire Deluxe
Réf. 23914



AÉROSOL SAMI THE SEAL

- ~ Robuste et fiable
- ~ Utilise la technologie du nébuliseur Sidestream

**Compresseur
Sami the Seal**
Réf. 20055



**Filtres de rechange
(sachet de 3)**
Réf. 20057

AÉROSOL PNEUMATIQUE MR HIPPO

- ~ Masque souple 2 en 1
- ~ Utilise la technologie du nébuliseur Sidestream

Mr Hippo
Réf. 22180



COMPATIBLE AVEC LA PLUPART
DES AÉROSOLS PNEUMATIQUES

NÉBULISEUR AIR KIT

- ~ 1 masque adulte et enfant 2 en 1
- ~ 1 embout nasal
- ~ 1 embout buccal
- ~ 1 tubulure

Kit complet
Réf. 22181



NÉBULISEUR PNEUMATIQUE SIDESTREAM

- ~ Volume résiduel 0,5 ml
- ~ Temps de nébulisation 2,5 ml en 7 min.
- ~ Dépôt médicamenteux 80%
- ~ Contenance cuve 5 ml
- ~ 1 ampoule Sidestream
- ~ 1 embout
- ~ 1 tubulure

Embout buccal
Réf. 15961

Masque adulte
Réf. 7717

**Masque
pédiatrie**
Réf. 7718



NÉBULISEUR POUR TRACHÉOTOMIE

- ~ Masque transparent de forme anatomique, adapté au cou du patient
- ~ Élastique de maintien doux et atraumatique
- ~ Raccord pour connexion à un mini-nébuliseur ou à une tubulure : raccord adapté au masque par une rotule permettant une grande mobilité

**Adulte
masque seul**
Réf. 7556

**Masque
+ nébuliseur**
Réf. 7508





AÉROSOL ATOMISOR BOX

- ~ Compresseur pneumatique
- ~ Pression > 700 mbar
- ~ Débit 6,85 L/min
- ~ Niveau sonore env. 50 dBA

Atomisor Box
Réf. 7735



NÉBULISEUR CLASSIC



MODÈLE	RÉF.
NL9 Adulte	7713
NL9 Pédiatrique	7716
NL9M Minidose Adulte	7714
NL9M Minidose Pédiatrique	7715



AÉROSOL PNEUMATIQUE ET SONIQUE ST24

- ~ Avec le branchement en mode pneumatique

ST24
Réf. 16700



NÉBULISEUR PNEUMATIQUE

- ~ Avec le branchement en mode pneumatique

**1. Adulte Masque
+ embout buccal**
Réf. 16698

**2. Enfant
Masque**
Réf. 16699



AÉROSOL PNEUMATIQUE PARI BOY

- ~ Compresseur avec une pression de service de 1,5 bar
- ~ Niveau sonore env. 56 dBA
- ~ Livré avec une valise rigide permettant le transport et le stockage en toute sécurité

PARI Boy
Réf. 14639



NÉBULISEUR PARI LC SPRINT SP

- ~ Grande rapidité de la séance de nébulisation (3 ml nébulisés en 5/6 min.)
- ~ Dose de médicament déposée dans les poumons très élevée
- ~ échelle de lecture des volumes de remplissage très lisible



AÉROSOL VELOX



Système de nébulisation **RÉVOLUTIONNAIRE** à tamis vibrant. Indiqué dans le traitement par nébulisation des affections respiratoires (hors mucoviscidose).

- ~ Simple, petit et léger
- ~ Silencieux et autonome
- ~ Fonctionne sur piles ou secteur

NÉBULISEUR Réf. 30310



SMARTMASK



Enfant
Réf. 31614

Adulte
Réf. 35589




MODÈLE	RÉF.
1. Avec embout buccal	14796
2. Avec masque enfant (+ 4 ans)	14798
3. Avec masque adulte	14797
4. Avec masque bébé (0-2 ans)	16220

AÉROSOLTHÉRAPIE

AFFECTIONS BORL, SINUSIENNES AÉROSOL PNEUMATIQUE SONIQUE

Pneumatique
branchez 1 tubulure



AÉROSOL PNEUMATIQUE ET SONIQUE ST24

- ~ Branchement en mode sonique
- ~ Adapté aux traitements ORL
- ~ Simple d'utilisation, débit et pression stables dans le temps
- ~ Effet sonore piloté automatiquement, aucune action du patient n'est requise
- ~ Moteur puissant permettant une nébulisation rapide

ST24
Réf. 16700



NÉBULISEUR SONIQUE



MODÈLE	RÉF.
1. Adulte Masque + embout narinaire	7687
2. Enfant masque	7021

AÉROSOL PNEUMATIQUE ET SONIQUE CS24

- ~ Fonctionnement en continu sans risque de surchauffe
- ~ Fonctionnement possible en mode pneumatique seul ou sonique grâce à un commutateur
- ~ Très facile à nettoyer
- ~ Volume résiduel 1 ml
- ~ Temps de nébulisation 2 ml en 10 min
- ~ Dépôt médicamenteux 76 %



Uniquement en Loc
Demandez conseil



NÉBULISEUR SONIQUE



~ Contenance cuve 500 ml

MODÈLE	RÉF.
RN300 Adulte Masque	7059
RN311S Pédiatrique Masque	7232

AÉROSOL ATOMISOR SONIQUE BOX

- ~ Compresseur pneumatique à commande manuelle
- ~ Pression > 400 mbar
- ~ Débit 5,15 L/min
- ~ Niveau sonore env. 56 dBA

Sonic Atomisor Box
Réf. 23757



NÉBULISEUR SONIQUE



MODÈLE	RÉF.
NL11 Adulte	7709
NL11SN Adulte nasal	7710
NL11SNP Pédiatrique nasal	7711
NL11P Pédiatrique	7712

AÉROSOLTHÉRAPIE

AFFECTIONS TUBO-TYMPANIQUES AÉROSOL MANOSONIQUE

AÉROSOL MANOSONIQUE

- ~ Pour le traitement des affections tubo-tympaniques
- ~ Combinaison de 3 fonctions :
 - production d'un aérosol
 - émission de vibrations à 100 Hz
 - application temporaire d'une suppression réglable
- ~ Synchronisation automatique des 3 fonctions avec la déglutition du patient pour favoriser la pénétration des aérosols médicamenteux dans la trompe d'Eustache

Aérosol manosonique
Réf. 7317



NÉBULISEUR MANOSONIQUE



MSIA Adulte STD
Réf. 7328

MSIE Enfant
Réf. 7327



HUMIDIFICATION

AÉROSOL ULTRASONIQUE LS 2000+

- ~ Hygiène maîtrisée (filtre patient unique dans chaque kit)
- ~ Permet une humidification pendant 6 heures grâce à une bouteille réservoir
- ~ Option médication possible - Demandez conseil




KIT POUR HUMIDIFICATION

MODÈLE	RÉF.
En circuit clos	16938
En circuit ouvert	22780
Option pour médication	
Kit de nébulisation avec masque et embout buccal	2901

Aérosol
Réf. 7778



KITS POUR TRACHÉOTOMIE





Parce qu'un traitement
ne doit pas dégrader
la **VIE SOCIALE** !

- ≈ Quel est le rythme de vie
du patient ?
- ≈ Quel est son lieu de vie ?
- ≈ A-t-il un aidant ?

Le bon matériel s'adapte
au mode de vie du patient

Handipharm

 NOS ÉQUIPES **À VOS CÔTÉS** DANS
LE PARCOURS DE **PRISE EN CHARGE**

INSTALLATION

DU MATÉRIEL ADAPTÉ
À DOMICILE SELON
LA PRESCRIPTION MÉDICALE
et gestion administrative du dossier
patient, inclus les DEP

FORMATION

DU PATIENT
ET DE SA FAMILLE
SUR L'UTILISATION
DU MATÉRIEL



ACCOMPAGNEMENT & SUIVI

PAR UNE INFIRMIÈRE
RÉFÉRENTE POUR UNE BONNE
OBSERVANCE DU TRAITEMENT
**Contrôle au domicile 2 mois après
l'installation puis tous les 5 mois.** Ce
contrôle fait l'objet d'un compte-rendu envoyé
au médecin prescripteur et à la pharmacie.

 **FOURNITURE D'UN
LIVRET PATIENT**
AVEC LES
COORDONNÉES DE
VOTRE CONTACT
HANDIPHARM

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS

SOLUTION DE SECOURS	Solution d'appoint. Grand obus pré-rempli par un prestataire agréé (non rechargeable).	
SOLUTION FIXE	Les concentrateurs fixes peuvent être utilisés 24h/24h. Ils se branchent sur secteur.	
SOLUTION POUR DÉAMBULATION	Les concentrateurs portables sur roues ou portables légers en bandoulière permettent la mobilité du patient. La batterie permet une autonomie de 3 à 5 h, qui peut doubler avec des batteries supplémentaires.	
STATION DE REMPLISSAGE	Elle permet de remplir des obus rechargeables en vue d'un déplacement.	

INTERFACE

MASQUE

Pour respirer par le nez et/ou la bouche



LUNETTES

Pour respirer uniquement par le nez



MASQUE TRACHÉOTOMIE

Pour respirer uniquement par une trachéotomie



IL EXISTE 2 MODES DE RESPIRATION

- ~ Mode **continu**
- ~ Mode **pulsé** : déclenchement d'un volume d'oxygène à chaque inspiration. Plus proche de la respiration naturelle. Nécessite l'avis d'un pneumologue.



QUAND FAUT-IL UNE DEP ?

(DEMANDE D'ENTENTE PRÉALABLE)

Prescription et DEP initiale de 3 mois émanant d'un pneumologue, centre muco ou pédiatre spécialisé quand :

- ~ Oxygénothérapie sans déambulation > 3 mois (long terme)
- ~ Oxygénothérapie avec déambulation.



PENSEZ À :

REVERSER LES INDEMNITÉS ÉLECTRIQUES AU PATIENT



ASSISTANCE TECHNIQUE

VOTRE LIGNE SANTÉ

Tél. 02 72 78 54 78

HANDIPHARM INTERVIENT DANS LE RESPECT DES BPDOM (BONNES PRATIQUES DE DISPENSATION DE L'OXYGÈNE MÉDICAL)

UN SUIVI COMPLET EST RÉALISÉ POUR LA SÉCURITÉ & LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE PATIENT

**Tous les 5 mois, nous effectuons
un suivi à domicile :**

- ~ Mesure du pouls
- ~ Vérification de la saturation
du sang en oxygène
- ~ Relevé de compteur afin
d'effectuer une moyenne d'heures
d'utilisation par jour pour
valider l'observance du patient
- ~ Rappel des règles d'usage si besoin

**Ce suivi inclut également
un contrôle du matériel :**

- ~ Bon fonctionnement des alarmes
- ~ État des filtres
- ~ Renouvellement
des consommables si besoin
- ~ Niveau de concentration
en oxygène

**Un COMPTE-RENDU de ce contrôle
est envoyé au médecin
prescripteur et à la pharmacie.**

Nous intervenons également
à domicile, si nécessaire,
EN CAS DE PANNE DU MATÉRIEL.

OXYGÉNOTHÉRAPIE

INTERFACES

MASQUE À OXYGÈNE

- ~ Pour respirer par le nez et/ou la bouche
- ~ Masque à oxygène adulte ou pédiatrique à haute ou moyenne concentration
- ~ Raccord pour connexion à une tubulure d'oxygène
- ~ Tubulure 2,10 m

Moyenne concentration

Adulte Réf. 7067
Pédiatrie Réf. 7765

Haute concentration

- ~ Délivre des concentrations en oxygène supérieures à 80% et à des débits de 10-15 l/min

Adulte Réf. 75121
Pédiatrie Réf. 19621



LUNETTES À OXYGÈNE

- ~ Pour respirer uniquement par le nez
- ~ Souples
- ~ Avec tubulure étoilée 2,10 m
- ~ Raccords de connexion standard



ACCESSOIRES



HUMIDIFICATEUR

- ~ Pour maintenir un certain degré d'humidité de l'oxygène délivré par un concentrateur
- ~ Conseillé à partir de 3 l/min sur concentrateur fixe

Réf. OX-1007

RACCORD TUBULURE O₂

- ~ Se positionne entre le tuyau bulle et l'interface

Réf. OX-1008

MODÈLE	RÉF.
Adulte - Embout droit	OX-7555
Adulte - Très souple	27257
Adulte - Embout courbe évasé	OX-7564
Pédiatrique	OX-7554



RETROUVEZ
TOUS LES MASQUES
DE TRACHÉOTOMIE

page 184



OXYMÈTRE DE POULS DIGITAL OXYSTART

- ~ **Confort de lecture des mesures grâce à l'écran LED**
- ~ Facile d'utilisation
- ~ Affichage simultané en moins de 10 sec : la saturation pulsée en oxygène (% SpO₂), la fréquence cardiaque, l'intensité du signal pulsatile (barre graphe), la courbe de pléthysmographie
- ~ Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles D11

Réf. 29637

OXYMÈTRE DE POULS DOIGT



- ~ Surveillance de la saturation et de la fréquence cardiaque
- ~ Facile d'utilisation
- ~ Positionnement du doigt dans une chambre de caoutchouc de qualité médicale
- ~ Housse de rangement et 2 piles LR03 fournies
- ~ Dim. hors tout (l x L x P) 3,5 x 6,5 x 4 cm

Réf. 14525

AIDE À LA PRISE DE MÉDICAMENT



AIDE-VERSEUR GOUTTES

- ~ Permet de s'auto-administrer des gouttes dans les yeux
- ~ Poids 30 g
- ~ Dim. hors tout (l x L x H) 5 x 11 x 5 cm

Réf. 18017

Réf. 34000



COUPE-COMPRIMÉ

- ~ Division du comprimé en 2 parties
- ~ Espace de stockage
- ~ Dim. hors tout (l x L x H) 3,3 x 8,3 x 2,5 cm

Réf. 5038

Réf. 33990



BROYEUR ET COUPE-COMPRIMÉ 3 EN 1

- ~ Compact et léger
- ~ Permet de ranger et stocker les médicaments et vitamines
- ~ Coupe et émiette les gros morceaux
- ~ Forme ergonomique pour faciliter la préhension et l'utilisation
- ~ Dim. hors tout (l x L x H) 6 x 6 x 6,8 cm

Réf. 29666

Réf. 34001



DÉCAPSULEUR DE COMPRIMÉ

- ~ Compact et léger
- ~ Obturateur amovible : il garde les comprimés dans le récupérateur
- ~ Facile à transporter

Réf. 18021

AIDE À LA PRISE DE MÉDICAMENT



Permet d'organiser les prises quotidiennes

Compact et léger

Alarme sonore et vibrante

Indique l'heure de manière visible

Se glisse facilement dans un sac ou une poche

PILULIER ÉLECTRONIQUE

- ~ Écran digital 3,8 x 1,8 cm
- ~ Hauteur des chiffres 1,5 cm
- ~ Poids 45 g
- ~ Alimentation 1 pile CR2032 (fournie)
- ~ Garantie 3 ans

Réf. 33998



SEMAINIER DE LUXE

- ~ Chaque jour est muni de 5 cases
- ~ Ergonomique
- ~ On place le pilulier journalier vide à l'arrière du réservoir
- ~ Dim. pilulier (l x L x H) 11,7 x 18,5 x 4,6 cm


Réf. 29821

PILULIER HEBDOMADAIRE

- ~ Équipé de 7 boîtiers de 4 compartiments chacun
- ~ Un boîtier peut se glisser facilement dans un sac ou une poche
- ~ Dim. pilulier (l x L x H) 12,5 x 21 x 2,3 cm

Réf. 22875

Réf. 33999



Bouton presseur coloré pour libérer les boîtiers



MÉDICA POCHE

	TAILLE L x L x H	RÉF.
Hebdomadaire 7 cases	1. Petit 2,1 x 11,1 x 1,7 cm	5008.3
	2. Moyen 2,9 x 12,8 x 2,7 cm	5008.1
	3. Grand 2,9 x 15 x 2,7 cm	5008.2
Journalier 4 cases	4. Petit 3 x 8,6 x 1 cm	5009.1
	5. Grand 3 x 8,6 x 2 cm	5009.2



MÉDICA 7

- ~ Pilulier hebdomadaire jusqu'à 4 prises quotidiennes
- ~ Dim. hors tout (l x L x H) 10 x 17 x 2,5 cm

Réf. 5040

DIAGNOSTIC PÈSE-PERSONNES



PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE PARLANT

- ~ Technologie 4 capteurs haute précision
- ~ Large écran LCD 25,4 mm
- ~ Vocal Français
- ~ Poids maxi utilisateur 180 kg
- ~ Dim. plateau de pesée
(l x L x ép) 22,5 x 22,5 x 2,8 cm

Verre
Réf. 22764



PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE XL 230 KG

- ~ Plateau verre trempé renforcé
- ~ 4 capteurs haute précision
- ~ Écran géant LCD 25,4 mm rétro éclairé bleu
- ~ Poids maxi utilisateur 230 kg
- ~ Dim. plateau de pesée
(l x L x ép) 31 x 32,5 x 3 cm

Verre
Réf. 22765



RETROUVEZ
TOUTE NOTRE GAMME
DE PÈSE-PERSONNES
PROFESSIONNELS

page 237



PENSEZ À :
L'IMPÉDANCEMÈTRE
CONNECTÉ.

PÈSE-PERSONNE IMPÉDANCEMÈTRE

- ~ Détermination de la masse corporelle, graisseuse, hydrique et musculaire
- ~ Écran LCD extra large à rétroéclairage bleu et verre de sécurité résistant
- ~ 5 niveaux d'activité et arrêt automatique
- ~ 10 mémoires utilisateurs
- ~ Poids maxi utilisateur 180 kg
- ~ Dim. plateau de pesée
(l x L x H) 32 x 32 x 2,5 cm

Verre
Réf. 28635



PÈSE-PERSONNE ANTI-DÉRAPANT

- ~ Design intemporel
- ~ Écran LCD facile à lire
- ~ Plateau de pesée en verre de sécurité avec surface en silicone anti-glisse
- ~ Démarrage et arrêt automatiques
- ~ Poids maxi utilisateur 180 kg
- ~ Dim. plateau de pesée
(l x L x H) 30 x 30 x 1,8 cm

Turquoise
Réf. 25452



PÈSE-PERSONNE EFFET ARDOISE

- ~ Éclairage blanc accrocheur de l'écran avec affichage LCD XXL
- ~ Plateau de pesée en verre de sécurité
- ~ Démarrage et arrêt automatiques
- ~ Poids maxi utilisateur 150 kg
- ~ Dim. plateau de pesée
(l x L x H) 30 x 30 x 1,9 cm

Verre effet ardoise
Réf. 29253



DIAGNOSTIC THERMOMÈTRES



THERMOMÈTRE FAMILY SCAN III

- ~ Usage frontal, auriculaire, air ambiant, biberon, bain
- ~ Multiscan permanent à infrarouges
- ~ Sans couvre-sonde, entre 10 et 50°C
- ~ Mémorisation de la précédente prise de température
- ~ Alarme fièvre si supérieure à 38°C

Réf. 7033



THERMOMÈTRE FLASH TEMP

- ~ Mesure infrarouge, sans contact avec la peau
- ~ Indicateur lumineux de fièvre (écran rouge + 37,8°C/vert - 37,8°C), alarme de fièvre
- ~ Mémoire des 30 dernières mesures
- ~ Multiusage (mode corporel ou objet)
- ~ Alimentation 2 piles AAA (fournies)
- ~ Garantie 2 ans

Réf. 7690



THERMOMÈTRE TEMPO 10 FLEX

- ~ Thermomètre digital coloré avec sonde flexible
- ~ Mesure en 10 secondes
- ~ Embout flexible
- ~ Alarme fièvre
- ~ Arrêt automatique
- ~ Résistant à l'eau
- ~ Mémoire dernière mesure

Réf. 29800



THERMOMÈTRE VEDOCLEAR

- ~ Thermomètre digital avec sonde flexible, idéal pour les bébés
- ~ Maximum de confort pendant la prise de température
- ~ Grand écran pour une lecture rapide et facile des résultats

L'unité

Réf. 19982



THERMOMÈTRE VEDOFAMILY

- ~ Pratique et facile à utiliser
- ~ Sonde rigide
- ~ Bip sonore pour signaler la fin de prise de température
- ~ Large bouton
- ~ Résistant à l'eau, avec étui de protection
- ~ Garantie à vie

Réf. 19983

DIAGNOSTIC TENSIOMÈTRES



TENSIOMÈTRE CARDIO MAXI

- ~ Indicateur de tension automatique
- ~ Écran extra large
- ~ Indicateur de pouls irrégulier
- ~ 100 x 2 mémoires
- ~ Moyenne des 3 dernières mesures
- ~ Date et heure des mesures
- ~ Sac de transport
- ~ Brassard M-L grande taille (22-42 cm)

Réf. 23629



UN GAGE DE QUALITÉ : DES TENSIOMÈTRES ESTAMPILLÉS ESH

Diabétique, hypertendu, personne âgée, à risque ou personne saine : nos tensiomètres s'adaptent aux besoins de chaque cœur.

Validés cliniquement (ESH), étalonnables, c'est un investissement garanti sur du long terme.

Attention, tous ces outils d'aide au diagnostic ne doivent en aucun cas se substituer au suivi médical.

TENSIOMÈTRE CARDIO SIMPLE

- ~ Indicateur de pouls irrégulier
- ~ 60 x 2 mémoires
- ~ Moyenne des 3 dernières mesures
- ~ Date et heure des mesures
- ~ Sac de transport
- ~ Brassard M-L grande taille (22-42 cm)

Réf. 24362



BRASSARD SEUL

~ Pour tensiomètre Cardio Simple

Taille M-L 22-24 cm
Réf. 24365

TENSIOMÈTRE CARDIO FREE

- ~ Indicateur de tension au poignet
- ~ Facile à lire et compact
- ~ Indicateur de pouls irrégulier
- ~ 30 x 3 mémoires
- ~ Moyenne des 3 dernières mesures
- ~ Date et heure des mesures
- ~ Petit boîtier

Réf. 23630



DIAGNOSTIC TENSIOMÈTRES

L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE

pas assez diagnostiquée et encore mal prise en charge.

Pathologie chronique la plus fréquente en France, elle touche 1 Français sur 3.



RETROUVEZ
LE NOUVEAU
TENSIOMÈTRE MOBI

page 235



ET TOUTE
NOTRE GAMME
DE TENSIOMÈTRES
PROFESSIONNELS

page 236



AUTOTENSIO BRAS

- ~ Tensiomètre électronique au bras avec grand écran
- ~ Mémoire 2 utilisateurs
- ~ Détecteur d'arythmie
- ~ Lecture rapide et mesures précises
- ~ Silencieux
- ~ Arrêt automatique
- ~ Affichage de la date et de l'heure
- ~ 1 sac de rangement et 1 manuel d'utilisation
- ~ Brassard nylon violet adulte (22-36 cm)

Réf. 29799



AUTOTENSIO POIGNET

- ~ Tensiomètre électronique au poignet
- ~ Entièrement automatique et utilisation intuitive
- ~ Mémoire 120 valeurs horodatées
- ~ Lecture rapide et mesures précises
- ~ Silencieux
- ~ Arrêt automatique
- ~ Affichage de la date et de l'heure
- ~ 1 boîtier de rangement et 1 manuel d'utilisation
- ~ Bracelet violet (13,5-21,5 cm)

Réf. 29798



RÉÉDUCATION UROGYNÉCOLOGIQUE



SONDE VAGINALE CLASSIC 2 BAGUES

- ~ Étranglement améliorant le maintien dans le vagin
- ~ Doubles électrodes-bagues pour un recrutement circulaire sur tous les côtés de la paroi vaginale
- ~ Polissage des aspérités potentiellement inconfortables pour la patiente
- ~ Extrémité allongée de la sonde facilitant la prise en main et permettant une meilleure visualisation en stimulation comme biofeedback
- ~ Connectique DIN 3 broches
- ~ Dim. (L x Ø) 13 x 2,5 cm

Réf. 7525



SONDE VAGINALE PLUS

- ~ Courbure anatomique respectant la morphologie vaginale
- ~ Grandes électrodes à bandelettes ventrolatérales
- ~ Collerette de maintien amovible
- ~ Déconnexion des câbles favorisant une immersion complète dans un bain désinfectant
- ~ Connectique 2 fiches bananes 2 mm
- ~ Dim. (L x Ø) 12,8 x 2,4 cm

Réf. 7256



SONDE VAGINALE PERIFORM



- ~ Évidement central (breveté) pour un ancrage sûr
- ~ Collerette étroite pour que les tissus gardent leur forme naturelle
- ~ Électrodes lisses et profilées pour nettoyage facilité

Réf. 15071



RETROUVEZ
LA COUPELLE
MENSTRUELLE
WEEK UP

page 175



SONDE VAGINALE OPTIMA 3

- ~ 3 électrodes hémisphériques indépendantes
- ~ Possibilité de stimuler les différentes zones musculaires périnéales postérieures, antérieures ou latérales
- ~ Dim. (L) 12 cm

Réf. 19923



SONDE VAGINALE PERISIZE

- ~ Sonde vaginale double stimulation
- ~ Révolutionnaire et universelle à 4 électrodes hémisphériques indépendantes 2 par 2
- ~ Dim. (L) N.C.

Réf. 20272

RÉÉDUCATION UROGYNÉCOLOGIQUE

ÉLECTROSTIMULATEUR UROSTIM 2

- ~ Utilisation très simple par le thérapeute comme par le patient en autotraitement de l'incontinence à domicile
- ~ Rééducation musculaire du plancher pelvien et traitement de tous les types d'incontinence par sonde périnéale (vaginale ou anale)
- ~ Stimulation avec sonde vaginale/anale ou avec électrodes autocollantes de surface PTNS
- ~ 10 programmes avec des protocoles de dernière génération paramétrés
- ~ Boîtier anti-choc et ergonomique
- ~ Garantie 2 ans (hors câbles, électrodes, chargeur)
- ~ Fonctionne avec batterie rechargeable sur secteur 230 V
- ~ Poids 200 g
- ~ Dim. hors tout (l x L x ép) 6 x 12 x 3 cm

Réf. 7614



APPAREIL PIPI-STOP

- ~ Efficace et simple, quelques gouttes sur la bande de tissu déclenchent l'avertisseur sonore
- ~ Solidité à toute épreuve
- ~ Conseillé à partir de 6 ans
- ~ Coffret en plastique contenant la sonnerie et le circuit électronique
- ~ Couche de tissu contenant la sonde reliée à l'appareil (sonde non visible)
- ~ Alimentation pile 9 V (non fournie)
- ~ Garantie 1 an

Appareil
Réf. 7349 

Bandelette
Réf. 7456



SONDE ANALE SAINT CLOUD

- ~ Double recrutement musculaire (puborectal et sphincter strié anal)
- ~ Languette de maintien amovible
- ~ Dim. (L x Ø) 11 x 1,3 cm

2 bagues
3 broches
Réf. 7254

2 fiches
bananes
2 mm
Réf. 7253



SONDE ANALE ANUFORM

- ~ Idéale pour des rééducations répétées
- ~ Utilisable en position debout
- ~ Le sphincter anal se conforme naturellement au col étroit de la sonde, assurant un bon maintien

Réf. 15070



SUSPENSOIR

- ~ Sous-vêtement masculin permettant le bon maintien des organes génitaux
- ~ Facile à ajuster
- ~ Soutien ferme

Taille M
10 - 11,5 cm
Réf. 18024

Taille L
Réf. 34171



RÉÉDUCATION



La rééducation **SOULAGE** la douleur et **AMÉLIORE** certaines capacités
suite à un acte de chirurgie
ou pour soulager un handicap



DISPONIBLE
À LA LOCATION

HANDIPHARM
VOUS PROPOSE
DIFFÉRENTS
MATÉRIELS ADAPTÉS
AUX BESOINS
DE VOS PATIENTS.

Demandez conseil



L'ABOUTISSEMENT

DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE
EN NEUROSTIMULATION



RÉÉDUCATION

RÉÉDUCATION RESPIRATOIRE

DÉBITMÈTRE PERSONAL BEST® PEAKFLOW



- ~ Pour la mesure du débit expiratoire de pointe (DEP)
- ~ XTSémoïn essentiel du degré d'obstruction bronchique et donc de la sécurité de l'asthme pour les patients asthmatiques
- ~ Non stérile, usage unique
- ~ Sans latex
- ~ Modèle universel pour adulte et enfant
- ~ Échelle de 60 à 800 l/min.

Réf. 18030



SPIROMÈTRE D'ENTRAÎNEMENT TRIFLO II



- ~ Adapté à une kinésithérapie respiratoire post-opératoire
- ~ Spiromètre débitmétrique d'entraînement à inspiration profonde
- ~ À utiliser pour des exercices portant sur le débit inspiratoire
- ~ Composé de trois chambres contenant chacune une bille de couleur qui s'élèvera en fonction du débit inspiratoire du patient (600 ml/sec., 900 ml/sec., 1200 ml/sec.)
- ~ Composé d'une coque, tube annelé, embout buccal, billes et filtre

Réf. 15226

ÉLECTRODES

Compatibles avec tous nos électrostimulateurs

Conditionnement : 4 pièces

GEL ULTRASONS

250 ml
Réf. 29260

ÉLECTRODE TENSTEM



- ~ Grand confort d'utilisation en terme de conductivité, de souplesse et d'adhésivité



USAGE	FORME	TAILLE	RÉF.
Tout usage	Carré	50 x 50 mm	7184
Dos	Rectangle	50 x 90 mm	7186
	Rectangle (2 pièces)	80 x 130 mm	7187
	Rectangle	50 x 130 mm	7185
	Rond	Ø 50 mm	7189
Pieds, mains, visage	Rond	Ø 32 mm	7188

ÉLECTRODE DURA-STICK PLUS



- ~ Longévité estimée à 40 séances
- ~ Technologie 1000 brins favorisant une conduction optimale du courant
- ~ Gel hypoallergénique



FORME	TAILLE	RÉF.
Carré	50 x 50 mm	22605
Rectangle	50 x 90 mm	22595
Rond	Ø 50 mm	21154
Rond	Ø 32 mm	19878

ÉLECTRODE DURA-STICK PREMIUM PEAU SENSIBLE



- ~ Particulièrement adaptée aux plis cutanés, articulations et toutes les zones au relief prononcé
- ~ Permet de travailler pendant plus de 60 séances

Rectangle
40 x 90 mm
Réf. 17763

Carré
50 x 50 mm
Réf. 7052



ÉLECTRODE INTENSIVE



- ~ Gel Multistick et filaments d'acier

Rectangle
40 x 90 mm
Réf. 17763

Carré
50 x 50 mm
Réf. 7052

FORME	TAILLE	RÉF.
Carré	50 x 50 mm	15075
Rectangle	50 x 90 mm	15076
Rond	Ø 50 mm	15074
Rond	Ø 32 mm	15073



ÉLECTRODE ARGENT SUPÉRIEUR CARRÉ



- ~ Adhérence et réutilisabilité supérieures aux électrodes traditionnelles
- ~ Pour les patients avec une peau très sensible et utilisant des électrodes sur une longue durée

Carré
50 x 50 mm
Réf. 7446



THÉRAPIE CHAUD / FROID

THÉRAPIE PAR LE CHAUD / FROID

Gamme de poches
de gel réutilisables, procurant
en continu, en fonction du
besoin, de la chaleur ou du froid.



Pour une utilisation au froid,
à conserver au congélateur ;
pour une utilisation à chaud,
faire chauffer dans de l'eau
bouillante ou au micro-ondes.



THERMOGEL GENOU

- ~ Coussin de gel réutilisable, spécialement conçu pour s'adapter à la forme du genou
- ~ Adapté à toute la famille
- ~ Bande élastique souple et réglable pour un bon maintien

17 x 30 cm  
Réf. 28252



THERMOGEL BASIC

- ~ Coussin réutilisable, adaptable à chaque partie du corps
- ~ Livré avec housse de protection hydrofuge

10 x 26 cm  
Réf. 16941



THERMOGEL EXTRA COMFORT

- ~ Peut être en contact direct avec la peau
- ~ Sangle élastique résistante et extensible pour une application rapide

10 x 26 cm  
Réf. 13075



THERMOGEL MINI

- ~ Poche de gel réutilisable, adaptable à chaque partie du corps
- ~ Livré avec housse en tissu velours et bandes élastiques pour une application facile

10 x 10 cm  
Réf. 4653



THERMOGEL MAXI

- ~ Poche de gel réutilisable, adaptable à chaque partie du corps
- ~ Livré avec housse de protection confortable et bandes élastiques pour une application facile

20 x 30 cm  
Réf. 16224



FAST ICE

- ~ Sachets de glace instantanée jetables
- ~ Idéal pour les premiers gestes sur une intervention
- ~ L'enveloppe se transforme en pack glacé par une simple pression
- ~ Conservation de la température à 0°C pendant 30 minutes
- ~ Prêts à l'emploi

13,5 x 18 cm - 2 sachets 
Réf. 5681



BOMBE DE FROID EN SPRAY

- ~ Soulage immédiatement la douleur
- ~ Idéale en cas d'hématome, contusion, entorse, luxation, fracture, tendinite et épicondylite latérale
- ~ Réduction du risque d'hémorragie, limitation des gonflements, retardateur de la formation d'œdème
- ~ Prête à l'emploi

Spray 150 ml
Réf. 5682

Spray 400 ml 
Réf. 5683



ARCADY® Chatternoog® DONJOY® DrComfort® e 16ans

L'Expertise de Grandes Marques au Service de l'Orthopédie et de la Compression Veineuse

MEMBRES INFÉRIEURS

■ ATTELLES GENOU LIGAMENTAIRES



SE 4 Point
DonJoy® PlayXpert Wrap
DonJoy®

■ ATTELLES FÉMORO- PATELLAIRES



Reaction
DonJoy®

■ ATTELLES DE GONARTHROSE



QA Nano®
DonJoy® Clima Flex® QA
DonJoy®

■ ATTELLES GENOU POST-OPÉRATOIRES



Immo AT4
DonJoy® Immo AT4 3V
DonJoy® Perform' Ice
DonJoy®

■ GAMME DE CONTENTION



Stabilix®
DonJoy®

■ ATTELLES DE CHEVILLE



Strapping® Cheville
DonJoy® Aircast®
Classique II Aircast®
Airsport®

■ CHAUSSURES POST-OP / RELEVEURS DE PIED



PodeHeel®
DonJoy® PodeLux® II
DonJoy® Aircast®
PodeLib®

■ GAMME CHUT



New Diane
Dr Comfort®



Pat
Dr Comfort®

MEMBRES SUPÉRIEURS

■ ATTELLES D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE



Gilet GCI®
DonJoy®

■ ATTELLES DE POIGNET - MAIN



Duoform®
DonJoy® Respiform®
DonJoy® ErgoForm®
DonJoy® Rhizoform®
DonJoy®

■ BOTTES D'IMMOBILISATION



Aircast®
AirSelect®

TRONC & RACHIS

■ CEINTURES LOMBAIRES



Immostrap®
DonJoy® Parostrap®
DonJoy® Exos® Form II

■ SANGLES CLAVICULAIRES



Gilet GCI®
DonJoy®

■ COLLIERS CERVICAUX



Collier Anatomique C2
DonJoy®

ÉLECTRODES & SONDES

■ TENS RÉÉDUCATION



Persim Pro
Chatternooga® Cefar TENS
Chatternooga®

■ ÉLECTRODES



Dura-Stick® Plus
Chatternooga® Dura-Stick Premium
Chatternooga®

RÉÉDUCATION



VÉLO ALPHA

- ~ 8 résistances, 12 fonctions (écran LCD)
- ~ Réglage possible du guidon
- ~ Réglage de la selle verticalement, horizontalement, en angle
- ~ Capteurs tactiles de pulsation
- ~ Fonctions de programmation : affichage temps d'entraînement, distance totale, vitesse, pulsation cardiaque, calories, taux de masse corporelle, heure/alarme, température
- ~ Poids maxi utilisateur 110 kg
- ~ Dim. hors tout (l x L x H) 58 x 80 x 130 cm



Réf. 7466

VÉLO STRIALE DE RÉÉDUCATION

- ~ Fonctions de programmation : temps, distance, vitesse, calories, pulsations, scan
- ~ Réglage mécanique de la résistance par molette (8 niveaux)
- ~ Capteurs tactiles de pulsation
- ~ Roulettes de déplacement à l'avant
- ~ Pédales sanglées et lestées
- ~ Poids maxi utilisateur 100 kg
- ~ Dim. hors tout (l x L x H) 51 x 78,5 x 115 cm



Réf. 7274

MAILLOT POUR CORSET

- ~ Avec demi-manches
- ~ 100% coton et sans couture thoracique
- ~ Épouse parfaitement la morphologie
- ~ Protège la peau
- ~ Ne fait pas de pli



Taille XS
(3 à 5 ans)

Réf. 25354

Taille L (Ado / Adulte mince)

Réf. 3941

Taille S (6 à 8 ans)

Réf. 2501161

Taille XL

(Adulte moyen)

Réf. 2501164

Taille M (9 à 11 ans)

Réf. 2501162



MINI PEDALING M BIKE

- ~ Appareil peu encombrant offrant une bonne mobilisation articulaire
- ~ S'utilise sur une chaise
- ~ Réglage de l'intensité par molette
- ~ Compteur 4 fonctions : scan / temps / nb de tours / nb de tours total
- ~ Dim. hors tout (l x L x H) 34,5 x 48,5 x 28,5 cm



Réf. 28942

BALLE DE MASSAGE

- ~ Idéale pour le massage
- ~ Stimulation de la circulation sanguine et des zones réflexes du pied
- ~ Décontraction des muscles du dos, des épaules et des jambes
- ~ Rééducation de la main et amélioration de sa sensibilité



2 pièces - Ø 6 cm

Réf. 7233

2 pièces - Ø 8 cm

Réf. 7234

ŒUF DE RÉÉDUCATION

- ~ Tonifier, muscler, assouplir l'avant-bras et la main
- ~ Œuf à malaxer
- ~ Parfait pour une rééducation en pratiquant des exercices réguliers



FORCE	COULEUR	RÉF.
Extra-souple	Jaune	28852
Souple	Rouge	28853
Moyen	Vert	28854
Fort	Bleu	28855

GRIPMASTER

- ~ Entraînement à la force de coordination
- ~ Chaque doigt peut travailler indépendamment
- ~ Forme ergonomique pour une adaptation parfaite à la forme de la main
- ~ Coloris selon la tension par doigt



FORCE	COULEUR	POIDS	RÉF.
Extra-souple	Jaune	0,6 kg	16777
Souple	Rouge	1,4 kg	7213
Moyen	Vert	2,3 kg	7212
Fort	Noir	4,1 kg	7211

PÂTE À MALAXER

- ~ Entraînement à la force de coordination
- ~ Travail analytique proprioceptif pour la rééducation des doigts
- ~ Dureté de la pâte différente suivant la couleur choisie



FORCE	COULEUR	POIDS	RÉF.
Extra-souple	Beige	0,6 kg	7240
Souple	Jaune	1,4 kg	7239
Moyen	Rouge	2,3 kg	7238
Fort	Bleu	4,1 kg	7237

Partenaire Handi-Pharm depuis plus de 10 ans



Notre gamme Diabète

Aiguilles pour stylo



Autosurveillance de la Glycémie



Lancettes sécurisées



Aiguilles pour stylo sécurisées



Nos gammes complémentaires



APPAREILS RESPIRATOIRES



SOIN DES PLAIES



AUTO-MESURE



PRODUITS DE SANTE



PONCTION VEINEUSE



C'est facile avec Pic!



Diabetescare



Notre gamme mylife™ Diabetescare



mylife™ Clickfine® DiamondTip

- Pointe d'aiguille à 5 niveaux de biseautage
- Canule à paroi extra fine

Dénomination	Références
--------------	------------

mylife™ Clickfine® DiamondTip 32G x 4 mm	3200953
mylife™ Clickfine® DiamondTip 31G x 5 mm	700009650
mylife™ Clickfine® DiamondTip 31G x 6 mm	3200954
mylife™ Clickfine® DiamondTip 31G x 8 mm	3200955



mylife™ Penfine® Classic

- Deux vissages seulement pour une fixation sécurisée
- Canule à paroi extra fine

Longueur (mm)	Références
---------------	------------

mylife™ Penfine® Classic 32G x 4 mm	3300007
mylife™ Penfine® Classic 31G x 5 mm	700009710
mylife™ Penfine® Classic 32G x 6 mm	3300008
mylife™ Penfine® Classic 31G x 8 mm	3300009



mylife™ Unio™ Cara

- Simplicité
- Bandelettes faciles à prendre en main
- Ecran large

Dénomination	Type	Références
--------------	------	------------

mylife™ Unio™ Cara	Lecteur seul	700012047
mylife™ Unio™ Bandelettes	Bandelettes seules	7101520
Kit mylife™ Unio™ Cara	Set	700012048

Avril 2020 – Document réservé aux professionnels de santé

mylife™ Clickfine®, mylife™ Penfine® Classic, – aiguilles à stylo, stériles, non réutilisables, destinées à l'injection parentérale de médicaments liquides. Dispositif médical de classe IIa. CE0123 // Mandataire UE: Ypsomed Distribution GmbH. Pour un bon usage de ce produit, lire attentivement les recommandations d'utilisation. Lire attentivement la notice. mylife™ Clickfine® et mylife™ Penfine® Classic sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables aux assurés sociaux, code LPP individuel: 6114710. // mylife™ Unio™ Cara – Les lecteurs de glycémie sont des dispositifs d'Auto-Surveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète. L'ASG est employée lorsqu'elle est susceptible d'entraîner une modification de la thérapeutique; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. Lire attentivement la notice. Ne pas utiliser pour diagnostiquer ou dépister le diabète. Ne pas utiliser en usage partagé. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contacter votre professionnel de santé. Dispositif médical de classe DMDIV Liste b. CE0197. Mandataire UE: Emrego Europe. mylife™ Unio™ Cara est inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables aux assurés sociaux, code LPP individuel: 6131594.

Ypsomed S.A.S // 44 rue Lafayette // 75009 Paris //

info@ypsomed.fr // <http://gamme.mylife-diabetescare.fr> // Service clientèle: 0800 883058

YPSOMED
SELF CARE SOLUTIONS

DIABÉTOLOGIE



4,5
MILLIONS DE PERSONNES
SONT DIABÉTIQUES

MAIS ENVIRON

1
MILLION D'ENTRE ELLES
L'IGNORENT*

Handipharm

vous propose des solutions pour vos patients diabétiques qui leur assurent un **TRAITEMENT AUTONOME SIMPLE ET DISCRET**. Autosurveillance, aiguilles, lancettes, **demandez une présentation à votre délégué commercial.**



Réf. 4968

Réf. 25347



Une **DIÉTÉTICIENNE** peut se déplacer pour des conseils en nutrition diabétologique.

Nous vous proposons des **COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES** spécifiques diabétologie.

Nos **INFIRMIERS** sont disponibles pour de l'éducation thérapeutique.

Demandez conseil



Retrouvez également une **gamme de chaussures qui convient au pied du diabétique** sous notre marque **PHARMACONFORT**.

PHARMA
confort

*Selon le centre européen d'étude du diabète en 2019

PRÉVENIR LA DÉNUTRITION

Une **BONNE NUTRITION** améliore la qualité de vie du patient

- ~ Le patient a-t-il de l'appétit ?
- ~ A-t-il maigri ?
- ~ Se sent-il en forme physiquement ?

Améliorez la qualité de vie de votre patient en veillant sur son alimentation

Les facteurs de ! RISQUES LIÉS ! À LA DÉNUTRITION

ALTÉRATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL

amaigrissement, fatigue, anémie, asthénie

AFFAIBLISSEMENT MUSCULAIRE

perte d'autonomie, difficulté à se déplacer, augmentation du risque de chutes et de fractures

APPARITION OU ENTRETIEN D'ESCARRES

chez les patients alités

BAISSE DES DÉFENSES IMMUNITAIRES

risques d'infection, diminution de l'efficacité des traitements

HOSPITALISATION

ou augmentation de la durée d'hospitalisation

LE SAVIEZ-VOUS ?

5%

DES PERSONNES ÂGÉES vivant à domicile sont sujettes à la dénutrition protéino-énergétique.

PRINCIPALES CAUSES

- ~ Maladie
- ~ Dépression
- ~ Traitements médicamenteux
- ~ Isolement social
- ~ Deuil
- ~ Difficultés financières
- ~ Hospitalisation...

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE

COMMENT DIAGNOSTIQUER ?

UN DÉPISTAGE PEUT ÊTRE FORMALISÉ PAR UN QUESTIONNAIRE TEL QUE LE MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT® (MNA).

Téléchargez ici votre questionnaire MNA ou retrouvez-le dans votre espace pharmacien "outils marketing" :



PENSEZ À :
UTILISER VOTRE
DOSSIER
PATIENT



Quelques règles

! POUR PALLIER LE RISQUE DE DÉNUTRITION

- ~ Respecter 3 repas par jour
- ~ Éviter une période de jeûne nocturne trop longue (de plus de 12h)
- ~ Privilégier des produits riches en énergie et ou en protéines et adaptés aux goûts du patient
- ~ Adapter la texture des aliments à la capacité de mastication et déglutition

Retrouvez le guide pour les aidants du Programme National Nutrition Santé :



SI UN ENRICHISSEMENT DE L'ALIMENTATION TRADITIONNELLE N'EST PAS SUFFISANT, ON PEUT RECOURIR À LA NUTRITION MÉDICALE

- ~ Mélanges nutritifs complets administrables par voie orale, hyperénergétiques et/ou hyperprotéidiques, de goûts et textures variés
- ~ À prendre lors de collations ou pendant les repas (en supplément)
- ~ Prescrire 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour pendant au moins 1 mois

LA SÉLECTION HANDIPHARM

L'ACCEPTATION ET LA RÉUSSITE D'UNE NUTRITION PAR COMPLÉMENTS ORAUX DÉPENDENT DE LA QUALITÉ NUTRITIVE MAIS AUSSI GUSTATIVE DE CES DERNIERS.

C'est pourquoi Handipharm a sélectionné pour vos patients des gammes leaders et complètes répondant à ces critères.

Retrouvez des idées de recettes sur votre blog :



NUTRICIA
Fortimel®
Protein

LA GAMME CONCENTRÉE
LA PLUS COMPLÈTE¹ DU MARCHÉ

LA SEULE GAMME
CONCENTRÉE AVEC :

2 FORMATS

En 200 ml et en 125 ml



10 ARÔMES



Vanille



Banane



Fraise



Moka



Fruits rouges



Pêche-Mangue



Caramel²



Tropical
Gingembre



Fraise
Givrée



Neutre



**2 PACKS
MULTI-SAVEURS²**



**3 RÉFÉRENCES
SPÉCIFIQUES**

Pour les altérations du goût
en cas de cancer



DISPONIBLE
EN 200 ML
ET 125 ML

19-11-25 TV/99 - Document exclusivement réservé aux professionnels de santé.

1. La gamme concentrée (HP-HE concentré à 14 g de protéines / 100 ml) avec le plus grand nombre de références - 2 formats, 10 arômes dont 3 « sensation » spécifiquement conçues pour les altérations du goût en cas de cancer et 2 packs d'initiation multi-saveurs.
2. Uniquement disponible en format 200 ml.

Les produits de la gamme Fortimel® sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition. À utiliser sous contrôle médical.



Assistance
24H/24H
7J/7

La nutrition à domicile pour retrouver un équilibre nutritionnel en toute sérénité


Handipharm



**DIFFÉRENCIER NUTRITION ENTÉRALE
ET NUTRITION PARENTÉRALE**


**NUTRITION
ENTÉRALE**

Apport des éléments nutritifs **directement dans le système digestif** (estomac, intestin) à l'aide d'une sonde adaptée.



**NUTRITION
PARENTÉRALE**

Apport des éléments nutritifs **directement dans le sang** grâce à une perfusion placée dans une veine de gros calibre dite "voie centrale".



Handipharm

LA PRISE EN CHARGE

HANDIPHARM

1^{ER} JOUR




L'INFIRMIÈRE
HANDIPHARM



INSTALLE



FORME



COORDONNE




L'INFIRMIÈRE LIBÉRALE, LE PATIENT ET SA FAMILLE SONT ENSUITE **EN CAPACITÉ D'UTILISER LA POMPE ET DE MANIPULER LES POCHEs À NUTRIMENTS.**


14 JOURS SUIVANTS



LA DIÉTÉTICIENNE
HANDIPHARM



SUIT



CONSEILLE



RESTITUE
À L'ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE



À CHAQUE VISITE, **PLUSIEURS POINTS SERONT ÉVALUÉS** TELS QUE L'ÉTAT NUTRITIONNEL, LA TOLÉRANCE, L'OBSERVANCE, LA SURVEILLANCE DE LA VOIE...

Handipharm




LE PATIENT AU CŒUR DE L'ATTENTION

PRISE EN CONSIDÉRATION

DES BESOINS...

...DES ENVIES



ET DE

SON QUOTIDIEN



AFIN DE POUVOIR
PROPOSER DES
**ADAPTATIONS
DE PROTOCOLE**
SI NÉCESSAIRE !



PENSEZ À :

RETROUVER DES RECETTES
SUR NOTRE BLOG ET
LE MAGAZINE MMP



NUTRITION ENTÉRALE

POMPE À NUTRITION AMBULATOIRE AMIKA



- ~ Pompe à nutrition portable avec système rotatif péristaltique
- ~ Facile à programmer pour un usage autonome par le patient
- ~ Silencieuse
- ~ Fournie avec tubulures adaptées
- ~ Fonctionne sur secteur et batterie (24h)
- ~ Option (sur demande) : sac de transport
- ~ Poids 610 g

Pompe
Réf. PN0491

Tubulure
1 trocard
Réf. PN0492

Tubulure
2 trocards
Réf. PN0497



POMPE À NUTRITION AMBULATOIRE INFINITY



- ~ Pompe à nutrition portable avec système rotatif péristaltique
- ~ Facile à programmer pour un usage autonome par le patient
- ~ Usage simple en toute sécurité
- ~ Fournie avec tubulures adaptées
- ~ Fonctionne sur secteur et batterie (24h)
- ~ Option (sur demande) : sac de transport
- ~ Poids 390 g

Pompe
Réf. PN0043

Tubulure
1 trocard
Réf. PN0093

Tubulure
2 trocards
Réf. PN0092



SYSTÈME ENFIT

C'est une connexion sécurisée de nutrition entérale. Cette norme internationale appelée ISO 80369-3 a pour objectif d'éviter toute erreur de connexion. Il ne sera donc en aucun cas possible de connecter la nutrition entérale sur une voie veineuse. Afin d'adapter toutes les sondes de nutrition entérale au système ENFIT (tubulure et seringues), nous fournissons des connecteurs ENFIT.



Seringues et tubulures

Design unique
système ENFIT



Ancien



Nouveau



ACCESSOIRES DE NUTRITION

- ~ Sac de transport sur demande
- ~ Connecter de sonde gastrique toutes CH
- ~ Poche à eau hydrobag

Sac
Nous consulter

Connecteur
Réf. PN0394
Poche à eau
Réf. PN0039



SET DE SOINS 1. GASTROSTOMIE / JEJUNOSTOMIE ADULTE 2. SONDE NASO GASTRIQUE

- ~ Pour 10 soins

1. Gastrostomie
Réf. PN0063

1. Sonde
Réf. PN0458




SONDE DE GASTROSTOMIE BALLONNET

- ~ Avec ballonnet, clamp et collerette à coulisse

CH 12 à 26 (sur commande)
Nous consulter

SERINGUE DE GAVAGE ENFIT



- ~ Jetable, apyrogène, nontoxique et stérile
- ~ Triple joint en caoutchouc et bloc-plongeur pour prévenir les fuites accidentelles au cours de l'aspiration

10 ml
Réf. PN0498

20 ml
Réf. PN0499
50 ml
Réf. PN0344

SONDE NASO-GASTRIQUE SILICONE



- ~ Sonde pour nutrition entérale de courte durée (comprenant des tailles pédiatriques et des tailles adultes) en silicone avec extrémité fermée
- ~ 4 orifices latéraux
- ~ Dim. (L) 1,25 m

CH 6 à 18 (sur commande)
Nous consulter



BOUTON MIC KEY ET PROLONGATEUR



Nous consulter





Quels sont les **TRAITEMENTS CONCERNÉS PAR NOS PRISES EN CHARGE ?**

- ~ Chimiothérapie
- ~ Antibiothérapie
- ~ Traitement de la douleur
- ~ Nutrition artificielle
- ~ Immunoglobuline...

Bien accompagner mon patient lors de la perfusion à domicile

Handipharm



ASSURE

UNE PRESTATION GLOBALE

1. **Formation et éducation de l'infirmière libérale**, du patient et éventuellement de sa famille à l'utilisation du matériel mis à disposition et aux protocoles de soins.
2. **Réapprovisionnement hebdomadaire** des consommables.
3. **Récupération des déchets de soins** (DASRI) au domicile du patient.
4. **Reprise du matériel** après l'arrêt du traitement.
5. **Formalités administratives, courrier d'aide à la facturation, traçabilité du matériel** mis à disposition.
6. **Fourniture d'un livret patient** avec les coordonnées de votre contact Handipharm.



ASSISTANCE TECHNIQUE



AIDE AU CHOIX DU MATÉRIEL ET À LA FACTURATION (NOMENCLATURE PERFADOM)

SERVICE SANTÉ HANDIPHARM
TÉL. 02 72 78 54 78

CHOIX DU MATÉRIEL DE PERFUSION

LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE PERFUSION

PERFUSION PAR GRAVITÉ		≈ Perfuseur simple ou de précision		+ Set de pose
SYSTÈME PASSIF		≈ Diffuseur portable + seringue luer lock	+ Set de remplissage 2 en 1	+ Set de pose
SYSTÈME ACTIF		≈ Pompe fixe ou ambulatoire	+ Accessoires pour pompes (set de remplissage, réservoirs, tubulures)	+ Set de pose

LES VOIES D'ABORD

VOIES D'ABORD CENTRALES



Chambre Implantable
(posée à l'hôpital)
Set de pose par voie veineuse centrale
+
Aiguille de Huber




Cathéter PiccLine
Set PiccLine GripLock®
ou Set PiccLine StatLock®

VOIES D'ABORD PÉRIPHÉRIQUES



Cathéter
Set de pose par voie veineuse périphérique



SYSTÈMES DE PERFUSION PASSIF ET PAR GRAVITÉ



AUCUN ACCESSOIRE DE PERFUSION, QUELQUE SOIT LE SYSTÈME ET LA VOIE D'ABORD, NE COMPORTE PAS DE CODE LPP, ILS SE FACTURENT AVEC LES TARIFS PERFADOM :

NOUS CONSULTER SI BESOIN.



SYSTÈME PAR GRAVITÉ



PERFUSEUR SIMPLE

- ~ Perfuseur simple 1 voie sur site d'injection
- ~ Longueur 1,37 m

1 voie
Réf. 31704

Avec robinet 3 voies
Réf. 24941



PERFUSEUR DE PRÉCISION

- ~ Sans latex
- ~ Différentes longueurs de tubulures
- ~ Avec régulateur de débit

Didactic
Réf. PN0105

Dosiflow
Réf. PN0052

PIED À SÉRUM

- ~ Tige et crochets en acier inoxydable
- ~ Serrage par manchon garantissant une préhension et un couple de serrage optimum
- ~ Dim. (H) réglable 122 à 214 cm

Réf. 1166

SYSTÈME DE PERFUSION PASSIF

DIFFUSEUR PORTABLE

- ~ Système portable pour chimiothérapie, antibiothérapie, ALR
- ~ Préparation aisée
- ~ Qualité des débits prédéfinis
- ~ Identification de la durée du traitement par un code couleur
- ~ Sérénité de la perfusion en autonomie
- ~ Ballonnet rigide élastomérique
- ~ Dispositif médical à usage unique
- ~ Fonctionne sans électricité, ni alarme stressante
- ~ 1 seringue Luer Lock 60 ml
- ~ 1 sacoche néoprène isotherme

Contenance de 65 à 500 ml + set de remplissage
Réf. PN0444



LE CHOIX DU DIFFUSEUR EST EN FONCTION DU VOLUME ET DU DÉBIT.



PENSEZ À :
DEMANDER CONSEIL EN APPELANT LA LIGNE SANTE :
02 72 78 54 78

SYSTÈMES DE PERFUSION ACTIFS

POMPES FIXES ET AMBULATOIRES

POMPE CADD SOLIS VIP PUMP



- ~ Sûre - Pompe de référence conçue avec une technologie CADD® fiable
- ~ Simple - L'interface utilisateur centrée sur le patient permet de réduire le temps de formation
- ~ Intelligent - Les graphiques et les rapports permettent une évaluation facile du patient et de meilleurs résultats

Réf. **PN0332**



POMPE CADD SOLIS V3



- ~ Pompe ambulatoire de référence pour les traitements et la prise en charge de la douleur chronique ou aiguë
- ~ Administration de produits analgésiques ou anesthésiques de façon continue et/ou à la demande du patient
- ~ Batterie rechargeable
- ~ Alimentation 4 piles AA (fournies)
- ~ Adaptateur secteur
- ~ Clé et cordon bolus

Réf. **PN0366**



ACCESSOIRES POUR LES POMPES CADD



PRODUIT	RÉF.
Tubulure	PN0075
Cassette réservoir 50 ml	PN0022
Cassette réservoir 100 ml	PN0021
Cassette réservoir 250 ml	PN00187
+ Set de remplissage	478769
Seringue 50 ml	22146

POMPE TACTILE LIMLESS

- ~ Pompe à perfusion multithérapies fixe et ambulatoire pour la perfusion à l'hôpital ou l'hospitalisation à domicile
- ~ Permet la chimiothérapie ou chronothérapie
- ~ Paramétrage facile
- ~ Fonctionne sur batterie (rechargeable)
- ~ Livrée avec mallette de transport, station de charge (220 V) avec bride de fixation sur potence et câble de charge externe, bloc secteur (220 V) et notice utilisation



PRODUIT	RÉF.
Pompe	PN0362
Tubulure	PN0363
Tubulure avec filtre	PN0514
Tubulure embout luer lock	PN0515
Set branchement/débranchement	478739



RETROUVEZ TOUTE NOTRE GAMME DE SERINGUES

page 221



POMPE MINI RHYTHMIC

- ~ Innovante, cette pompe intègre la connexion MICREL CARE : Application de surveillance à distance accessible via site sécurisé
- ~ Très simple de manipulation et d'une extrême légèreté (290 grammes)
- ~ Évolutive et ergonomique pour les différentes applications cliniques en PCA, PCEA, ALR grâce à l'intégration et à la sécurisation des poches et à sa surveillance à distance



PRODUIT	RÉF.
Pompe	PN0083
Set de pose	PN0436
Set de rinçage	478917



POUSSE-SERINGUE AGILIA

- ~ Pompe fixe
- ~ Simple d'utilisation et rapide à mettre en oeuvre
- ~ Programmation manuelle
- ~ Écran ergonomique et interactif
- ~ Fonctionne sur batterie/secteur



PRODUIT	RÉF.
Pompe	PN0045
Set de remplissage pousse-seringue	PN0447



VOIE VEINEUSE PÉRIPHÉRIQUE



LA POSE D'UNE VOIE VEINEUSE PÉRIPHÉRIQUE CONSISTE EN L'INTRODUCTION D'UN CATHÉTER DANS UNE VEINE AFIN DE PERMETTRE L'ADMINISTRATION DE SOLUTÉS QUAND LA VOIE ORALE N'EST PAS POSSIBLE.



PENSEZ À :

MATÉRIEL

Perfuseur simple
(Réf. **31704**)
+
Set de voie veineuse
périphérique
(Réf. **PN0443**)
+
Pied à sérum
(Réf. **1166**)

FACTURATION

Forfait
Perfadom 17
+
Forfait
Perfadom 6
(si livraison à domicile
par le pharmacien)

CATHÉTER SÉCURISÉ BD SAFT-T INTIMA



- ~ Microperfuseur à ailettes avec cathéter court en BD Vialon®
- ~ Préconisé pour : perfusion longue durée, veines fragiles (pédiatrie, gériatrie, oncologie...), technique de cathétérisation sans contact avec le sang (maladies infectieuses)
- ~ Stérile, vendu à l'unité

TYPE	COULEUR	TAILLE (en mm)	RÉF.	RÉF. VEINES FARGILES
G20	Rose	11 x 25	PN0337	PN0484
G22	Bleu	0,9 x 19	PN0024	PN0486
G24	Jaune	0,9 x 19	PN0286	PN0483

CATHÉTER SÉCURISÉ AUTOGUARD



TYPE	COULEUR	TAILLE (en mm)	RÉF.
G18	Vert	0,9 x 32	PN0490
G20	Rose	0,8 x 32	PN0489
G22	Bleu	0,6 x 25	PN0487
G24	Jaune	0,5 x 19	PN0488

OBTURATEUR POUR CATHÉTER COURT




- ~ Le bouchon membrane est un dispositif fixé au bout d'un cathéter intraveineux qui permet de garder un accès rapide pour administrer des médicaments par voie intraveineuse

TYPE	TAILLE (en mm)	RÉF.
G20	30 mm	PN0037
G22	25 mm	PN0038



PANSEMENT DERMAFILM



- ~ Film pansement transparent en polyuréthane pour la protection du site d'implantation des cathéters
- ~ Bandes détachables, auto-adhésif, perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène
- ~ Hypoallergénique, extensible, stérile
- ~ Vendu à l'unité

14 x 10 cm
Réf. **PN0183**

SET DE POSE VOIE VEINEUSE PÉRIPHÉRIQUE



- ~ 2 champs imperméables
- ~ 1 essuie-mains
- ~ 1 masque
- ~ 1 paire de gant nitrile M
- ~ 6 compresses NT
- ~ 1 seringue pré-remplie 10 ml
- ~ 1 bandelette adhésive double
- ~ 1 pansement adhésif
- ~ 1 KT 22G
- ~ 1 prolongateur 3V 25 cm

Réf. **PN0397**


VOIE VEINEUSE CENTRALE

La chambre implantable est une voie d'abord centrale qui nécessite une réalisation de soins en stérile.

On peut l'appeler VVC, Port à Cath, CIP.

L'accès se fait uniquement par l'intermédiaire d'une aiguille de Huber.

L'entretien de la chambre implantable nécessite un rinçage hebdomadaire pour en assurer le bon fonctionnement.



PENSEZ À :

CHAMBRE IMPLANTABLE

MATÉRIEL

Aiguille de Huber
+
Set de pose voie
veineuse centrale
(Réf. **PN0436**)


FACTURATION

Forfait
Perfadom 21

AIGUILLE DE HUBER TYPE 2 SÉCURISÉE POLYPERF®

- ~ Sécurité à 100% : protection de la pointe Poly Perf® et du corps de l'aiguille
- ~ Aucun risque de se piquer, pas d'effet rebond au retrait de l'aiguille
- ~ Retrait de l'aiguille d'une seule main
- ~ Vendue à l'unité

TYPE	TAILLE (en mm)	RÉF.
G19	0,9 x 20 mm	PN0543
G20	0,9 x 17 mm	PN0194
G20	0,9 x 20 mm	PN0263
G20	0,9 x 25 mm	PN0197
G22	0,7 x 20 mm	PN0298
G22	0,7 x 25 mm	PN0396



BOUTON AUTOFLUSH



- ~ À pression positive, bidirectionnel
- ~ Bouchon permettant le prélèvement, l'injection ponctuelle ou la perfusion continue de fluide ou de médicaments, sans aiguille
- ~ Peut rester en place jusqu'à 7 jours

Réf. **PN0011**

SET DE POSE VOIE VEINEUSE CENTRALE



- ~ 1 champ imperméable
- ~ 1 champ troué
- ~ 2 charlottes
- ~ 1 essuie-mains
- ~ 2 masques
- ~ 2 paires de gants nitrile M
- ~ 1 bandelette adhésive double
- ~ 10 compresses NT
- ~ 1 seringue 10 ml préremplie
- ~ 1 pansement adhésif

Réf. **PN0436**



PERFUSION PICCLINE

Le PiccLine est une voie d'abord centrale à insertion périphérique qui nécessite une réalisation de soins en stérile.

Il peut être maintenu par un système de fixation Griplock® ou Statlock® qui se change 1 fois par semaine.

L'entretien du PiccLine nécessite un rinçage hebdomadaire pour en assurer le bon fonctionnement.



PENSEZ À :

MATÉRIEL ENTRETIEN

PICCLINE AVEC GRIPLOCK®

1 Set PiccLine GripLock®
(Réf. **PN0189**)

PICCLINE AVEC STATLOCK®

1 Set PiccLine StatLock®
(Réf. **PN0432**)

FACTURATION

Forfait
Perfadom 22

** Matériel à titre indicatif, peut varier en fonction des protocoles hospitaliers.*

GRIPLOCK®

SET PICCLINE GRIPLOCK®



- ~ 2 champs imperméables
- ~ 1 carré absorbant
- ~ 2 masques
- ~ 1 charlotte
- ~ 2 paires de gants nitrile M
- ~ 1 bandelette adhésive double
- ~ 10 compresses NT
- ~ 1 ampoule de NaCl
- ~ 1 seringue 20 ml
- ~ 1 aiguille 18G
- ~ 1 valve neutre
- ~ 1 pansement GripLock®
- ~ 1 pansement adhésif

Réf. **PN0189**

PANSEMENT GRIPLOCK®



- ~ Adhésif à l'oxyde de zinc côté peau
- ~ Sans latex
- ~ Peut être laissé en place jusqu'à 7 jours
- ~ Empreintes adaptées aux ailettes des cathéters Vygon
- ~ Pas de suture autour de la zone de ponction
- ~ Réduit les mouvements du cathéter et l'infection bactérienne
- ~ Pour PiccLine

Réf. **PN0334**

STATLOCK®

SET PICCLINE STATLOCK®



- ~ 2 champs imperméables
- ~ 2 masques
- ~ 1 charlotte
- ~ 2 paires de gants nitrile M
- ~ 1 bandelette adhésive
- ~ 10 compresses NT
- ~ 1 valve à pression positive
- ~ 1 bouchon LuerLock® mâle
- ~ 1 pansement StatLock®

Réf. **PN0432**

PANSEMENT STATLOCK®



- ~ Pour PiccLine

Réf. **PN0431**



Une ligne santé



DÉDIÉE AUX PHARMACIENS

02 72 78 54 78

Relation (hôpital / pharmacien / professionnels de santé du domicile).

Prise en charge globale dès le premier jour.

Conseil et aide au choix.


Formation du patient, de son entourage et des intervenants à domicile, sur le matériel, les techniques et l'hygiène

Suivi administratif et aide à la facturation.

Prestations techniques : consommables, astreinte, dépannages 24h/24, 7j/7.


SUIVI PERFUSION

- ≈ Antibiotique
- ≈ Chimiothérapie
- ≈ Immunoglobuline



SUIVI NUTRITION

- ≈ Entérale
- ≈ Parentérale



ACCESSOIRES DE PERFUSION



BOUCHON AUTOFLUSH

- ~ À pression positive, bidirectionnel
- ~ Bouchon permettant le prélèvement, l'injection ponctuelle ou la perfusion continue de fluide ou de médicaments, sans aiguille
- ~ Peut rester en place jusqu'à 7 jours

Réf. **PN0011**



BOUCHON BIONECTEUR

- ~ Valve à pression neutre, bidirectionnel

Réf. **PN0258**




BOUCHON LUER LOCK®

- ~ Bouchon mâle

Réf. **PN0017**

PROLONGATEUR OCTOPUS

- ~ Prolongateur multilumière en polyuréthane extra-souple, transparent et à faible volume mort permettant de connecter au cathéter plusieurs lignes I.V., chaque ligne étant indépendante
- ~ Tricouche avec clamp et autoflush ou bionecteur
- ~ Volume mort 0,5 ml
- ~ Débit 160 ml/min
- ~ Dim. (L) 13,5 cm x (Ø) 1,5 x 2,5 mm



TYPE	RÉF.
Octopus 1 voie autoflush	PN0047
Octopus 2 voies autoflush	PN0087
Octopus 3 voies autoflush dont 2 anti-retour	PN0471
Octopus 4 voies autoflush dont 3 anti-retour	PN0326
Octopus 5 voies autoflush dont 4 anti-retour	PN0346

PROLONGATEUR PERFUSION



- ~ Prolongateur polyvalent de dernière génération mâle/femelle
- ~ Dim. (Ø) interne 2,5 mm
- ~ Grande transparence et résistance
- ~ Bonne souplesse

TYPE	RÉF.
25 cm + filtre	PN0518
25 cm	PN0220
50 cm	PN0309
100 cm	PN0121
150 cm	PN0122



RAMPE ROBINETS LUER LOCK®

- ~ Rampe lipido-résistante
- ~ Avec prolongateur de perfusion

3 voies
Réf. **PN0050**

4 voies
Réf. **PN0051**



ROBINET 3 VOIES LUER LOCK®

- ~ Verrou mobile de sécurité évitant les déconnexions accidentelles
- ~ Lipido-résistant

Réf. **PN0054**



PANSEMENT DERMAFILM

- ~ Film pansement transparent en polyuréthane pour la protection du site d'implantation des cathéters
- ~ Bandes détachables, auto-adhésif, perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène
- ~ Hypoallergénique, extensible, stérile
- ~ Vendu à l'unité


14 x 10 cm
Réf. **PN0183**

ACCESSOIRES DE PERFUSION

AIGUILLE HYPODERMIQUE

- ~ Aiguille stérile, jetable, sous emballage individuel Peel Pack
- ~ Embout Luer Lock
- ~ Diamètre interne ultra-fin et traitement anti-friction
- ~ Canule respectant un code couleur international
- ~ Vendue par 100 pièces

TYPE	COULEUR	TAILLE (ø x l)	RÉF.
G18	Rose	1,4 x 40 mm	7530
G19	Crème	1,1 x 40 mm	7531
G20	Jaune	0,9 x 25 mm	7532
G21	Vert	0,8 x 40 mm	7534
G22	Noir	0,7 x 30 mm	7535
G22	Noir	0,7 x 40 mm	7536
G23	Bleu	0,6 x 25 mm	7537
G25	Orange	0,5 x 16 mm	7538



SERINGUE LUER LOCK®

- ~ Triple joint en caoutchouc et bloc-plongeur pour prévenir les fuites accidentelles au cours de l'aspiration
- ~ Vendue à l'unité ou par boîte de 100 pièces

De 1 à 50 ml
Nous consulter

MICROPERFUSEUR SÉCURISÉ À AILETTES

- ~ Aiguille épidermique de précision pour injection unique et prise de sang, haut pouvoir de pénétration
- ~ Stérile
- ~ Vendu à l'unité

TYPE	COULEUR	TAILLE (ø)	RÉF.
G19	Crème	1,1 mm	24595
G21	Vert	0,8 mm	29331
G22	Noir	0,7 mm	29766
G23	Bleu	0,6 mm	23655
G25	Orange	0,5 mm	25835

ADAPTATEUR STÉRILE BD + CORPS PRÉMONTÉ MÂLE

- ~ Vacutainer stérile
- Réf. 16998



SERINGUE LUER

- ~ Vendue à l'unité ou par boîte de 100 pièces

De 1 à 50 ml
Nous consulter

SERINGUE PRÉ-REMPLIE DE CHLORURE DE SODIUM 9%

- ~ Permet de réaliser des économies de temps
- ~ Favorise une plus grande normalisation et une meilleure observance des procédures d'irrigation.
- ~ Vendue à l'unité

XS 10 ml
Réf. PN0391

CAPUCHON DE TRANSFERT

- ~ Set de transfert stérile pour reconstitution de médicaments en système clos

Réf. PN0292

SETS DE SOINS

MEDISET

PRODUIT	DÉTAIL	RÉF.
Pose PICCLINE	Avec GripLock®	478856
Pose PICCLINE	Avec StatLock®	479043
Perfusion PICCLINE	Avec GripLock®	22431
Pose sur voie sous-cutanée	Avec perfuseur 1 voie	478915
Pose sur veines fragiles	Avec perfuseur 3 voies	478922
Pose sur voie veineuse périphérique	Avec perfuseur 3 voies	478914
Débranchement toutes voies d'abord	Avec perfuseur 1 voie	478913
Branchement perfusion toutes voies d'abord		478912
Pose sur chambre implantable ou cathéter central	Avec aiguille de Huber sécurisée	478911
Rinçage sur voie centrale	Sans aiguille de Huber	478917



SET DE POSE

SET DE POSE VOIE VEINEUSE PÉRIPHÉRIQUE



- ~ 2 champs imperméables
- ~ 1 essuie-mains
- ~ 1 masque
- ~ 1 paire de gant nitrile M
- ~ 6 compresses NT
- ~ 1 seringue préremplie 10 ml
- ~ 1 bandelette adhésive double
- ~ 1 pansement adhésif
- ~ 1 KT 22G
- ~ 1 prolongateur 3V 25 cm

Réf. **PN0443**

SET DE POSE VOIE VEINEUSE CENTRALE



- ~ 1 champ imperméable
- ~ 1 champ troué
- ~ 2 charottes
- ~ 1 essuie-mains
- ~ 2 masques
- ~ 2 paires de gants nitrile M
- ~ 1 bandelette adhésive double
- ~ 10 compresses NT
- ~ 1 seringue 10 ml préremplie
- ~ 1 pansement adhésif

Réf. **PN0436**

RETROUVEZ TOUTE
NOTRE GAMME
DE PRODUITS POUR
LES VOIES VEINEUSE
PÉRIPHÉRIQUE
OU CENTRALE

page 216



RETROUVEZ TOUTE
NOTRE GAMME
DE PERFUSSIONS
PICCLINE®

page 218



SET PICCLINE GRIPLOCK®



- ~ 2 champs imperméables
- ~ 1 carré absorbant
- ~ 2 masques
- ~ 1 charlotte
- ~ 2 paires de gants nitrile M
- ~ 1 bandelette adhésive double
- ~ 10 compresses NT
- ~ 1 ampoule de NaCl
- ~ 1 seringue 20 ml
- ~ 1 aiguille 18G
- ~ 1 valve neutre
- ~ 1 pansement GripLock®
- ~ 1 pansement adhésif

Réf. **PN0189**

SET PICCLINE STATLOCK®



- ~ 2 champs imperméables
- ~ 1 carré absorbant
- ~ 2 masques
- ~ 1 charlotte
- ~ 1 bandelette adhésive double
- ~ 2 paires de gants nitrile M
- ~ 10 compresses NT
- ~ 1 ampoule de NaCl 20ml
- ~ 1 seringue de 20 ml
- ~ 1 aiguille 18G
- ~ 1 valve neutre
- ~ 1 pansement adhésif
- ~ 1 pansement StatLock®

Réf. **PN0432**

SETS DE SOINS

SETS DE REMPLISSAGE

SET DE REMPLISSAGE POUSSE SERINGUE



- ~ 2 champs imperméables
- ~ 1 essuie-mains
- ~ 1 masque
- ~ 1 charlotte
- ~ 1 paire de gants M nitrile
- ~ 5 compresses NT
- ~ 1 prise d'air
- ~ 1 seringue 60 ml LL
- ~ 1 seringue 20 ml LL
- ~ 2 aiguilles 18G
- ~ 1 prolongateur 150 cm
- ~ 1 bouchon LL
- ~ 1 bandelette adhésive

Réf. **PN0447**

RETROUVEZ
LA POMPE
FIXE POUSSE-
SERINGUE AGILIA

page 215



SET DE REMPLISSAGE 2 EN 1



- ~ 1 champ imperméable
- ~ 1 masque
- ~ 1 charlotte
- ~ 1 paire de gants nitrile M
- ~ 1 seringue 20 ml montée d'une aiguille 18G
- ~ 5 compresses NT
- ~ 1 seringue préremplie 10ml
- ~ un set de débranchement identique

Réf. **PN0444**

SET DE REMPLISSAGE SYSTÈME ACTIF



- ~ 1 champ imperméable
- ~ 1 charlotte
- ~ 1 masque
- ~ 1 paire de gant nitrile M
- ~ 5 compresses NT
- ~ 1 seringue de 20 ml
- ~ 1 aiguille 18G
- ~ 1 bouchon LL

Réf. **478769**

SET DE RINÇAGE




- ~ 2 champs imperméables
- ~ 2 masques
- ~ 1 charlotte
- ~ 1 paire de gant nitrile M
- ~ 1 seringue préremplie 10 ml
- ~ 1 bouchon LL
- ~ 10 compresses NT
- ~ 1 pansement adhésif PU

Réf. **PN0445**

SET DE SAIGNÉE

- ~ 1 tubulure spéciale (1 m) avec aiguille G19 déconnectable, connexion Luer Lock mâle vers la valve du flacon, valve de sécurité anti-retour
- ~ 1 flacon de redon 600 ml, sous-vide pour le recueil de la saignée par aspiration
- ~ Gants sans latex, non poudrés, hypoallergéniques (taille M)
- ~ Champ de soins pour la pose de l'aiguille
- ~ Essuie-mains
- ~ Bandelettes d'adhésif pour le maintien de la tubulure
- ~ Compresses
- ~ Pansement protecteur sous sachet

Réf. **PN0429**



CHAMP STÉRILE 45 X 45

- ~ Stérilisation : oxyde d'éthylène

Réf. **PN0026**



ASPIRATION TRACHÉALE



Prise en charge des patients trachéotomisés :

Aspirateur trachéal +
Aspirateur trachéal
de secours sur batterie,
sondes d'aspiration,
humidificateur,
compresses metallines,
goupillon, lacet de maintien,
canule de trachéotomie.



PENSEZ À :

FACTURATION
FORFAIT
PERFADOM 8 :
TRACHÉOTOMIE
SANS
VENTILATION



ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS VACUAIDE QSU



- ~ Conçu pour effectuer des aspirations des voies aériennes dans les règles en vigueur en terme d'hygiène et de sécurité
- ~ Hygiène orale et buccale
- ~ Prévention des infections
- ~ Cordon d'alimentation et cordon allume-cigare (100 V / 240 V et 12 V CC)
- ~ Sac de transport
- ~ Pression d'aspiration 50 à 550 mmHg
- ~ Débit 27 L/min, contenance 800 mL
- ~ Autonomie 1 h et silencieux
- ~ Poids 3 kg
- ~ Dim. hors tout (l x H x P) 20,3 x 21,1 x 21,6 cm

Réf. **22596**

COLLECTEUR DE MUCOSITÉS



PRODUIT	RÉF.
Collecteur à usage unique	
Poche pour patient unique (1 L). Aspirateur pour plusieurs patients. 1 kit et une poche unique par patient	22769
Collecteur réutilisable	
Bocal en plastique pour patient unique (1 L). Aspirateur par patient	22770

CONSOMMABLES ASSOCIÉS

PRODUIT	RÉF.
Kit patient unique	22597
Connecteur mâle	22771
Tuyau 26 cm	22772
Cartouche filtre	22598
Stop-vide	18197
Sonde d'aspiration CH6 à 20	Nous consulter



ASPIRATEUR TRACHÉAL VARIO 18



- ~ Idéal pour dégager les voies respiratoires supérieures
- ~ 1 appareil, 2 systèmes de collecteur au choix
- ~ Aspiration alternative : système unique de piston/cylindre en plastique fonctionnant avec 4 modules piston/cylindre générant le vide
- ~ Régulation précise de la force d'aspiration
- ~ Mobile (facile à transporter avec sa poignée) et léger (3,5 kg)
- ~ Fonctionne sur secteur

Réf. **7311**

COLLECTEUR DE MUCOSITÉS



PRODUIT	RÉF.
Collecteur à usage unique	
Poche à usage unique 1,5 L (jaune)	7642
Bocal PVC pour poche 1,5 L (jaune)	7641
Collecteur réutilisable	
Bocal réutilisable en polysulfone 1 L (à utiliser sans poche)	7638
Couvercle pour bocal 1 L	7634

CONSOMMABLES ASSOCIÉS

PRODUIT	RÉF.
1 filtre trop-plein/antibactérien	7639
1 tuyau de raccord	7636
Stop-vide/tubulure 2,5m	7526
Sonde d'aspiration CH6 à 20	Nous consulter

ASPIRATION TRACHÉALE



CANULE TRACHÉO


Au choix
Nous consulter



BANDE DE FIXATION CANULE TRACHÉO

- ~ Permet de maintenir la canule de trachéotomie
- ~ Patient unique
- ~ Tour de cou maxi 45 cm
- ~ Bande en mousse lavable (3,5 x 16 cm)

PRODUIT	RÉF.
Adulte (bleue) L 2,5 cm	24498
Crochet l 2,5 cm	7636
Lacet rond	PN0410




GOUPILLON DE NETTOYAGE TRACHÉO

- ~ Permet de terminer le nettoyage de la canule trachéale après le trempage
- ~ Usage unique

Ø 6 mm Réf. 24468 Ø 7 mm Réf. 24738 Ø 8 mm Réf. 440410

SONDE D'ASPIRATION TRACHÉALE

- ~ Extrémité ouverte, droite et émoussée
- ~ Orifice latéral
- ~ Grand godet avec code couleur pour toutes les tailles



TYPE	COULEUR	RÉF.
CH6	Vert clair	7356
CH8	Bleu	7357
CH10	Noir	7358
CH12	Blanc	7359
CH14 Standard	Vert	7360
CH16	Orange	7361
CH18	Rouge	7362
CH20		29848
Canule Yankauer		24478

FILTRE RESPIRATOIRE POUR TRACHÉO



- ~ Lavable en machine
- ~ Se fixe par une fermeture Velcro®
- ~ En tulle de diolène

COULEUR	ÉPAISS.	LARG.	UNITÉ	RÉF.
Blanc	16	19 cm	Paire	17853
Peau	3	19 cm	Unité	16245



NEZ ARTIFICIEL HYGROFLUX TRACHÉO



- ~ Pour patients intubés ou trachéotomisés en respiration spontanée
- ~ Chute de pression : 0,15 cm H₂O à 30 l/min
- ~ Spécialement conçu pour les patients ambulatoires
- ~ Connecteur 5 mm pour apport d'oxygène
- ~ Raccord 15 mm femelle
- ~ Possibilité de passer une sonde d'aspiration

Réf. PN0106

COMPRESSE

1. **Mettaline**
Réf. 24467

2. **Medicomp fendu**
Réf. 7128950



CRACHOIR PLASTIQUE AVEC COUVERCLE



- ~ Monobloc et avec couvercle attaché
- ~ En polypropylène
- ~ Contenance 125 ml avec graduations par 25 ml
- ~ Stérilisable
- ~ Dim. (H x Ø) 6,3 x 6,4 cm

Réf. 16412

UROLOGIE




LES PRIORITÉS À PRENDRE EN COMPTE pour le choix de la sonde urinaire :

- ~ Charrière (le diamètre)
- ~ Type de sonde : à demeure (avec ballonnet) ou intermittent (sans ballonnet)
- ~ Sexe du patient
- ~ Durée du traitement

SONDES URINAIRES

SONDE URINAIRE DE FOLEY 2 VOIES

- ~ Sondage à demeure (permanent), à ballonnet 10 ml
- ~ Destinée au drainage de courte durée et à demeure ainsi qu'en post-opératoire
- ~ Manipulation facile et sûre et confort du patient garantissent des soins optimaux
- ~ Cylindrique, extrémité pleine



TYPE	COULEUR	RÉF.
Sonde 2 voies standard Rüsç Brillant silicone L 40 cm pour usage 4 à 6 semaines - extrémité droite		
CH12	Blanc	14687
CH14	Vert	14688
CH16 (standard)	Orange	14689
CH18	Rouge	14690
CH20	Jaune	14691
CH22	Bleu marine	14692

TYPE	COULEUR	RÉF.
Sonde 2 voies standard Rüsç Brillant silicone L 40 cm pour usage 4 à 6 semaines - extrémité béquillée (uniquement pour homme)		
CH12	Blanc	35609
CH14	Vert	25499
CH16	Orange	17857
CH18	Rouge	24086



SONDE URINAIRE DE FOLEY 3 VOIES

- ~ Sondage à demeure
- ~ Ballonnet siliconé (pour lavage vésicaux)

TYPE	COULEUR	RÉF.
Sonde 3 voies standard Rüsç Brillant silicone pour usage < 6 semaines		
CH18	Rouge	19751
CH20	Jaune	20345



IRIGATION VÉSICALE EN SYSTÈME CLOS

TYPE	COULEUR	RÉF.
Sonde 3 voies standard Rüsç Brillant silicone L 40 cm + 1 poche Sbag 2 L		
CH12	Blanc	17960
CH14	Vert	35615
CH16	Orange	23990
CH18	Rouge	21081



SONDAGE INTERMITTENT OU ALLER-RETOUR

SONDE LIQUICK BASE

- ~ Extrémité droite
- ~ Discrète
- ~ Contient un sachet de lubrifiant
- ~ Gaine de protection
- ~ Existe aussi en extrémité béquillée : **nous consulter**

TYPE	RÉF.
Homme L 40 cm	
CH10	35634
CH12	35635
CH14	35636
CH16	35637
Femme L 20 cm	
CH6	35629
CH8	35630
CH10	35631
CH12	35632
CH14	356343



SONDE LIQUICK XTREME

- ~ Extrémité droite
- ~ Confort et sécurité extrême
- ~ Prélubrifiée
- ~ Aucun temps de préparation

TYPE	RÉF.
Homme L 40 cm	
CH10	35616
CH12	30521
CH14	31646
CH16	34253
Femme L 20 cm	
CH6	35641
CH8	35642
CH10	35643
CH12	35644
CH14	35645



SONDE LIQUICK PURE

- ~ Extrémité droite
- ~ Discrète
- ~ Pratique
- ~ Contient un sachet de lubrifiant

TYPE	RÉF.
Femme L 15 cm	
CH8	35573
CH10	35572
CH12	31503
CH14	35574



UROLOGIE



MEDISET SONDAGE URINAIRE

~ Accessoire stérile nécessaire à la pose de la sonde vésicale dans les conditions d'asepsie

Set de sondage urinaire (unité)
Réf. 4363751

Poche de recueil 2 L (30 pièces)
Réf. 9956929



GEL LUBRIFIANT AVEC LIDOCAÏNE

~ Pour insertion de la sonde en douceur et sans douleur
~ Gel lubrifiant avec anesthésie locale à appliquer directement dans l'urètre

Réf. 35624



LANIÈRES DE FIXATION JAMBE POUR POCHE DE RECUEIL

~ Les sangles de tissu recouvertes de silicone garantissent une fixation sûre de la poche de jambe

Réf. 19674



FOSSET OBTURATEUR POUR SONDE



~ Pour obstruer tout type de sonde de diamètre interne entre 5 et 13 mm
~ Taille M


Réf. PN0339

CROCHET POUR POCHE À URINE



~ En plastique, muni d'une poignée

Réf. 7492



TUBULURE D'IRRIGATION 2 VOIES RIGIDE



~ Pour le lavage ou le rinçage interventionnel
~ Adapté au volume de liquide utilisé
~ Une ergonomie aidant le soignant à régler le débit
~ Simplicité et sécurité des branchements sur les instruments
~ Chambre compte-gouttes rigide
~ Protecteurs
~ Roulette
~ Connexion en Y
~ Clamps
~ Vendu par 25 unités

Réf. PN0418

POCHES À URINE — Poche pour raccordement à étui pénien, sonde à demeure ou sonde intermittente

POCHE À URINE DE LIT 2 L



~ NON STÉRILE
~ Avec robinet de vidange en T
~ Crochet inclus
~ Tubulure (L) 90 cm

Réf. 16175

POCHE À URINE DE JAMBE



~ NON STÉRILE
~ 750 ml
~ 1 paire de lanières incluse
~ Tubulure (L) 10 cm

Réf. 35627

POCHE À URINE DE JAMBE



~ STÉRILE
~ 750 ml
~ 1 paire de lanières incluse

Tubulure L 30 cm
Réf. 16177

Tubulure L 10 cm
Réf. 35625



DÉSINFECTION

HYGIÈNE DES MAINS



NON CAPTIF

Compatible avec tous types de gel hydroalcoolique

SÉCURISÉE

Fermeture à clé

HYGIÉNIQUE

Détection automatique des mains et récupérateur de goutte intégré

SANS RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

La station de désinfection fonctionne sur piles.

ANTI-VANDALISME

Très forte stabilité (base de 6 kg en acier)

STATION DE DESINFECTION DES MAINS

- ~ Contenance 1000 mL
- ~ S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- ~ Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- ~ Large ouverture pour visualisation du niveau
- ~ Répond à la démarche HACCP
- ~ Dim. distributeur (L x H x P) 15,7 x 29,5 x 10,6 cm
- ~ Dim. totem (L x H x P) 35,8 x 160,9 x 35,8 cm (12,8 kg)

Flacon 5L

Réf. 35774

Station de désinfection

Réf. 35788



LA SOLUTION
MADE IN FRANCE
POUR UNE DÉSINFECTION
DES MAINS EFFICACE !



GEL HYDROALCOOLIQUE



- ~ Mains propres en 30 secondes, sans rinçage à l'eau
- ~ Gel hydroalcoolique pour le traitement hygiénique de la désinfection chirurgicale des mains par friction

Flacon 100ml

Réf. 35864



Flacon 200ml

Réf. 35865



SAVON DERMANIOS



- ~ Savon antiseptique pour le lavage hygiénique et chirurgical des mains et avant-bras

Flacon 1 L + pompe

Réf. 7247

SAVON DOUX HF



- ~ Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier

Flacon 1 L + pompe

Réf. 7126

MOUSSE DÉSINFECTANTE SANS ALCOOL DERMAPHEX



- ~ Mousse adaptée pour usage fréquent et pour toute la famille
- ~ Élimine les micro-organismes les plus courants présents sur la peau et à l'origine d'infection

50 ml


Réf. 25502

Réf. 35847



DÉSINFECTION

DÉSINFECTION DES INSTRUMENTS



STERANIOS 2%* DÉSINFECTANT HAUT NIVEAU

- ~ Désinfection totale à froid des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie

2 L
Réf. 7133

5 L
Réf. 7261



HEXANIOS G + R* DÉTERGENT

- ~ Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux
- ~ Formule renforcée en détergents

25 ml
Réf. 7215

1 L doseur
Réf. 7506

DÉSINFECTION DE SURFACE



LINGETTE WIP ANIOS*

- ~ Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux, des surfaces et des mains

50 lingettes
Réf. 7221

60 lingettes
Réf. 29796



DÉTACHANT TOUTES SURFACES

- ~ Nettoie et détache toutes les surfaces lavables et textiles avant lavage
- ~ Pouvoir mouillant et solubilisant
- ~ Formulé sans Butyglycol
- ~ Parfum agrumes
- ~ Prêt à l'emploi

Flacon 750 ml
Réf. 29794



ANIOSPRAY 29 DÉSINFECTANT*

- ~ Désinfection rapide du matériel, des surfaces et des dispositifs médicaux
- ~ Désinfection des équipements et du matériel (mobilier, literie...)
- ~ Lot de 3 unités avec 1 pulvérisateur

Flacon 1 L
Réf. 7177

KIT DE DÉCONTAMINATION

- ~ Nécessaire prêt-à-l'emploi de nettoyage, de désinfection des équipements et matériels médicaux
- ~ 1 détergent désinfectant Surfa'Safe 500 ml
- ~ 50 lingettes Wip Anios Excel
- ~ 5 chiffonnettes microfibres
- ~ 30 liens de serrage et 30 sacs d'emballage
- ~ 1 feuillet de traçabilité
- ~ Sac d'emballage avec validation de désinfection
- ~ Possibilité de commander à l'unité

Réf. 27959



SURFA'SAFE DÉTERGENT DÉSINFECTANT



- ~ Mousse détergente désinfectante prête à l'emploi, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces (lit médicalisé, fauteuil roulant, matelas anti-escarres, lève-malade, rehausse WC...)
- ~ Mousse compacte pour les surfaces ciblées (capot blanc)
- ~ Mousse diffuse pour une meilleure répartition sur grandes surfaces (capot rouge)

Compacte 750 ml
Réf. 7322

Diffuse 750 ml
Réf. 7099

INSTRUMENTATION



ÉPINGLE DE SÛRETÉ NON STÉRILE

Boîte de 12 pièces
Réf. 21030



CISEAUX STÉRILES USAGE UNIQUE

- ~ Ciseaux bouts pointus
- ~ Pour couper fils, compresses tissées ou non tissées, pansements adhésifs ou tout autre produit pour le traitement de plaie

La paire
Réf. 7841493



COMPRESSE NON TISSÉE NON STÉRILE

- ~ Compresse pure non tissée
- ~ Non stérile à usage unique
- ~ Format plié
- ~ Sachet de 100 pièces

10 x 10 cm
Réf. 29763

7,5 x 7,5 cm
Réf. 29762

COMPRESSE DE GAZE STÉRILE USAGE UNIQUE

- ~ Compresse pure de gaze hydrophile
- ~ Format plié / 8 plis à bord rentré
- ~ 2 compresses par sachet stérile



TAILLE	CONDITIONNEMENT	RÉF.
10 x 10 cm	Boîte de 10	22831
	Boîte de 25	22832
	Boîte de 50	22833
7,5 x 7,5 cm	Boîte de 10	22828
	Boîte de 25	22829
	Boîte de 50	22830

COMPRESSE NON TISSÉE STÉRILE USAGE UNIQUE

- ~ Compresse pure non tissée
- ~ Format plié
- ~ 2 compresses par sachet stérile



TAILLE	CONDITIONNEMENT	RÉF.
10 x 10 cm	Boîte de 10	22825
	Boîte de 25	22826
	Boîte de 50	22827
7,5 x 7,5 cm	Boîte de 10	22822
	Boîte de 25	22823
	Boîte de 50	22824



N° 10

N° 11

N° 12

BISTOURI PRÉ-MONTÉ

- ~ Acier inoxydable
- ~ Boîte de 10 pièces

N° DE LAME	RÉF.
N° 10	PN0012
N° 11	PN0013
N° 12	PN0014
N° 15	PN0015
N° 22	PN0282
N° 23	PN0016

LAME BISTOURI

- ~ Acier carbone
- ~ Boîte de 100 pièces

N° DE LAME	RÉF.
N° 10	18250
N° 11	LAMD11
N° 12	12082
N° 15	7589
N° 22	35674
N° 23	7612



N° 15

N° 22

N° 23

INSTRUMENTATION

PINCE ÔTE-AGRAFES MICHEL

- ~ À usage unique
- ~ Sachet individuel stérile

Premium
Réf. 83151462

Éco
Réf. 29865



PINCE À ÉCHARDE

8 cm
Réf. CH1381100



PINCE KOCHER

- ~ Inox
- ~ Droite 14 cm

Sans griffe
Réf. 7601




Avec griffes
Réf. 7590

CISEAUX MOUSSE

Droit 14 cm
Réf. 10158

Droit 16 cm
Réf. 12584

Ronds 14 cm
Réf. 11748



ABAISSÉ-LANGUE BOIS

- ~ En bois naturel non stérile
- ~ À usage unique
- ~ Dim. (l x L x ép) 1,8 x 15 x 0,16 cm

Boîte de 100 pièces
Réf. 22781

BÂTONNET DE SOIN BOIS



- ~ Pour soins et prélèvements
- ~ Ø 2 mm

Boîte de 100 pièces
Réf. 18032

BÂTONNET MOUSSE MANCHE BOIS



- ~ Bâtonnet soin de bouche
- ~ Mousse blanche très absorbante
- ~ Non stérile
- ~ À usage unique

Conique 15 cm
Sachet de 10 pièces
Réf. 22476

Dent 14 cm
Sachet de 20 pièces
Réf. 23654

Étoile 15 cm
Sachet de 10 pièces
Réf. 22537

BÂTONNET OUATÉ IMPRÉGNÉ



- ~ Pour tous les soins de bouche
- ~ Extrémité en ouate de viscose imprégnée d'une solution glycinée au goût pomme/citron
- ~ En plastique blanc

Boîte de 25 sachets de 3 pièces
Réf. 7591

GARROT ADULTE



- ~ Garrot à clip de relâchement sécurisé pour les injections et les prises de sang
- ~ Ouverture rapide et serrage progressif
- ~ Lavable, stérilisable et sans latex
- ~ Robuste et confortable
- ~ Dim. (l x L) 2,5 x 48 cm

Réf. 7209

COTON HYDROPHILE



FORME	TAILLE	CONDITION.	RÉF.
Carré	4,5 x 4,5 cm	500 pièces	29760
	8 x 10 cm	200 pièces	29761
Boule		700 pièces	22821

HARICOT CELLULOSE



- ~ Haricot en fibres de cellulose moulée
- ~ Usage unique
- ~ Contenance 900 ml
- ~ Dim. hors tout (l x L x P) 14,5 x 23,5 x 5 cm

Réf. 7653

ENVIRONNEMENT DU PROFESSIONNEL



CHARLOTTE RONDE

- ~ Confort de l'élastique gainée dans la matière
- ~ Très extensible et enveloppante
- ~ Non stérile
- ~ Blanc

Boîte distributrice de 100 pièces
Réf. 7484



DORIA

- ~ Sabot femme hôpital en cuir
- ~ Bride arrière réglable
- ~ Dessus cuir, doublure de haute qualité respirante
- ~ Chaussure ultra-légère avec semelle antidérapante
- ~ Semelle intérieure amovible
- ~ Poids par chaussure 230 g
- ~ Talon 3 cm

Fleurs (du 36 au 42)
Réf. DORIA



SALMA

- ~ Chaussure femme infirmière légère
- ~ Chaussure fermée avec aération au talon, réglable par des brides velcro
- ~ Dessus cuir, doublure de haute qualité respirante
- ~ Chaussure ultra-légère avec semelle antidérapante
- ~ Semelle intérieure amovible
- ~ Poids par chaussure 230 g
- ~ Talon 4 cm

Lilas (du 36 au 42)
Réf. SALMA



BLOUSE VISITEUR ÉCO

- ~ Taille unique, manches longues
- ~ Liens au cou et à la taille

Stérile - l'unité
Réf. 5272

Stérile - 10 pièces
Réf. 5130



ANAÏS

- ~ Chaussure femme confort
- ~ Dessus lycra extensible garantit le confort pour les pathologies (hallux valgus, quintus varus...)
- ~ Dessus cuir, doublure haute qualité respirante
- ~ Ajustable par deux brides velcro
- ~ Chaussure ultra-légère avec semelle antidérapante
- ~ Semelle intérieure amovible
- ~ Poids par chaussure 235 g
- ~ Talon 3 cm

Lilas (du 36 au 42)
Réf. ANAÏS



SUNNY

- ~ Chaussure femme sportive pour infirmière
- ~ Chaussure fermée pour une sécurité supplémentaire
- ~ Dessus cuir, doublure en filet de nylon respirant
- ~ Semelle intérieure amovible
- ~ Poids par chaussure 390 g
- ~ Talon 4 cm

Lilas (du 36 au 42)
Réf. SUNNY

SURCHAUSSURE ÉCO

- ~ En polyéthylène
- ~ Bleu

100 paires
Réf. 7437



ENVIRONNEMENT DU PROFESSIONNEL



LUNETTES DE PROTECTION

~ Pour se protéger des risques d'éclaboussures, de projections ou de brouillard d'aérosol

Monture (unité)
Réf. **PN0035**

Visière (unité)
Réf. **PN0036**



DOIGTIER ROULÉ EN LATEX

~ Non stérile

TAILLE	SACHET	RÉF.
Moyen	100 pièces	20382
Large		21183
Très large		24026



GANT COTON

~ 100% coton non blanchi
~ Soutien pour le traitement des maladies dermatologiques
~ Peut être utilisé en orthopédie et chirurgie traumatique

TAILLE	SACHET	RÉF.
Enfant	100 pièces	22207
Petit (6/7)		22208
Moyen (7,5/8,5)		22209
Très large (9/10)		22210



GANT NITRILE

TYPE	TAILLE	CONDIT.	RÉF.
Gant nitrile non poudré	6/7	Par boîte de 100 pièces	29185
	7/8		29186
	8/9		29187
	9/10		29188

GANT LATEX

TYPE	TAILLE	CONDIT.	RÉF.
Gant latex stérile non poudré	6,5	Par paire	15443
	7,5		15444
	8,5		15445
Gant latex stérile non poudré	6/7	Par boîte de 100 pièces	7499
	7/8		7500
	8/9		7501
	9/10		7502

GANT VINYLE

TYPE	TAILLE	CONDIT.	RÉF.
Gant vinyle non poudré	6/7	Par boîte de 100 pièces	7566
	7/8		7503
	8/9		7689
Gant vinyle poudré	9/10	Par boîte de 90 pièces	7504
	6/7		7344
	7/8		7343
	8/9		7342
	9/10	19918	

MASQUE BEC DE CANARD FFP2



~ Demi-masque filtrant de classe d'efficacité FFP2 NR D conçu pour protéger des particules non toxiques, solides et liquides
~ Utilisation dans un environnement poussiéreux
~ Prévention contre les maladies infectieuses à risque
~ Durée d'utilisation 8h maximum
~ À usage unique, non stérile
~ Dim. (l x L) 10 x 24 cm

Boîte distributrice de 50 pièces
Réf. **24970**



MASQUE DE SOINS



~ Masque haute filtration de type II conforme à la norme NF EN 14683
~ 3 plis et 2 élastiques
~ En polypropylène très doux non stérile

Boîte distributrice de 50 pièces
Réf. **24970**



ÂGE	TAILLE	BOÎTE	RÉF.
Adulte	95 x 175 mm	60 pièces	24969
Enfant + de 6 ans	95 x 145 mm	50 pièces	29824
Enfant - de 6 ans	90 x 112 mm	20 pièces	29823

MASQUE UNSI



~ Pour votre équipe, les professionnels de santé ou les autres professionnels proches de votre pharmacie
~ Masque destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public
~ Ne peut être vendu aux patients

Sachet de 50
Réf. **35762**

ENVIRONNEMENT DU PROFESSIONNEL

STÉTHOSCOPE SIMPLE ET DOUBLE PAVILLON PULSE II

L'indispensable

~ Poids minimal, performance maximale

Couleur myrtille / autres couleurs sur commande

Simple pavillon

Réf. 35678

Double pavillon

Réf. 35679



PAVILLON ALUMINIUM

Rapport parfait entre poids et performance



BRASSARD

Bords fins, parfaitement adaptés aux extrémités du brassard du tensiomètre



PROTECTION

La bague recouvre le pavillon pour réduire les chocs et les déformations



INDICATEUR

Un simple point vous indique quel coté du pavillon est actif



SIMPLE PAVILLON



DOUBLE PAVILLON

DÉCOUVREZ

PULSE II

EN VIDÉO :



STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON SONUS



- ~ Excellente qualité acoustique
- ~ Lyre renforcée pour une meilleure résistance, et un grand confort
- ~ Membrane en fibre de verre haute performance
- ~ Bague anti-froid
- ~ Embouts auriculaires souples
- ~ Sans latex

Double pavillon diam. 4,4 cm

Réf. 29268

Photo non contractuelle : Noir - Simple pavillon



STÉTHOSCOPE SIMPLE ET DOUBLE PAVILLON

~ Couleur bleu

Simple pavillon

Réf. 7134

Double pavillon

Réf. 7262



AUTRES STÉTHOSCOPES SUR COMMANDE

ENVIRONNEMENT DU PROFESSIONNEL

DES
COULEURS
À ASSORTIR



TENSIOMÈTRE MOBI

Couleur myrtille / autres couleurs sur commande
Réf. 35680



DÉCOUVREZ

MOBI

EN VIDÉO :



TUBULURE LIFE LINK

Changez de brassard
en une seconde grâce
à la nouvelle tubulure
aimantée



POIRE ERGO

Gain de volume
de 11 % sur
les poires
traditionnelles



RÉSISTANT AUX CHOCS

Double coque
interne qui
isole de la
coque externe
le mécanisme



AMBIDEXTRE



VALVE DE PRÉCISION

Meilleure sensibilité
lors de la
décompression



BRASSARD FACILE

Lecture instantanée
de l'index



ENVIRONNEMENT DU PROFESSIONNEL

TENSIOMÈTRE MANOBRESSARD KYPIA

- ~ Manomètre grand cadran avec bague de protection
- ~ Bloc manométrique en ABS
- ~ Gonflage poire
- ~ Décompression progressive et contrôlée par robinet
- ~ Brassards UNIKA, en une seule pièce soudée et sans couture, entièrement désinfectable
- ~ Auto-agrippant
- ~ Trousse de rangement



RETROUVEZ
TOUTE NOTRE
GAMME DE
TENSIOMÈTRES
AUTOMATIQUES

page 197



Double pavillon

Réf. 29268

BRAS	RÉF.
Droit	18545
Droit XXL	22869
Gauche	22867
Gauche XXL	22868



OTOSCOPE VISOLIGHT

- ~ Loupe grossissante 3 dioptries
- ~ Éclairage fibre optique
- ~ Livré avec spéculums jetables dans un étui transparent
- ~ Housse de rangement
- ~ Alimentation : 2 piles LR6 (non fournies)

Réf. 7235



SPÉCULUM AURICULAIRE JETABLE

~ 1 boîte distributrice de 250 spéculums

2,5 mm
Réf. 7257

4 mm
Réf. 14868



ROULEAU TABLE D'EXAMEN

- ~ Ouate de cellulose
- ~ Résistant
- ~ Dim. (l x L) 38 x 50 cm

Réf. 7100



AUTRE MATÉRIEL
DISPONIBLE
SUR COMMANDE

ENVIRONNEMENT DU PROFESSIONNEL



PÈSE-PERSONNE PRO MÉCANIQUE

- ~ Très grand cadran
- ~ Graduation 1 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 150 kg
- ~ Plateau de pesée N.C.

Réf. 22763



PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE

- ~ Très grand cadran
- ~ Graduation 1 kg
- ~ Poids maxi utilisateur 136 kg
- ~ Plateau de pesée N.C.

Réf. 14754



FORFAIT PESÉE À DOMICILE

Louez un lève-personne ou un fauteuil de pesée pour effectuer de façon simple et aisée la pesée de votre patient à son domicile*.

Consultez votre agence pour plus d'informations.

LÈVE-PERSONNE DE PESÉE



- ~ Poids maxi utilisateur : 175 kg
- ~ Approbation : Classe III

* Forfait pesée disponible selon agence.

FAUTEUIL DE PESÉE



- ~ Poids maxi utilisateur : 250 kg
- ~ Approbation : Classe III



PANSEMENTS

RESPOSORB SUPER

- ~ Pansement super absorbant
- ~ Stérile
- ~ Non adhérent

Réf. 29268



TAILLE	RÉF.
10 x 10 cm	6850201
10 x 20 cm	6850211
15 x 20 cm	6850221
20 x 25 cm	6850231
20 x 40 cm	6850242

MEDISET CURETTE DERMATOLOGIQUE DOUBLE



- ~ Destinée à la déterision d'une plaie avec peau nécrotique ou fibrineuse
- ~ Peut être utilisée seule ou en complément d'une déterision autolytique par pansement
- ~ Sans latex

L'unité

Réf. 4781123



SET DE SUTURE ET D'ABLATION DE FILS AVEC COUPE-FILS

- ~ Stérile à usage unique
- ~ Trousse de soins préconisée lors de l'ablation de fils
- ~ Dans un blister rigide : 1 pince anatomique à mors fins, 1 coupe-fils emballé, 2 x 3 tampons

Réf. 7844652



MEDISET SET DE SUTURE N°12

- ~ Stérile à usage unique
- ~ Set préconisé pour garantir un geste précis lors de la suture d'une plaie par fils
- ~ Dans un blister rigide : 1 porte-aiguille, 1 champ absorbant imperméable, 5 compresses, 1 pince Adson à griffes, 1 paire de ciseaux pointus

Réf. 7708127



MEDISET STYLET PLASTIQUE POUR MÉCHAGE

- ~ Stylet plastique
- ~ Stérile à usage unique
- ~ Destiné à ouvrir les berges d'une plaie saine qui s'est infectée, à effectuer une instillation, à estimer la profondeur d'une plaie, à permettre la placement d'une mèche

L'unité

Réf. PN0336



SET PANSEMENT

- ~ 1 champ 38 x 45cm
- ~ 4 alvéoles
- ~ 1 pince Kocher bleue
- ~ 1 pince anatomique verte bouts fins
- ~ 5 compresses NT 7,5 x7,5cm

Réf. PN0441



SET PANSEMENT SIMPLE

- ~ 1 champ 38 x 45 cm
- ~ 3 alvéoles
- ~ 2 pinces anatomiques bouts fins (1 bleue/1 verte)
- ~ 5 tampons de gaze Ø 3 cm

Réf. PN0442



SET PANSEMENT THÉRAPIE PRESSION NÉGATIVE

- ~ 1 paire de ciseaux pointus
- ~ 10 compresses en non tissé
- ~ 2 gants d'examen vinyle
- ~ 1 pince à pansement
- ~ 1 pince kocher métal sans griffes
- ~ 1 plateau transparent
- ~ 1 bistouri manche long
- ~ 1 champ de soins

Réf. PN0190

PANSEMENTS

AQUABLOC POST-OP

- ~ Pansement post-opératoire adhésif stérile imperméable avec compresse
- ~ Imperméable aux bactéries et virus
- ~ Ultra-fin, discret et confortable
- ~ Réduction des risques d'infection et protection contre la macération de la peau



TAILLE	BOÎTE	RÉF.
5 x 7 cm	5 pièces	21491
10 x 8 cm		21490
15 x 10 cm		21492

SOFFIX MED POST-OP

- ~ Pansement post-opératoire adhésif stérile non tissé avec compresse
- ~ Ultra-doux sur la peau avec compresse neutre absorbante et non adhésive
- ~ Ne colle pas à la plaie



TAILLE	BOÎTE	RÉF.
5 x 7 cm	10 pièces	15609
10 x 8 cm		15610
15 x 8 cm		15611
20 x 10 cm		15612



OPTISOFT COMFORT POST-OP

- ~ Compresse oculaire avec bords adhésifs
- ~ Idéale pour protéger l'œil XXL après une opération ou suite à différents types de blessures touchant l'extérieur de l'œil
- ~ Flexible et confortable
- ~ Compresse absorbante, parties en contact avec la plaie non adhésives
- ~ Dim. (l x L) 6,5 x 9,5 cm



Boîte de 10 pièces
Réf. 12530

ZETUVIT PANSEMENT

- ~ Pansement absorbant pour le recouvrement des plaies très exsudatives et la réalisation de pansements alcoolisés
- ~ Stérile, non adhésif à la plaie, avec voile hydrophobe de couleur bleue pour empêcher les fuites tout en favorisant les échanges gazeux
- ~ Réalisation de pansements alcoolisés, protection mécanique des plaies



TAILLE	BOÎTE	RÉF.
10 x 10 cm	25 pièces	7039086
10 x 20 cm		7039092
15 x 20 cm		7039100
20 x 25 cm	25 blisters	7039117



MEDISET PANSEMENT

- ~ Pour le nettoyage et la réfection de pansement
- ~ Stérile, à usage unique
- ~ Commun à tous les sets : champ de soin imperméable, pince "précision" à mors fins, pince anatomique double mors, hydrofilm, sac collecteur de déchets de soins et notice
- ~ Post-opératoire (3 soins par boîte) + compresses non tissées et cosmopor
- ~ Standard (5 soins par boîte) + compresses non tissées et paire de ciseaux métalliques à bouts pointus
- ~ Détersion (5 soins par boîte) + compresses de gaze et 1 curette dermatologique en emballage individuel



	PLAIE	RÉF.
Post-opératoire	Petite < 5 cm	9992463
	Moyenne ≥ 5 et < 10 cm	9992457
	Grande ≥ 10 et < 20 cm	9992440
Standard		478549
Détersion		478550



PANSEMENTS



FAMILY

- ~ Boîte complète, pratique, adaptée à tous les besoins de la famille
- ~ 3 modèles de pansements : Classic, Delicate Kids, Aquabloc

Boîte de 20 pièces

Réf. 21141

IMPERMEABLE



AQUABLOC

- ~ Pansement transparent résistant à l'eau
- ~ Imperméable aux bactéries et virus
- ~ Réduction des risques d'infection et protection contre la macération de la peau

Medium

Boîte de 20 pièces

Réf. 21140

Assortis

Boîte de 20 pièces

Réf. 21139

CLASSIC



- ~ Pansement adhésif hydrophobe
- ~ Pansement non occlusif imperméable universel
- ~ Idéal pour les peaux normales

TYPE	BOÎTE	RÉF.
Medium	20 pièces	21134
Assortie		21133
Doigts	6	21021
Articulations	pièces	21022

PEAUX SENSIBLES



DELICATE

- ~ Pansement adhésif antibactérien non tissé recommandé pour les peaux sensibles

Medium

Boîte de 20 pièces

Réf. 21138

Assortis

Boîte de 20 pièces

Réf. 21136

À DÉCOUPER



DELICATE STRIP

- ~ Bande adhésive non tissée antibactérienne avec compresse
- ~ Pansement à couper à la dimension souhaitée

Bande de 8 x 50 cm

Réf. 21135

IDÉAL SPORT



PROTECTIV

- ~ Pansement protecteur antichoc
- ~ Idéal pour le sport : évite le frottement de la plaie avec la chaussure

Assortis

Boîte de 20 pièces

Réf. 21142

ÉLASTIQUE



SOFFIX STRETCH

- ~ Rouleau sparadrap très extensible non tissé pour fixation des pansements sur les articulations ou sur de larges zones
- ~ En rouleau, facilement découpable
- ~ Haute tolérance cutanée, perméable à l'oxygène et aux échanges gazeux
- ~ Pansement doux et agréable sur les peaux les plus sensibles, adhésif hypoallergénique

10 x 10 cm

Boîte de 10 pièces

Réf. 11950

5 x 10 cm

Boîte de 10 pièces

Réf. 11949



FILET BEND A RETE



- ~ Filet tubulaire pour protéger les pansements nécessitant des changements fréquents
- ~ Totale liberté de mouvements, maximum de respirabilité
- ~ Très extensible avec une grande résistance à la traction
- ~ Longueur 3 m

TYPE	RÉF.
Doigt	12280
Poignet/Cheville	12281
Pied/Bras	12282
Jambe/Genou	12283

PANSEMENT OREILLES SECUDERM



- ~ Protection de l'oreille lors d'otites "estivales" ou plus chroniques
- ~ Seul dispositif qui va permettre :
 - . aux personnes (dont enfants) ayant à protéger leurs oreilles, de mettre la tête sous l'eau
 - . d'entendre tout en ayant une protection discrète !
- ~ De rassurer les parents pour l'hygiène quotidienne (shampooing, douche...)

Réf. 35675

PREMIERS SECOURS



TAMPON D'ALCOOL

- ~ Tampon stérile saturé avec alcool isopropylique à 70%
- ~ Non tissé
- ~ Dim. (l x L) 3,1 x 3,6 cm

Boîte de 200 pièces
Réf. 29750



COUSSIN HÉMOSTATIQUE

- ~ Non stérile
- ~ Usage unique
- ~ Livré avec une paire de gants et une étiquette de pose
- ~ Dim. hors tout (l x L) 10 x 123 cm

Réf. 7664



MASQUE BOUCHE-À-BOUCHE

- ~ Destiné à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP)
- ~ Mode d'utilisation dessiné sur le masque
- ~ Muni d'une valve anti-retour, il assure une totale sécurité

Porte clé
Réf. 7510

De poche
Réf. 248096



SAC VOMITOIRE

- ~ Sac hermétique à fermeture facile, muni d'un tampon super absorbant Gelmax®
- ~ Les principes actifs contenus dans le tampon vont agir rapidement pour gélifier le contenu
- ~ Dim. (l x L) 25 x 25 cm

Sachet de 20 pièces
Réf. 4480

INSUFFLATEUR MANUEL



- ~ Patient unique
- ~ Kit complet prêt à l'emploi
- ~ Avec masque et tubulure O2
- ~ Orientateur de flux respiratoire
- ~ Sans latex
- ~ Masque en silicone, autoclavable à 134°C

	TYPE	RÉF.
Insufflateur manuel	Adulte	7563
	Pédiatrie	7564
	Nouveau-né	7565
Masque pour insufflateur	Adulte (Ø 22 mm)	20062
	Enfant (Ø 15 mm)	13548
	Bébé	13547



COUVERTURE DE SURVIE

- ~ Film polyester métallisé très résistant et imperméable
- ~ Protège du froid, de la chaleur, de la pluie, de l'humidité et du vent
- ~ Dim. hors tout (Lx l) 210 x 160 cm

Argent/Or
Réf. 304109




KIT MEMBRE SECTIONNÉ

- ~ Pour main et doigt
- ~ 2 paires de gants vinyle d'examen
- ~ 1 couverture de survie
- ~ 1 sac isotherme
- ~ 2 pochettes de froid instantané
- ~ 1 bande extensible 300 x 7 cm

Kit membre sectionné main /doigt
Réf. 28178

	TYPE	RÉF.
Sac isotherme	Doigt	18153
	Main	18154
	Bras/Jambe	18155



TROUSSE POMPE À VENIN VENIPUMP

- ~ Aspire instantanément le venin des piqûres de plantes, araignées, guêpes et moustiques
- ~ Sacoche compacte
- ~ 1 Venipump
- ~ 2 compresses d'alcool
- ~ 2 compresses anti-moustiques

Réf. 22776

PREMIERS SECOURS



ARTISANS & COMMERÇANTS	VÉHICULE	TROUSSES DE SECOURS	FAMILY POCKET	FIRST
3 à 5 personnes	2 à 4 personnes		2 à 4 personnes	1 à 2 personnes
Réf. 18144	Réf. 18152	Référence	Réf. 18147	Réf. 18148
22 x 28 x 6,5 cm	18,4 x 24,4 x 4,6 cm	Dim. hors tout l x L x H	12,5 x 14 x 7,5 cm	15,5 x 22 x 50 cm
Housse polypropylène rigide	Housse polypropylène rigide (vide : Réf. 21158)	Ses équipements	Coque moulée, avec passant ceinture	Tissu souple
66 pièces	22 pièces	Composé de :	31 pièces	22 pièces
1	2	Bandes extensibles 300 x 5 cm	1	
1	2	Bandes extensibles 300 x 7 cm	1	2
10	10	Compresses stériles 5 x 5 cm	4	2
		Compresses imprégnées désinfectantes	10	2
10	10	Compresses imprégnées d'alcool		
2		Pansements compressifs stériles		
20	20	Pansements adhésifs	10	10
1	1	Autocollant croix urgence		
1	1	Rouleau de sparadrap tissu 5 m	1	1
1		Sachet minigrip		
1	1	Couverture de survie	1	1
1		Écharpe triangulaire		1
1		Masque bouche-à-bouche		
1		Paire de gants vinyle d'examen	1	1
1	1	Paire de ciseaux 8 cm	1	1
1	1	Pince à écharde	1	1
12		Pince à écharde		
1	1	Livret d'aide aux 1 ^{ers} secours		

Découvrez...



**Pharma
Radio**

GOOD MORNING PHARMACIES

Tous les jours du lundi au vendredi
FRANCK **STEPLER** & RAPHAËLLE **BARTET**
5H-10H



NOTRE ÉQUIPE D'EXPERTS, POUR VOUS INFORMER :



FLASH INFO PHARMA *tous les 1/4h*
Actualité du médicament, ruptures de stocks...
DAVID **PAITRAUD**

PHARMANEWS

L'actualité des groupements, syndicats, répartiteurs...
RAPHAËLLE **BARTET**



LA BUSINESS REVIEW,
De l'industrie :
JEAN-YVES **MAIRÉ**

DÉCRYPTAGE

Les dernières études :
Dr MARTINE **PEREZ**



INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Santé connectée, intelligence artificielle...
NICOLAS **LATOURE**


Écoutez-nous sur WWW.PHARMARADIO.FR et sur l'application



Rejoignez-nous sur les réseaux !



DES AGENCES PROCHES DE VOUS



HANDIPHARM OCÉAN

85110 CHANTONNAY
Tél. 02 51 94 31 82

HANDIPHARM POITOU

86300 CHAUVIGNY
Tél. 05 49 39 67 07

HANDIPHARM ATLANTIQUE

44115 HAUTE GOULAINÉ
Tél. 02 51 38 00 00

HANDIPHARM CHARENTES

17600 PISANY
Tél. 05 49 39 50 25

HANDIPHARM PERCHE

72400 CHERRÉ
Tél. 02 51 38 62 72

HANDIPHARM BRETAGNE

56850 CAUDAN
Tél. 02 97 65 13 58

HANDIPHARM LIMOUSIN

87280 LIMOGES
Tél. 05 49 39 50 20

HANDIPHARM NORMANDIE

14100 LISIEUX
Tél. 02 31 63 83 40

HANDIPHARM GIRONDE

33170 GRADIGNAN
Tél. 05 49 39 67 77

HANDIPHARM PYRÉNÉES

64230 POEY-DE-LESCAR
Tél. 05 59 68 84 70

HANDIPHARM HAUTS-DE-FRANCE

62217 BEAURAINS
Tél. 03 59 25 10 20

HANDIPHARM MÉDITERRANÉE

34110 VIC LA GARDIOLE
30320 MARGUERITES
Tél. 04 67 78 51 20

ETHIC MEDICAL VAL DE FRANCE

45430 CHÉCY
Tél. 02 38 80 11 18

ETHIC MEDICAL VAL DE SEINE

91250 TIGERY
Tél. 01 64 10 76 76

ETHIC MEDICAL HAUTE NORMANDIE

27640 BREUILPONT
Tél. 02 32 36 82 17

REFLEX' SANTÉ

46230 LALBENQUE
Tél. 05 65 31 22 08

RETROUVEZ TOUTES NOS SÉLECTIONS
CONFORT ET LOCATION SUR :

 mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr

 www.pharmaconfort.com





DES INFIRMIERS COORDINATEURS À VOTRE ÉCOUTE

Ligne santé dédiée aux professionnels du lundi au vendredi
9h30-12h30 et 14h-19h

Tél. 02 72 78 54 78

Fax : 02 34 88 52 58

sante@handi-pharm.com



3 700918 613428

Ref: 35748 - PLV CATALOGUE PRO HANDIPHARM 2020 UNITE